



**medi GmbH & Co. KG**  
**Medicusstraße 1**  
**D-95448 Bayreuth**  
**Germany**  
**T +49 921 912-0**  
**www.medi.de**

medi Australia Pty Ltd  
 83 Fennell Street  
 North Parramatta NSW 2151  
 Australia  
 T +61 2 9890 8696  
 F +61 2 9890 8439  
 sales@mediaustralia.com.au  
 www.mediaustralia.com.au

medi Austria GmbH  
 Adamgasse 16/7  
 6020 Innsbruck  
 Austria  
 T +43-512 57 95 15  
 F +43-512 57 95 15 45  
 vertrieb@medi-austria.at  
 www.medi-austria.at

medi Belgium NV  
 Posthoornstraat 13/1  
 3582 Koersel  
 Belgium  
 T: +32-11 24 25 60  
 F: +32-11 24 25 64  
 info@medibelgium.be  
 www.medibelgium.be

medi Brasil  
 Rua Cristovan de Vita, n.º 260, Un. 30,  
 Centro Logístico Raposo Tavares,  
 Vila Camargo  
 Vargem Grande Paulista - SP  
 CEP 06730-000  
 Brasil  
 T: +55-11-3500 8005  
 sac@medibrasil.com  
 www.medibrasil.com

medi Canada Inc / médi Canada Inc  
 597, Rue Duvernay, Verchères  
 QC Canada J0L 2R0  
 T: +1 450-583-3317 / +1 800 361 3153  
 F: +1 888-583-6827  
 service@medicanada.ca  
 www.medicanada.ca

MAXIS a.s.,  
 medi group company  
 Slezská 2127/13  
 120 00 Prague 2  
 Czech Republic  
 T: +420 571 633 510  
 F: +420 571 616 271  
 info@maxis-medica.com  
 www.maxis-medica.com

medi Danmark ApS  
 Vejlegardsvej 59  
 2665 Vallensbaek Strand  
 Denmark  
 T +45 70 25 56 10  
 F +45 70 25 56 20  
 kundeservice@sw.dk  
 www.meditandmark.dk

**medi**

## circaid® single band ankle foot wrap

Instructions for use. Gebrauchsanweisung.  
 Instrucciones de uso. Instruções para aplicação.  
 Инструкция по использованию.



medi Bayreuth España SL  
 C/Canigó 2 – 6 bajos  
 Hospitalet de Llobregat  
 08901 Barcelona  
 Spain  
 T +34 93 260 04 00  
 F +34 93 260 23 14  
 medi@mediespana.com  
 www.mediespana.com

medi France  
 Z.I. Charles de Gaulle  
 25, rue Henri Farman  
 93297 Tremblay en France Cedex  
 France  
 T +33 1 48 61 76 10  
 F +33 1 49 63 33 05  
 infos@medi-france.com  
 www.medi-france.com

medi Hungary Kft.  
 Bokor u. 21.  
 1037 Budapest  
 Hungary  
 T +36 1371 0090  
 F +36 1371 0091  
 info@medi.hu  
 www.medi.hu

medi Italia s.r.l.  
 Via Giuseppe Ghedini, 2  
 40069 Zola Predosa (BO)  
 Italy  
 T: +39-051 6 13 24 84  
 F: +39-051 6 13 29 56  
 info@medi-italia.it  
 www.medi-italia.it

medi Japan K.K.  
 5-1 Nihonbashi Kabutocho Chuoku  
 103-0026 Tokyo  
 Japan  
 T: +81 3 6778 2590  
 F: +81 3 5847 7901  
 info@medi-japan.jp  
 www.medi-japan.co.jp

Tachezy Sanit Srl.  
 Via Druso 48/a  
 39100 Bolzano  
 Italy  
 T: +39 0471 288 068  
 F: +39 0471 282 773  
 info@tachezysanit.com  
 www.tachezysanit.com

medi Nederland BV  
 Heusing 5  
 4817 ZB Breda  
 The Netherlands  
 T +31 76 57 22 555  
 F +31 76 57 22 565  
 info@medi.nl  
 www.medi.nl

medi Norway AS  
 Vestheimvegen 35  
 4250 Kopervik  
 Norway  
 T: +47 52 84 45 00  
 F: +47 52 84 45 09  
 post@medinorway.no  
 www.medinorway.no



E012037/05.2020



4 049772 365647

medi. I feel better.

English

## circaid® single band ankle foot wrap

### Purpose

The compression system is designed to provide compression to the foot and ankle region for patients with venous and lymphatic disorders.

### Indications

- Lymphedema
- other forms of edema
- Lipedema
- Chronic venous insufficiency
- Varicose veins
- DVT/Thrombosis Prevention
- Post Thrombotic Syndrome
- Venous Stasis Ulcer
- Post Sclerotherapy
- Lipodermatosclerosis

### Contraindications

- Severe Peripheral Arterial Disease

- Uncontrolled Congestive Heart Failure
- Septic Phlebitis
- Phlegmasia Cerulea Dolens
- Untreated infection
- Any circumstance where increased venous and lymphatic return is undesirable
- Suspected or known untreated acute DVT

### Cautions

- Mild to Moderate Peripheral Arterial Disease
- Impaired Sensation - must be able to sense applied pressure
- Intolerance to material(s)
- Pediatric & assisted use - must be able to sense & communicate applied pressure

### This Package contains

- 1 circaid single band afw
- 1 booklet instructions for use

medi Polska Sp. z o.o.  
ul. Łąbędzka 22  
44-121 Gliwice  
Poland  
T: +48-32 230 60 21  
F: +48-32 202 87 56  
info@medi-polska.pl  
www.medi-polska.pl

medi Bayreuth Unipessoal Lda.  
Rua do Centro Cultural, no. 43  
1700-106 Lisbon  
Portugal  
T +351 21 843 71 60  
F +351 21 847 08 33  
medi.portugal@medibayreuth.pt  
www.medi.pt

medi RUS LLC  
Business Center NEO GEO  
Butlerova Street 17  
117342 Moscow  
Russia  
T +7-495 374 04 56  
F +7-495 374 04 56  
info@medirus.ru  
www.medirus.ru

medi Trading (Shanghai) Co. Ltd.  
Room 1703, T1, CES WEST BUND  
CENTER,  
No. 277, Long Lan Road  
Xuhui District  
200232 Shanghai  
People's Republic of China  
T: +86-21 50582319  
F: +86-21 50582319

medi Sweden AB  
Box 6034  
192 06 Sollentuna  
Sweden  
T +46 8 96 97 98  
F +46 8 626 68 70  
info@medi.se  
www.medi.se

Medi Turk Ortopedi Medikal Iç ve  
Dis Tic. AS  
Mustafa Kemal Mah. 2156 Sokak  
No: 16 /4-5  
06510 Çankaya Ankara  
Turkey  
T: +90 312 435 20 26  
F: +90 312 434 17 67  
info@medi-turk.com  
www.medi-turk.com

medi UK Ltd.  
Plough Lane  
Hereford HR4 OEL  
Great Britain  
T +44 1432 37 35 00  
F +44 1432 37 35 10  
enquiries@mediuk.co.uk  
www.mediuk.co.uk

medi Ukraine LLC  
Evhena Sverstiuka str, 11.  
Kiev 02002  
Ukraine  
T: +380 44 591 11 63  
F: +380 44 392 73 73  
info@medi.ua  
http://medi.ua

## Storage instructions



Store in a dry place



Keep out of sunlight

## Lifespan

circaid single band afw has a lifespan of 3 months. Due to material wear-and-tear the medical efficacy can only be expected for a defined lifespan. This assumes correct handling of the garment (e.g. proper care, application, and removal).

## Disposal



Please dispose of the garment in household waste. No special criteria for disposal apply for medical compression garments.

## Material composition

circaid compression garment  
Polyester 72%  
Nylon 24%  
Elastane 4%



This garment does not contain latex.

## Care instructions

The garment can be machine washed using a gentle cycle and dried on a low heat setting. To extend the life of the garment, hand wash and drip dry.



Machine wash warm



Do not bleach



Tumble dry, low heat



Do not iron



Do not dry clean



Do not wring

### **Wearing recommendations**

The garment can be worn during the day or as directed by your clinician.

The circaid compression garment should never hurt. It should feel firm but comfortable.

If experiencing any pain, or discomfort, reduce the compression (mmHg) applied or remove device. Inform your clinician of your action.

If pressure increases or decreases noticeably during wear, readjust the garment as needed.

### **Donning instructions**

Put on an undersock before donning. The circaid single band afw should not be applied directly against the skin

#### **Step 1:**

Place the hook end of the circaid single band afw on top of the foot, facing away from the skin.

Holding the hook tab in place, wrap the band around the foot once, and secure it to the hook end.

#### **Step 2:**

Continue wrapping the circaid single band ankle foot wrap around the foot with firm and comfortable compression. Cover the foot from the base of the toes to the heel making sure there are no gaps between the layers of elastic. Apply double layers as desired to target problem areas.

#### **Step 3:**

If applying for the first time, the band can be shortened as needed. Secure the loose end of the circaid single band ankle foot wrap using one of the provided hook tabs.

### **Doffing instructions**

Disengage the hook tab and remove it from the circaid single band ankle foot wrap. Unwrap the foot and roll the band into a cylinder to prepare it for the next use. Make sure the sewn-in hook tab is at the tail-end of the roll.

# circaid® single band ankle foot wrap

---

## Zweckbestimmung

Die Kompressionsversorgung dient bei Patienten mit Venen- und Lympherkkrankungen zur Kompression des Fußes.

---

## Indikationen

- Lymphödem
- andere Formen von Ödemen
- Lipödem
- Chronisch venöse Insuffizienz
- Varikose
- Tiefe Beinvenenthrombose/  
Thromboseprophylaxe
- Postthrombotisches Syndrom
- Ulcus cruris venosum
- Nach Sklerotherapie
- Lipodermatosklerose

## Kontraindikationen

- Fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit
- Dekompensierte Herzinsuffizienz

- Septische Phlebitis
- Phlegmasia coerulea dolens
- Unbehandelte Infektion des Beines und / oder des Fußes
- Jeder Umstand, bei dem erhöhter venöser oder lymphatische Rückfluss unerwünscht ist
- Verdacht auf oder bekannte unbehandelte akute tiefe Beinvenenthrombose

## Besondere Aufmerksamkeit bei

- Leichter oder mittelschwerer peripherer arterieller Verschlusskrankheit
- Eingeschränkter Wahrnehmungsfähigkeit – der Patient muss in der Lage sein, die Kompressionsstärke wahrzunehmen
- Unverträglichkeit auf eines der eingesetzten Materialien
- Einsatz bei Kindern und hilfsbedürftigen Patienten – Patienten müssen in der Lage sein, die applizierte Kompressionsstärke wahrzunehmen und zu kommunizieren

## Lieferumfang

- 1 circaid single band Fußteil
- 1 Gebrauchsanleitung

## Lagerung



Trocken aufbewahren



Vor Sonnenlicht schützen

## Nutzungsdauer

Das circaid single band Fußteil hat eine Nutzungsdauer von 3 Monaten

Wegen Materialverschleiß bzw. -erschaffung kann die medizinische Wirksamkeit nur für eine definierte Nutzungsdauer garantiert werden. Dies setzt richtige Handhabung (z.B. bei der Pflege, dem An- und Ausziehen) voraus.“

## Entsorgung



Bitte über den Rest- bzw. Hausmüll entsorgen. Für diese medizinische Kompressionsversorgung gelten keine besonderen Anforderungen an die Entsorgung.

## Materialzusammensetzung







circaid Kompressionsversorgung  
Polyester 72%  
Nylon 24%  
Elastan 4%



Diese Kompressionsversorgung enthält kein Latex.

## Pflegehinweise

Die Kompressionsversorgung kann im Schonwaschgang gewaschen und bei geringer Hitze im Trockner getrocknet werden. Handwäsche und tropfnasses Aufhängen verlängern die Lebensdauer des Produktes

- 
-  Schonwaschgang
  -  Nicht bleichen
  -  Im Trockner bei geringer Hitze trocknen
  -  Nicht bügeln
  -  Nicht chemisch reinigen
  -  Nicht auswringen
- 

### Trageempfehlung

Tragen sie die Versorgung tagsüber oder nach Arzttempfehlung.

Die circaid Kompressionsversorgung soll sich fest aber bequem anfühlen.

Falls Schmerzen auftreten sollten, reduzieren Sie die Kompressionsstärke oder entfernen die Kompressionsversorgung. Setzen Sie Ihren Arzt darüber in Kenntnis. Falls die Kompression spürbar zu- oder abnimmt, justieren Sie die Bänder entsprechend nach.

### Anziehanleitung

Ziehen Sie einen Unterziehstrumpf an, bevor Sie das circaid single band Fußteil anlegen. Das Produkt sollte nicht direkt auf der Haut getragen werden.

#### Schritt 1:

Legen Sie das Bandende mit dem Klettverschluss auf den Vorfuß, so dass dieser von der Haut weg zeigt. Halten Sie das Klettband fest, wickeln Sie das Band einmal um den Fuß und befestigen Sie es am Bandende.

#### Schritt 2:

Wickeln Sie den circaid single band ankle foot wrap weiter um den Fuß, um eine feste und komfortable Kompression zu erreichen. Der gesamte Fuß- und Knöchelbereich muss ohne Lücken bedeckt sein. In Problembereichen können Sie nach Bedarf zwei Schichten wickeln.

### Schritt 3:

Beim erstmaligen Anlegen kann das Band nach Bedarf gekürzt werden. Befestigen Sie das lose Ende des circaid single band ankle foot wrap mit einem der beiliegenden Klettbänder.

### **Ausziehenanleitung**

Lösen Sie den Klettverschluss vom circaid single band Fußteil und wickeln Sie das Band vom Fuß ab. Rollen Sie das single band Fußteil auf, damit es für den nächsten Einsatz wieder gebrauchsfertig ist. Achten Sie darauf, dass sich das eingenähte Klettband am Ende der Rolle befindet.



# circaid® single band ankle foot wrap

---

## Propósito

El mecanismo de compresión sirve para la compresión del pie en pacientes con obstrucción linfática y venosa.

---

## Indicaciones

- Linfedema
- Otras formas de edemas
- Lipoedema
- Insuficiencia venosa crónica
- Varices
- TVP / Prevención de la trombosis
- Síndrome postrombótico
- Úlceras por estasis venoso
- Escleroterapia
- Lipodermatoesclerosis

## Contraindicaciones

- Enfermedad arterial periférica severa
- Insuficiencia cardíaca congestiva descompensada

- Flebitis séptica
- Flegmasia cerúlea dolens
- Infección no tratada
- Cualquier circunstancia donde no se desee un retorno venoso o linfático aumentado
- Sospecha o conocida trombosis venosa profunda aguda no tratada

## Precauciones

- Enfermedad arterial periférica leve o moderada
- Trastornos de sensibilidad- debe de ser capaz de sentir la presión aplicada
- Intolerancia al material/es
- Uso en pediatría y pacientes dependientes- deben de ser capaces de sentir y comunicar la presión aplicada

## Este paquete contiene

- 1 circaid banda simple - vendaje para tobillo
- 1 folleto con las instrucciones de

## Instrucciones de almacenamiento



Almacenar en un lugar seco



Proteger de la luz solar

## Vida útil

circaid banda simple - vendaje para tobillo tiene una vida útil 3 meses

Debido al desgaste del material, la eficacia médica solo se puede garantizar durante un periodo de tiempo definido. Esto supone el manejo correcto (p. ej. cuidado, colocación y retirada correctos).

## Eliminación

Elimínese con la basura. No existen criterios especiales para la eliminación de prendas de compresión médica.

## Composición del material



Sistema de compresión circaid  
Poliéster 72%  
Nailon 24%  
Elastano 4%



Esta prenda no contiene látex.

## Instrucciones de lavado

Esta prenda se puede lavar a máquina usando un ciclo suave y secar en máquina a temperatura baja.

Para prolongar la vida de la prenda, lávela a mano y déjela secar al aire.

---

 Lavar a máquina con agua tibia

 No blanquear

 Secar en secadora, temperatura baja

 No planchar

 No limpiar en seco

 No retorcer

---

### Recomendaciones para el uso

La prenda se puede usar durante el día o como indique su médico. El sistema de compresión circaid debe quedar fijo pero resultar cómodo.

Si nota algún dolor, quítese inmediatamente la prenda.

Si la presión aumenta o disminuye perceptiblemente durante su uso, reajustar la prenda según se necesite.

### Instrucciones de colocación

Ponga una funda de protección para el pie y la pierna antes de colocarlo. El circaid banda simple

– vendaje para el tobillo no debe de colocarse directamente sobre la piel.

#### Paso 1:

Sitúe el enganche final del circaid banda simple - vendaje para el tobillo encima del pie, mirando hacia la cara contraria a la piel. Sujetando el enganche en su sitio, envuelva la banda alrededor del pie y fíjela sobre el enganche.

#### Paso 2:

Continúe envolviendo el circaid banda simple - vendaje para el tobillo alrededor del pie con una compresión firme y confortable. Cubra el pie desde la base de los dedos hasta el talón, asegurándose de que no haya huecos entre las capas de la banda. Aplique dobles capas según desee para enfocarse en las zonas problemáticas.

#### Paso 3:

Si lo está aplicando por primera vez, la banda puede ser recortada

hasta donde necesite. Fije la terminación suelta del circaid banda simple - vendaje para el tobillo utilizando uno de los enganches proporcionados.

### **Instrucciones para quitar la pernera**

Suelte el enganche y retírelo del circaid banda simple - vendaje para el tobillo. Desenvuelva el pie y enrolle la banda haciendo un cilindro para prepararlo para el próximo uso. Asegúrese que el extremo con el enganche cosido esté al final del rollo.

# circaid<sup>®</sup> single band ankle foot wrap

---

## Finalidade

O sistema de compressão serve para a compressão do pé em pacientes com doenças do foro venoso e linfático.

---

## Indicações

- Obstrução linfática (linfedema)
- Outras formas de edemas
- Lipedema
- Insuficiência venosa crónica
- Veias varicosas
- DVT / Prevenção de trombose
- Síndrome pós-trombose
- Úlcera de estase venosa
- Pós-escleroterapia
- Lipodermatoesclerose

## Contra indicações

- Doença arterial periférica severa
- Insuficiência cardíaca descompensada
- Flebite séptica

- Phlegmasia cerula dolens
- Infecção não tratada da perna e/ou do pé
- Todas as situações em que é indesejado o aumento do retorno venoso ou linfático
- Suspeita de TVP ou TVP aguda conhecida, não tratada

## Atenção especial em caso de

- Doença arterial periférica ligeira ou moderada
- Perceção limitada - o paciente tem de poder sentir a força de compressão
- Intolerância ao material
- Utilização em crianças e pacientes dependentes - os pacientes têm de poder sentir e comunicar a força de compressão aplicada

## Instruções de armazenagem



Guardar em local seco



Manter afastado da radiação solar

### Vida útil

circaid single band ankle foot wrap (faixa de compressão adicional):

3 meses depende do uso e desgaste

Devido ao uso e desgaste do material, só se pode esperar eficácia médica durante a vida útil definida. Isso pressupõe o manuseamento correto da peça (p. ex., cuidados, aplicação e remoção adequados).

### Composição do material



Por favor, elimine o dispositivo junto com o lixo doméstico. Não se aplicam critérios especiais de eliminação para dispositivos de compressão medicinal.

### Composição do material

Sistema de compressão circaid  
Poliéster 72%

Nylon 24%  
Elastano 4%



Estes produtos não contêm látex.

### Instruções de lavagem

O dispositivo pode ser lavada à máquina, usando um ciclo para roupa delicada, e seca a uma temperatura baixa.

Para prolongar a vida útil da dispositivo, lave-a à mão e estenda-a para deixar secar.



Lavar à máquina até 40°



Não usar lixívia



Secar na máquina a baixa temperatura



Não passar a ferro



Não limpar a seco



Não torcer

**Recomendação de utilização**

O sistema de compressão circaid deve ficar justo, no entanto, confortável.

Caso apareçam dores, reduza a força de compressão ou retire o sistema de compressão. Informe o seu médico.

**Instruções de colocação**

Antes de colocar a faixa de compressão adicional calce uma meia. O dispositivo não deve ser colocado sobre a pele.

Passo 1. Coloque a ponta do velcro, virado para cima, no topo do peito do pé. Segure esta ponta no lugar e comece a enrolar a banda à volta do pé, fixando-a no velcro.

Passo 2. Continue a enrolar a banda à volta do pé com compressão firme e confortável. Cubra o pé desde a base dos dedos até ao calcanhar. Certifique-se que não ficam espaços entre as

bandas. Aplique duas camadas, se desejado, nas zonas mais problemáticas.

Passo 3. Na primeira aplicação, a banda pode ser cortada à medida. Fixe a ponta da banda com um dos fechos de velcro disponibilizados.

**Retirar o dispositivo**

Descole o fecho de velcro e retire-o a banda de compressão adicional. Desenrole a banda e enrole-a sobre si mesma, formando um cilindro para que fique preparada para a próxima aplicação. Certifique-se o fecho de velcro cosido à banda fica no final do rolo.

# circaid® single band ankle foot wrap

---

## **Предназначение**

circaid single band ankle foot wrap (afw) - компрессионный бандаж многоразового индивидуального использования, предназначенный для лечения пациентов с венозными и лимфатическими нарушениями. Компрессионный бандаж предназначен для обеспечения компрессии в области стопы и лодыжки.

---

## **Показания**

- Лимфедема
- Другие формы отеков:
  - Венозные
  - Посттравматические
  - Послеоперационные
- Лимфедема
- Варикозная болезнь(всех типов)
- Хроническая венозная недостаточность (ХВН)

- Венозный стаз
- Несостоятельность венозных клапанов
- Посттромботический синдром
- Трофические венозные язвы
- Ангиодисплазия
- Состояния после склеротерапии
- Профилактика тромбозов
- Венозная экзема
- Липодерматосклероз

## **Относительные противопоказания**

В соответствии с существующими противопоказаниями, лечащий врач оценивает состояние пациента и соотносит потенциальную пользу от применения данного компрессионного изделия (например, при хронической венозной недостаточности) с возможными рисками терапевтического применения данного медицинского изделия.

- Нарушение или отсутствие чувствительности нижних конечностей.



- Аллергические реакции на компоненты компрессионного изделия.

### **Абсолютные противопоказания**

Состояния, при которых использование компрессионных изделий абсолютно исключено, несмотря на наличие показаний (например, хроническая венозная недостаточность).

- Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей средней и тяжелой степени
- Декомпенсированная сердечная недостаточность
- Септический флебит
- Синий болевой флебит
- Инфекция области голеностопного сустава и/или стопы.

### **Хранение**



Хранить в сухом месте



Бережь от солнечного света

Гарантийный срок реализации в виде символа песочных часов и обозначения даты «месяц–год» указан на наклейке изготовителя, расположенной на упаковке изделия. Изготовленные по индивидуальному заказу изделия являются товаром для немедленного использования и гарантийный срок реализации на них не указывается.

### **Срок эксплуатации**

Изделие circaid single band ankle foot wrap имеет срок эксплуатации при ежедневном использовании не более 3 месяцев.

---

Ввиду износа материала медицинская эффективность стандартных и изготовленных по индивидуальным заказам изделий может быть гарантирована только на указанные сроки эксплуатации при условии соблюдения рекомендаций, изложенных в настоящей инструкции по использованию.

---

### Комплектация упаковки

Изделие circaid single band ankle foot wrap (1шт)

### Утилизация



Утилизировать с бытовыми отходами. К медицинским компрессионным изделиям не применяются специальные требования по утилизации.

### Состав материала

circaid single band ankle foot wrap:

Полиэстер 72%

Нейлон 24%

Эластан 4%



Данное изделие не содержит латекс.

### Рекомендации по стирке

Изделие можно стирать в машине, используя деликатный

режим и сушить при невысокой температуре. При этом во избежание налипания ворса на застежки-липучки и повреждения другой одежды рекомендуется помещать изделие в защитную сетку. Чтобы продлить срок службы изделия, его следует стирать вручную и сушить, не отжимая.

---



Машинная стирка, в теплой воде



Не отбеливать



Сушить в сушильной машине при невысокой температуре



Не гладить



Не применять химчистку



Не отжимать

---

### Надевание

Прежде чем надевать изделие circaid single band ankle foot wrap, наденьте носок. Данное изделие нельзя надевать непосредственно на кожу.

Шаг 1. Поместите оснащенный застежкой-липучкой край изделия *circaid single band ankle foot wrap* на тыльную часть стопы. Удерживая застежку-липучку на месте, оберните ленту вокруг стопы один раз и закрепите застежку-липучку.

Шаг 2. Продолжайте оборачивать лентой *circaid single band ankle foot wrap* стопу, обеспечивая достаточно сильную и комфортную компрессию. Покройте стопу от основания пальцев к пятке, позаботившись о том, чтобы не было пространств между слоями эластичного материала. На целевые проблемные области по желанию наложите двойные слои ленты.

Шаг 3. При надевании в первый раз можно укоротить ленту, если это необходимо. Закрепите край изделия *circaid single band ankle foot wrap*, используя одну из предоставленных застежек-липучек.

---

### **Примечание.**

В случае малейшей боли немедленно снимите изделие и проконсультируйтесь с врачом. При использовании изделия, оно никогда не должно причинять боль. Должно быть ощущение надежности и комфорта. Если при использовании изделия давление увеличивается или уменьшается, корректируйте изделие по мере необходимости.

---

### **Снимание**

Открепите застежку-липучку и снимите ее с изделия *circaid single band ankle foot wrap*. Разбинтуйте ногу и сверните изделие в рулон, чтобы подготовить его к следующему использованию. Убедитесь, что застежка-липучка находится на конце рулона.





medi USA L.P.  
6481 Franz Warner Parkway  
Whitsett, N.C. 27377-3000  
USA  
T +1-336 4 49 44 40  
F +1-888 5 70 45 54  
[info@mediusa.com](mailto:info@mediusa.com)  
[www.mediusa.com](http://www.mediusa.com)