



medi

# Produktkatalog Lymphologie



medi. ich fühl mich besser.





## medi World of Compression

**Starke Marke. Umfassendes Produktsortiment. Ganzheitliche Konzepte.**

---

Die medi World of Compression: Wegweiser für die Zukunft mit 75 Jahren Kompetenz im Bereich Kompression. Ihr Partner für höchste Ansprüche an Qualität, Innovation und Design. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten und positive Markenerlebnisse schaffen – für Sie und Ihre Kund:innen.

## Zufriedene Kund:innen und neue Potenziale

**Phasengerechte Therapie und zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten.**

---

medi bietet von der Entstauungs- bis zur Erhaltungsphase eine passende und patientenindividuelle Kompressionsversorgung. Das breite Zusatzsortiment trägt dazu bei, dass Kund:innen ihre Kompression gerne tragen. Profitieren Sie mit medi von hoher partnerschaftlicher Kulanz und hilfreichen Services.

# medi World of Compression

medi überzeugt beim Thema Kompression mit einem ganzheitlichen Konzept. Aus diesem Grund können Sie auf medi Produkte vertrauen. Diese sind bis ins kleinste Detail auf die Bedürfnisse Ihrer Kund:innen abgestimmt.

Lernen Sie die medi World of Compression näher kennen! Alle wichtigen Informationen finden Sie in unseren Katalogen – für jeden Themenbereich übersichtlich zusammengefasst:



## Phlebologie

Die Kompressionsversorgung mit mediven Kompressionsstrümpfen oder circaid medizinischen adaptiven Kompressionssystemen ist ein wichtiger Baustein für die Therapie venöser Erkrankungen.

**Art.-Nr.: 0020965**



## Lymphologie

Patientenindividuell von der Entstauung bis zur Erhaltung. Mit den circaid medizinischen adaptiven Kompressionssystemen in der Entstauungsphase und flachgestrickten mediven Kompressionsstrümpfen in der Erhaltungsphase bietet medi das passende Produkt für nahezu jede:n Patient:in in der Therapie von Lymph- und Lipödem.

**Art.-Nr.: 0025090**



## medi Therapiekonzept Ulcus cruris

Das medi Therapiekonzept Ulcus cruris verbindet die Akutphase mit der Rezidivprophylaxe und begleitet somit die Patient:innen während der gesamten Therapie des „offenen Beins“.

**Art.-Nr.: 0050515**

6

## medi Therapiekonzept Lymphologie

Übersichten circaid und  
mediven



48

## mediven® cosy

Flexibel. Anschmiegsam.  
Bewegungsfreiheit.



76

## mediven® 550 Arm

Stark. Wandstabil.  
Zuverlässiger Halt.



104

## medi Zubehör

medi Pflegeprodukte  
medi An- und Ausziehhilfen  
medi Butler  
Therapiehilfen

114

Service

30

## circaid® juxtafit® essentials Bein

Effektive Entstauung



54

## mediven mondi®

Weich. Fein. Schöne Optik.



82

## mediven esprit®

Weich. Fein. Schöne Optik.



60

## Übersichten mediven® Beinqualitäten

Farben, Muster und Zusätze



90

## mediven harmony®

Rundgestrickter Armstrumpf  
in sieben Seriengrößen



40

## mediven® 550 Bein

Stark. Wandstabil.  
Zuverlässiger Halt.



70

## circaid® juxtafit® essentials Arm

Effektive Entstauung



96

## Übersichten mediven® Armqualitäten

Farben, Muster und Zusätze



# medi Therapiekonzept Lymphologie

Phasengerechte und patientenindividuelle Behandlung des Lymphödems.



1

Entstauung



## 2 Erhaltung



medi. ich fühl mich besser.



## Initiale Entstauung mit circaid®

Eine leitliniengerechte Therapie des Lymphödems sieht zuerst die initiale Ödemreduktion vor.

Mit den circaid juxtafit medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK) bietet medi eine Alternative zum herkömmlichen Wickelverband. Nun können die Patient:innen die Kompressionstherapie in der Entstauung selbstständig meistern und aktiv mitgestalten.



# circaid® medizinische adaptive Kompressions-systeme in der Entstauungsphase

Kompression ist ein Grundbaustein der leitliniengerechten<sup>1</sup> Therapie bei lymphologischen und phlebologischen Indikationen. circaid medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK) sind die Alternative zum herkömmlichen Wickelverband. Sie kommen bei der Entstauung von Lymphödemen, ausgeprägten venösen Ödemen und in der Therapie des Ulcus cruris venosum zum Einsatz. Mit circaid MAK bietet medi eine effektive Option, um das Ödem in der initialen Behandlung zu entstauen.

## **Effektive Entstauung – einstellen, kontrollieren, nachjustieren**

Die erste Phase der Therapie, die Entstauungsphase, hat zum Ziel, angestaute Flüssigkeit im Gewebe zu verringern. In dieser volumeninstabilen Phase kommt es zu deutlichen Umfangsschwankungen. Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Therapie ist ein Hilfsmittel, das definierte und konsequente Kompression ermöglicht, auch bei sich schnell reduzierenden Umfängen:

- Medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK) sind jederzeit anpassbar und sorgen so für eine kontinuierliche Kompression.
- Nach Einweisung durch Fachpersonal ermöglicht die einfache Handhabung den Patient:innen Selbstmanagement und erleichtert die Hygiene.
- Durch das integrierte Built-In-Pressure System (BPS) lässt sich der individuelle Kompressionsdruck exakt einstellen, kontrollieren und nachjustieren – auch von den Patient:innen selbst.





**1 circaid Built-In-Pressure System (BPS)**

- Mit handlicher Messkarte einstellbarer und kontrollierbarer Kompressionsdruck
- Jederzeit nachjustierbar – für eine kontinuierliche Kompressionstherapie
- Nach proximal graduiert abfallender Druckverlauf

**2 Breathe-O-Prene**

- Unelastisches Material mit hoher Wandstabilität – für hohen Arbeitsdruck
- Atmungsaktiv und geruchshemmend

**3 Einfache Handhabung**

- Nach Einweisung durch Fachpersonal einfaches An- und Ablegen der Versorgung – fördert Selbstmanagement
- Weniger fehleranfällig in der Anlage als Kompressionsbandagierungen<sup>1</sup>

**4 Juxtaposed Band-System**

- System aus einzelnen ineinandergreifenden Bändern – für optimalen Sitz und Vermeidung von Fensterödemen
- Nachjustieren der einzelnen Bänder verhindert einen Druckverlust der Versorgung – die Ödemrückbildung wird wirksam gefördert<sup>1</sup>


**5 Kompressive Socke**

- Beugt Ödemen im Vorfuß vor
- Fördert die Mobilität – Tragen normaler Schuhe möglich<sup>2</sup>
- Zusätzliche Fußoption verfügbar

<sup>1</sup> Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 29.10.2025).

<sup>2</sup> Protz K et al. Kompressionsmittel für die Entstauungstherapie. Vergleichende Erhebung im Querschnitt zu Handhabung, Anpressdruck und Tragegefühl. Hautarzt 2018;69(3):232-241.





## circaid® – das Original in der adaptiven Kompression von der Natur inspiriert

**circaid Produkte haben ein tierisches Vorbild:  
die Giraffe – aufgrund ihrer besonderen Haut.**

Giraffen besitzen in den Vorder- und Hinterläufen einen Venendruck von über 250 mmHg – dreimal höher als beim Menschen. Obwohl die Tiere rundum die Uhr auf den Beinen sind und teilweise auch im Stehen schlafen, haben sie jedoch keine Lymphödeme oder Venenerkrankungen. Warum? Im Gegensatz zu uns Menschen haben Giraffen eine unelastische Haut, die sich nicht ausdehnt.\* Somit tragen Giraffen dauerhaft natürliche Kompression.

Der Gründer von circaid ließ sich davon inspirieren und entwickelte die erste patentierte, unelastische Beinversorgung. Diese wurde zu den heutigen circaid Produkten (Kurzform für „circulation aid“ Kreislaufunterstützung) weiterentwickelt.

\* Sathar F, Ludo Badlangana N, Manger PR. Variations in the thickness and composition of the skin of the giraffe. Anatomical record 2010;293(9):1615-1627.

# circaid® Produkteigenschaften



## **Built-In-Pressure® System**

- Zum Einstellen, Kontrollieren und Nachjustieren des korrekten therapeutischen Drucks



## **Breathe-O-Prene**

- Atmungsaktives Material
- Geruchshemmender Effekt




## **Juxtaposed Band-System**

- Optimaler Sitz durch ineinandergreifende Bänder
- Bänder einzeln nachjustierbar



## **Vielfalt**

- Großes Sortiment an Versorgungsoptionen
- Umfangreiches Größenangebot



## **Einfache Handhabung**

- Leichtes An- und Ablegen nach Einweisung durch Fachpersonal



## **Unelastisch**

- Unelastisches Material für eine effektive Therapie und hohen Tragekomfort
- Von der Natur inspiriert



Für Waschmaschinen  
und Trockner geeignet



# Vertrauen Sie dem Original – definiert einstellbarer Druck seit über einem Jahrzehnt

Mithilfe des einzigartigen, integrierten Built-In-Pressure Systems (BPS) lässt sich der individuelle Kompressionsdruck exakt einstellen, kontrollieren und jederzeit nachjustieren.


- Einstellbar auf den verordneten Kompressionsdruck
- Kontrolle und Sicherstellen des richtigen Kompressionsdrucks
- Integrierter, graduierter Kompressionsverlauf – nach Einstellen der einzelnen Bänder auf denselben Kompressionsbereich sorgt das Produktdesign für einen abfallenden Kompressionsdruck von distal nach proximal
- Kompressionsdruck jederzeit nachjustierbar – Aufrechterhalten des notwendigen Kompressionsdrucks im Laufe des Tages
- Einstellbar auf verschiedene Kompressionsbereiche

## Patientenindividuell einstellbare Kompressionsbereiche

medizinischer Kompressionsstrumpf	CCL 1	CCL 2	CCL 3	CCL 4	
Druck in mmHg	18 – 21	23 – 32	34 – 46	> 49	
<b>circaid Kompressionsbereiche in mmHg</b>	10 – 20*	20 – 30	30 – 40	40 – 50**	50+**

\* nur circaid juxtafit essentials Arm  
\*\* nur circaid juxtafit Beinversorgungen

## Den Kompressionsdruck einfach einstellen



Mithilfe der BPS-Linien auf den einzelnen Bändern lässt sich der Kompressionsdruck exakt einstellen.

Legen Sie das schwarze Dreieck ▼ der Druckmesskarte an eine der beiden BPS-Linien auf dem Klettband an.

Die zweite Linie sollte auf den Kompressionsdruck zeigen, den der/die Ärzt:in verordnet hat.

# Wichtige Hinweise zu Rezept und Abrechnung

**Rezeptbeispiel**

Krankenkasse bzw. Kostenträger	1 Hilfs- mittel	Impl- stoff	Spr.-St. Bedarf	Begr- Plicht	Apotheken-Nummer / IK
Gebühr frei	6	7	8	9	
Geb.- pl.	Zuzahlung				
noctu	Gesamt-Brutto				
Sonstige	Arzneimittel-Hilfsmittel-Nr.				
Unfall	Faktor				
Arbeits- unfall	Taxe				
Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status					
Vertragsarzt-Nr. VK gültig bis Datum					
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)					
aut idem	2 Entstauung Lymphödem				
aut idem	3 Medizinisches adaptives Kompressionssystem, circaid juxtafit essentials Unterschenkel				
aut idem	4 1 Stück				
	5 30 – 40 mmHg				
	6 17.06.23.2002				
Vertragsarztstempel					

- 1 Markieren Sie das Feld Nr. 7 mit der Ziffer „7“
- 2 Genaue Indikation / Diagnose (ICD-10-Code), individuelle Kontextfaktoren
- 3 Ggf. Produktname (mit Begründung)
- 4 Anzahl der Versorgungen (1 Stück oder 2 Stück)
- 5 Erforderlicher Kompressionsdruck (z. B. 30 – 40 mmHg)

**circaid juxtafit essentials ist im Hilfsmittelverzeichnis für folgende Indikation gelistet:**

- Initiale Entstauung von Lymphödemen 6 Hilfsmittelnummer

## Hinweis

Wenn sich das Beschwerdebild der Patient:innen im Verlauf verbessert, zum Beispiel Lymphödem in der Erhaltungsphase, ist es möglich, die Versorgung zu wechseln und budgetneutral zu verordnen, beispielsweise einen flachgestrickten medizinischen Kompressionsstrumpf.

## circaid® Positionsnummern

### Beinversorgungen

circaid juxtafit essentials Bein	
Serie	
Unterschenkel	17.06.23.2002
Oberschenkel mit Knie	17.06.23.4001
Fußoption	17.06.23.3003

### Armversorgungen

circaid juxtafit essentials Arm	
Serie	
Arm	17.10.10.0001
Handoption	17.10.10.1001

## Patientenindividuelle Versorgung in der Erhaltung mit mediven® Flachstrick

„medi. ich fühl mich besser.“

Mit diesem Anspruch entwickeln wir indikationsgerechte Produkte. Jede:r Lip- und Lymphödem-Patient:in ist etwas Besonderes und hat eine persönliche Geschichte sowie spezielle Anforderungen an eine Flachstrick-Versorgung. Um alle Patiententypen individuell beraten und versorgen zu können, bietet medi ein Flachstrick-Sortiment, das bis ins Detail auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Ödempatient:innen abgestimmt ist.




# Versorgungslogik Arm: Optimal versorgt mit mediven® Flachstrick

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir die mediven Flachstrick-Produkte für Patient:innen mit folgenden Charakteristika.\*

## Lipödem

(Schmerz als Leitsymptom –  
Stadieneinteilung entfällt)



## Lymphödem

(Stadium 1 – 3  
in der Erhaltungsphase)



Bindegewebe

normal bis fest

sehr weich bis verhärtet

Gewicht



Kalibersprünge /  
Hautfalten

keine / moderat

moderat / stark

Empfohlener mediven  
Kompressionsstrumpf

mediven esprit®<sup>1</sup>

mediven® 550 Arm

<sup>1</sup> **medi Empfehlung:** bei Lymphödem bis Stadium 2 einsetzbar

Je weicher / fester das Bindegewebe – je höher das Gewicht – je stärker die Hautfalten / Kalibersprünge ...  
... umso wandstabiler sollte das Strumpfmaterial sein.

→ **Entscheidend für die Materialauswahl ist jeweils das Kriterium mit der schwersten Ausprägung.**



\* Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt. Die Wahl der medizinisch notwendigen und passgenauen Kompressionsversorgung ist abhängig von der Indikation und den patientenindividuellen Bedürfnissen.

# Versorgungslogik Bein: Optimal versorgt mit mediven® Flachstrick

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir die mediven Flachstrick-Produkte für Patient:innen mit folgenden Charakteristika.\*

## Lipödem

(Schmerz als Leitsymptom –  
Stadien-einteilung entfällt)



## Lymphödem

(Stadium 1 – 3  
in der Erhaltungsphase)



Bindegewebe

normal bis fest

weich bis fest

sehr weich bis verhärtet

Gewicht



Kalibersprünge /  
Hautfalten

keine

moderat

stark

Empfohlener  
mediven Kompressi-  
onsstrumpf

mediven mondi®

mediven® cosy<sup>1</sup>

mediven® 550 Bein

<sup>1</sup> medi Empfehlung: bei Lymphödem bis Stadium 2 einsetzbar

Je weicher / fester das Bindegewebe – je höher das Gewicht – je stärker die Hautfalten / Kalibersprünge ...  
... umso wandstabiler sollte das Strumpfmaterial sein.

→ **Entscheidend für die Materialauswahl ist jeweils das Kriterium mit der schwersten Ausprägung.**



\* Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt. Die Wahl der medizinisch notwendigen und passgenauen Kompressionsversorgung ist abhängig von der Indikation und den patientenindividuellen Bedürfnissen.



## mediven® – die Marke in der Lymph- und Lipödemtherapie

**mediven verkörpert in der modernen Lymph- und Lipödemtherapie passende medizinische Kompressionsstrümpfe für nahezu jede Indikation. Sie sind bis ins Detail auf die Bedürfnisse der Patient:innen abgestimmt.**

medi denkt in Sachen Lymph- und Lipödemtherapie weiter. Deshalb können sich Ihre Kund:innen auf mediven Kompressionsstrümpfe verlassen. mediven Strümpfe werden auf Hightech-Niveau produziert, sind mit Wohlfühl-Eigenschaften ausgestattet und bieten ausgezeichneten Tragekomfort. Das breite Zusatzsortiment rundet die Therapie ab.

# mediven<sup>®</sup>

## Produkteigenschaften



Clima Comfort

### Clima Comfort\* für

- Raschen Abtransport von Feuchtigkeit von der Hautoberfläche
- Hohe Atmungsaktivität



Clima Fresh

### Integrierte Clima Fresh Funktion

- Geruchshemmende Wirkung



Perfect Fit

### Perfect Fit

- Hohe Passgenauigkeit
- Medizinisch wirksamer Druckverlauf
- Optimale Versorgungsbedingungen bei Serie und Maß



Vielfalt

### Große Vielfalt an Varianten und Sonderausführungen

### Farben für mehr Lebensqualität

### Pflegeleicht

- Für Waschmaschine und Trockner im Schongang geeignet

### \* Clima Comfort

Wissenschaftlich getestet vom französischen Institut IFTH.<sup>1</sup> Das Testergebnis zeigt, dass die Clima Comfort Technologie von medi den Klimaausgleich zwischen Haut und Strumpf gewährleistet. medi erreicht eine hervorragende Gesamtbewertung mit 11 von 12 Punkten.

<sup>1</sup>Gardon-Mollard C., Gogué-Meunier G. Etude comparative du transfert de la vapeur d'eau dans différents articles de compression médicale. Phlébologie 2011;64(2):53-60.





# In 8 Schritten zum Kompressionsstrumpf-Rezept

## Verordnung von medizinischen Hilfsmitteln

Frei von Budgets und Richtgrößen, wenn die Ärzt:innen Hilfsmittel nicht mit Arznei- oder Heilmitteln auf einem Rezept verordnen. Für Zusatzprodukte wie An- und Ausziehhilfen sollten die Mediziner:innen ein gesondertes Rezept ausstellen.

### Rezeptangaben

- 1 **Markierung Feld Nr. 7 mit der Ziffer „7“**
- 2 **Genaue Indikation / Diagnose** (ICD-10-Code), individuelle Kontextfaktoren
- 3 **Anzahl der Strümpfe / Strumpfhosen** (1 Paar oder 1 Stück)
- 4 **Materialempfehlung**, ggf. Produktname
- 5 a) Erforderliche Kompressionsklasse (CCL 1 – 4)
- b) **Länge:**  
Waden-Strumpf (AD), Oberschenkel-Strumpf (AG), Strumpfhose (AT), Umstandshose (AT / U)
- 6 a) **Zusätze:**  
Haftband, Hüftbefestigung etc.
- b) **Art der Fußspitze:**  
offen, geschlossen
- 7 **Vermerk „Maßanfertigung“, Flachstrick**
- 8 **Hilfsmittelnummer**

Das Bild zeigt ein Rezeptformular mit dem Titel 'Rezeptbeispiel'. Es ist in verschiedene Felder unterteilt. Oben rechts befindet sich ein Feld mit der Aufschrift '7', das mit einem roten Kreis hervorgehoben ist. Darunter befindet sich ein Feld mit der Aufschrift 'Diagnose: Beinlymphödem Stadium II beidseitig'. Rechts daneben steht '1 Stück' und 'starkes Material, mediven 550 Bein CCL 3, z. B. Strumpfhose (AT) geschlossene Fußspitze Maßanfertigung, flachgestrickt 17.06.17.2008'. Das Formular enthält auch Felder für 'Kassen-Nr.', 'Versicherten-Nr.', 'Status', 'Vertrag-Nr.', 'VK gültig bis', 'Datum' und 'Vertragverzeichniss'. Ein roter Pfeil weist auf das Feld '7' hin.

### Hinweise zur Kompressionstherapie<sup>1</sup>

#### Kontraindikationen

- Fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) <sup>2</sup>
- Dekompensierte Herzinsuffizienz (NYHA III + IV)
- Septische Phlebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

#### Risiken für die Kompressionstherapie

- Ausgeprägte nässende Dermatosen
- Unverträglichkeit auf Kompressionsmaterial
- Schwere Sensibilitätsstörungen der Extremitäten
- Fortgeschrittene periphere Neuropathie (z. B. bei Diabetes mellitus)
- Primär chronische Polyarthrit

Als Arbeitsunterlage für Ihre:n Ärzt:in empfehlen wir die Verordnungshilfe Lymphologie Arm und Bein mit hilfreichen Tipps zur Verordnung (Art.-Nr. Bein: 20567, Arm: 22759)

### Risiken und Nebenwirkungen<sup>2</sup>

Medizinische Kompressionsstrümpfe können bei unsachgemäßer Handhabung Hautnekrosen und Druckschäden auf peripheren Nerven verursachen.

<sup>1</sup> Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 29.10.2025).

<sup>2</sup> wenn einer dieser Parameter zutrifft: ABPI < 0,5, Knöchelarteriendruck < 60 mmHg, Zehendruck < 30 mmHg oder TcPO2 < 20 mmHg Fußrücken

# mediven® Positionsnummern

## mediven mondi, mediven cosy, mediven 550 Bein

	mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 Bein		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 Bein
	Maß	Maß	Maß		Maß	Maß	Maß
<b>CCL 1</b>				<b>CCL 3</b>			
AD	17.06.14.0013	17.06.14.0020	17.06.14.0005	AD	17.06.14.2009	17.06.14.2028	17.06.14.2010
AF	17.06.15.0013	17.06.15.0017	17.06.15.0005	AF	17.06.15.2008	17.06.15.2025	17.06.15.2009
AG	17.06.16.0013	17.06.16.0020	17.06.16.0005	AG	17.06.16.2009	17.06.16.2028	17.06.16.2010
AT	17.06.17.0013	17.06.17.0020	17.06.17.0006	AT	17.06.17.2007	17.06.17.2025	17.06.17.2008
BT	17.06.21.0016	17.06.21.0014	17.06.21.0015	BT	17.06.21.2018	17.06.21.2015	17.06.21.2017
CT/B1T	17.06.18.0011	17.06.18.0019	17.06.18.0005	CT/B1T	17.06.18.2005	17.06.18.2023	17.06.18.2006
ET	17.06.19.0011	17.06.19.0019	17.06.19.0005	ET	17.06.19.2005	17.06.19.2023	17.06.19.2006
FT	17.06.22.0016	17.06.22.0012	17.06.22.0015	FT	17.06.22.2019	17.06.22.2015	17.06.22.2018
<b>CCL 2</b>				<b>CCL 4</b>			
AD	17.06.14.1009	17.06.14.1031	17.06.14.1010	AD			17.06.14.3007
AF	17.06.15.1009	17.06.15.1027	17.06.15.1010	AF			17.06.15.3006
AG	17.06.16.1009	17.06.16.1031	17.06.16.1010	AG			17.06.16.3007
AT	17.06.17.1008	17.06.17.1030	17.06.17.1009	AT			17.06.17.3006
BT	17.06.21.1018	17.06.21.1016	17.06.21.1017	BT			17.06.21.3011
CT/B1T	17.06.18.1005	17.06.18.1026	17.06.18.1006	CT/B1T			17.06.18.3004
ET	17.06.19.1005	17.06.19.1027	17.06.19.1006	ET			17.06.19.3004
FT	17.06.22.1019	17.06.22.1013	17.06.22.1018	FT			17.06.22.3011

## mediven 550 Arm und mediven esprit

mediven esprit			mediven 550 Arm						
Maß			Maß						
CCL 1			CCL 1						
CG	17.10.04.0012	17.10.04.0011	AD	17.10.07.0009	17.10.08.0020	17.10.09.0010	17.10.08.0014	17.10.08.0012	
AF	17.10.06.0017	17.10.06.0015	AE	17.10.07.0010	17.10.08.0015	17.10.09.0011	17.10.08.0010	17.10.08.0019	
AG	17.10.06.0018	17.10.06.0016	CCL 2						
CD	17.10.05.0019	17.10.05.0016	AD	17.10.07.1013	17.10.08.1012	17.10.09.1011	17.10.08.1006	17.10.08.1018	
CE	17.10.05.0018	17.10.05.0017	AE	17.10.07.1014	17.10.08.1013	17.10.09.1009	17.10.08.1010	17.10.08.1016	
CF	17.10.04.0045	17.10.04.0044	CCL 3						
CCL 2			AD	17.10.07.2006	17.10.08.2004	17.10.09.2004	17.10.08.2009	17.10.08.2005	
CG	17.10.04.1013	17.10.04.1012	AE	17.10.07.2007	17.10.08.2006	17.10.09.2003	17.10.08.2008	17.10.08.2011	
AF	17.10.06.1020	17.10.06.1017	mediven esprit						
AG	17.10.06.1019	17.10.06.1018	Maß	mit Handteil und Daumenöffnung	mit Handteil, Daumenöffnung, offenen Fingern	mit Handteil und Daumenansatz	mit Handteil, Daumenansatz, offenen Fingern	mit Handteil und geschlossenen Fingern	
CD	17.10.05.1021	17.10.05.1018		CCL 1					
CE	17.10.05.1020	17.10.05.1019		AD	17.10.07.0012	17.10.08.0013	17.10.09.0009	17.10.08.0011	17.10.08.0017
CF	17.10.04.1048	17.10.04.1047		AE	17.10.07.0011	17.10.08.0009	17.10.09.0012	17.10.08.0016	17.10.08.0018
CCL 3			CCL 2						
CG	17.10.04.2013	17.10.04.2012	AD	17.10.07.1016	17.10.08.1020	17.10.09.1012	17.10.08.1015	17.10.08.1017	
AF	17.10.06.2016	17.10.06.2013	AE	17.10.07.1015	17.10.08.1019	17.10.09.1010	17.10.08.1014	17.10.08.1011	
AG	17.10.06.2015	17.10.06.2014	CCL 3						
CD	17.10.05.2013	17.10.05.2010	AD	17.10.07.2009	17.10.08.2012	17.10.09.2002	17.10.08.2010	17.10.08.2007	
CE	17.10.05.2012	17.10.05.2011	AE	17.10.07.2008	17.10.08.2001	17.10.09.2001	17.10.08.2002	17.10.08.2003	
CF	17.10.04.2041	17.10.04.2040							

# mediven® Positionsnummern

## Abrechnungspositionen für Zubehör

17.99.99.0002	Kompressionspelotten inkl. Tasche
17.99.99.2003	komprimierendes Leibteil
17.99.99.2004	komprimierendes Zehenteil / Zehenkappe
17.99.99.2006	Hüftbefestigung für AF- und AG-Strümpfe
17.99.99.2007	Hüftbefestigung für Stumpfstrümpfe
17.99.99.2008	Haftrand
17.99.99.2009	Einbeinhosenteil (Beinring)
17.99.99.2010	Handteil für Armstrümpfe, ohne Finger und Daumen, mit Daumenöffnung
17.99.99.2011	Handteil für Armstrümpfe, ohne Finger mit Daumenansatz
17.99.99.2012	Handteil für Armstrümpfe, mit Finger und Daumen
17.99.99.2013	Schulterbefestigung / Kappe für Armstrümpfe
17.99.99.2022	Boleroverbindung
17.99.99.2014	Reißverschluss am Armstrumpf
17.99.99.2015	Reißverschluss am Bein
17.99.99.2016	Haftbandstücke zur Fixierung bei Kombination Hose und Strumpf
17.99.99.2017	Suspensorium
17.99.99.2018	Eingriff
17.99.99.2019	Schwangerschaftsleibteil – ab CCL 2
17.99.99.2020	Stoma-Öffnung
17.99.99.2023	komprimierender Fingerling
17.06.07.1005	Strumpfhalter einseitig
17.06.07.2005	Strumpfhalter zweiseitig
17.99.99.2025	geschlossene Fußspitze
17.99.99.2026	schräge Abschlüsse proximal
17.99.99.2027	Oberbeinerhöhung
17.99.99.2028	Ellipse, Funktionszone Knie
17.99.99.2029	Funktionszone Ellenbogen, vermehrte Einkehr (Arm)
17.99.99.2030	Y-Einkehr
17.99.99.2031	Futterstoffe inkl. Taschen

## Abrechnungspositionen für An- und Ausziehhilfen

02.40.01.3000	medi Lang-Griff Butler
02.40.01.3000	medi Vario-Griff Butler
02.40.01.3000	medi Hosen Butler
02.40.01.3000	medi Big Butler
02.40.01.3000	medi Arm Butler
02.40.01.3014	medi 2in1





## circaid<sup>®</sup> juxtafit<sup>®</sup> essentials Bein

Mit circaid juxtafit bringt medi die Entstauungstherapie in den medizinischen Fachhandel.

Dank der ineinandergreifenden Bänder können die Patient:innen nach vorheriger Einweisung durch Fachpersonal ihre Entstauung aktiv mitgestalten. Mit der einzigartigen Druckmesskarte wird die benötigte Kompression exakt eingestellt und bei Bedarf nachjustiert – ein Plus für eine effektive Entstauung.



# circaid® juxtafit® essentials Bein

Zur Entstauung  
lymphologischer Ödeme

Medizinisches adaptives Kompressionssystem  
für die initiale Entstauung von Lymphödemen

**Aufgrund der Produkteigenschaften empfehlen wir circaid juxtafit essentials für:\***

- Männer / Frauen
- Initiale Entstauung von Lymphödemen
- Bis zu 24-stündige Kompressionstherapie
- Mobile / immobile Patient:innen

## Indikationen

circaid juxtafit essentials Unterschenkel ist im Hilfsmittelverzeichnis für folgende Indikation gelistet:

- Initiale Entstauung von Lymphödemen

## Eigenschaften

- Mit handlicher Messkarte zuverlässig einstellbarer und kontrollierbarer Kompressionsdruck
- Nachjustieren der Bänder während des Tragens erhält den Kompressionsdruck kontinuierlich aufrecht<sup>1</sup>
- 6–8 Bänder für eine individuelle anatomische Passform bei von Lymphödem betroffenen Extremitäten
- Produktdesign gewährleistet nach proximal abfallenden Druckverlauf
- Zwei Stück Unterziehstrümpfe aus Baumwolle – hoher Tragekomfort und Aufrechterhaltung der Hygiene

## Nutzen für Ihre Kund:innen / Patient:innen

- Signifikant schnellere Entstauung von Lymphödemen<sup>2</sup>
- Eigenständiges und einfaches An- und Ablegen der Versorgung mit Klett – für mehr Selbstmanagement
- Erleichtert Hygiene und Hautpflege im Therapiealltag
- Fördert die Mobilität im Alltag<sup>3</sup>: mit normalen Schuhen kombinierbar dank Fußversorgung mit kompressiver Socke
- Geeignet für Waschmaschine und Trockner



\* Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt. Indikationen: siehe Gebrauchsanweisung circaid juxtafit essentials

<sup>1</sup> Rabe E et al. S2k Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: [www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037\\_005.html](http://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037_005.html) (Letzter Zugriff 29.10.2025).

<sup>2</sup> Damstra R et al. Prospective, randomized, controlled trial comparing the effectiveness of adjustable compression Velcro wraps versus inelastic multicomponent compression bandages in the initial treatment of leg lymphedema. J Vasc Surg: Ven and Lym Dis 2013;1(1):13-19.



<sup>3</sup> Protz K et al. Kompressionsmittel für die Entstauungstherapie: Vergleichende Erhebung im Querschnitt zu Handhabung, Anpressdruck und Tragegefühl. Hautarzt 2018;69(3):232-241.

## Materialzusammensetzung

Innen- und Außenseite  
Nylon, Elastan

Schaum-Zwischenschicht  
Polyurethan

## Lieferbare Varianten

	AD	CG
		
<b>Serie</b>	Unterschenkel	Oberschenkel mit Knie
	17.06.23.2002	17.06.23.4001



circaid juxtafit essentials Unterschenkel



circaid juxtafit essentials Oberschenkel  
mit Knie

## Produktvorteile



Built-In-Pressure®



Breathe-O-Prene®



Juxtaposed band



Variety



Inelastic



Easy handling



## Einstellbarer Kompressionsdruck

20 – 30 mmHg  
30 – 40 mmHg  
40 – 50 mmHg  
50+ mmHg

## Farbe

Beige

## Hinweis

circaid juxtafit essentials Unterschenkel  
ist im Hilfsmittelverzeichnis für folgende  
Indikation gelistet:


- Initiale Entstauung von Lymphödemen

## Videos

Mehr Informationen  
und Anlegevideos  
finden Sie unter:




# circaid® juxtafit® essentials Unterschenkel



## Fußoption

Bei Bedarf kann eine zusätzliche Fußoption gesondert verordnet und bestellt werden.



## medi Tipp

Mit dem circaid juxtafit Maßband (Art.-Nr. 0097C67) einfach und schnell zur richtigen Produktlänge. Legen Sie hierfür die Markierung am Knöchel oder im Schritt an und halten das Maßband an das Bein Ihrer Kund:innen. Sie können direkt ablesen, welche Produktlänge notwendig ist.

## Umfangmaße in cm

	S	M	M - X	L	
cC	30 – 38	36 – 43	43 – 50	41 – 48	
cB1	20 – 28	25 – 33	33 – 40	30 – 38	
cB	15 – 23	20 – 28	20 – 28	25 – 33	
	L - X	XL	XL - X	XXL	XXXL
cC	48 – 56	41 – 51	51 – 61	53 – 64	58 – 70
cB1	38 – 46	33 – 41	41 – 51	43 – 53	50 – 60
cB	25 – 33	30 – 38	30 – 38	33 – 41	42 – 52

## Maße für die Längenbestimmung

	Kurz	Lang
∠ Malleolus – Kniekehle	< 36	> 36

## Hinweis

Sollten die Maße der Patient:innen nicht in die Werte der Maßtabelle fallen, ist eine Versorgung mit circaid juxtafit essentials Bein nicht möglich.


## Lieferumfang

- 1 Stück medizinisches adaptives Kompressionssystem
- 1 Stück Druckmesskarte
- 2 Stück circaid kompressive Socken\*
- 1 Stück circaid pac band Fußteil
- 2 Stück circaid Unterziehstrümpfe Unterschenkel ohne Fuß\*\* (Baumwolle, ohne Kompression)
- 1 Stück circaid Überzug Schwarz

\* Bei Größe XXXL nicht enthalten

\*\* Bei Größe XXXL mit Fuß

# circaid® juxtafit® essentials Oberschenkel mit Knie



## Umfangmaße in cm

	XXS	XS	S	M	L	XL
cG	40–52	46–62	54–70	60–80	69–90	77–101
cE1*	32–42	37–48	42–55	50–65	58–76	66–87
cD	23–30	27–35	31–41	35–46	40–52	44–58

## Maße für die Längenbestimmung

	Extrakurz	Kurz	Lang
IKniekehle – K1	< 25	25–35	> 35

Produktlänge kann am oberen Rand um 5 cm gekürzt werden.

\* cE1 ist 5 cm oberhalb der Patella

## Hinweis

Sollten die Maße der Patient:innen nicht in die Werte der Maßtabelle fallen, ist eine Versorgung mit circaid juxtafit essentials Bein nicht möglich.

## Lieferumfang

- 1 Stück medizinisches adaptives Kompressionssystem
- 1 Stück Universal Druckmesskarte
- 1 Stück circaid Kniekappe
- 2 Stück circaid Unterziehstrümpfe ganzes Bein ohne Fuß (Baumwolle, ohne Kompression)
- 1 Stück circaid Überzug Schwarz
- 8 zusätzliche Klettverschlüsse für gekürzte Bänder

## Besonderheit des Oberschenkels

- Weiches Material in der Kniekehle für mehr Tragekomfort
- Bänder kürzbar für einfachere Handhabung und mehr Tragekomfort
- Versorgung am oberen Rand um 5 cm kürzbar für optimalen Sitz

Bei circaid juxtafit essentials Oberschenkel mit Knie liegt eine Universal-Druckmesskarte bei. Bitte wählen Sie die Kante der Karte aus, die dem Knöchelumfang entspricht. Die Karten für circaid juxtafit Bein können sowohl für die Unterschenkel- als auch für die Oberschenkelversorgung genutzt werden.



Druckmesskarte mit  
Größenordnung



Universal-  
Druckmesskarte

# circaid® Fußoptionen




circaid kompressive Socke

## circaid® kompressive Socke

### Standard Kompressionsversorgung für Fuß und Sprunggelenk

#### Produktdetails

- Kompression für Fuß und Sprunggelenk
- Kann mit anderen circaid Fußoptionen kombiniert werden
- Verfügbar in den Größen Standard und Groß
- Standard-Fußoption bei circaid Unterschenkel-Versorgungen



Umfang in cm	Standard	Groß
cB	19 – 27	25 – 50
cA1	19 – 36	22 – 41




circaid pac band Fußteil

## circaid® pac band Fußteil

### Zusätzliche Kompression für Fußrücken und Knöchel

#### Produktdetails

- Zusätzliche Kompression für den Fußrücken und im Knöchelbereich bei mäßiger bis starker Ödemneigung
- Patientenindividuell zuschneidbar
- Einfache Handhabung
- Verfügbar in den Größen Standard, Groß und Extragroß
- Bilateral einsetzbar (linker oder rechter Fuß)
- Standard-Fußoption bei circaid juxtafit Unterschenkel-Versorgungen



Umfang in cm	Standard	Groß	Extragroß
cB	19 – 27	25 – 50	45 – 56
cA1	19 – 36	22 – 41	35 – 44




## circaid® juxtafit® premium interlocking Fußteil

**Zusätzliche Kompressionsversorgung für den Fuß  
mit einstellbarer Fußlänge**

### Produktdetails

- Kompression für Fuß und Sprunggelenk
- Ineinandergreifendes Fersenband – für eine Anpassung der Fußlänge
- Hochwertige Klettverschlüsse mit aufgenähten Gegenklett
- Fersenband für gezielte Kompression in der Region zwischen Achillessehne, Fersenbein und Fußknöchel (Bisgaard'sche Kulisie)
- Einfache Handhabung – ideal für Selbstmanagement
- Kann über der kompressiven Socke getragen werden



Umfang in cm	S	M	L
cA – Y	> 9	> 9	> 9
cB	< 36	< 36	< 41
cA1	19 – 24	24 – 29	29 – 34
cA	13 – 25	13 – 25	13 – 25

Hilfsmittelnummer:  
17.06.23.3003




## circaid® juxtafit® premium Fußteil

**Zusätzliche Kompressionsversorgung für den Fuß  
mit geschlossener Ferse**

### Produktdetails

- Kompression für Fuß und Sprunggelenk
- Hochwertige Klettverschlüsse mit aufgenähten Gegenklett
- Einfache Handhabung – ideal für Selbstmanagement
- Kann über der kompressiven Socke getragen werden



Umfang in cm	S	M	L
cA – Y	> 9	> 9	> 9
cB	< 36	< 36	< 41
cA1	19 – 24	24 – 29	29 – 34
cA	> 16	> 16	> 16

Hilfsmittelnummer:  
17.06.23.3002

# circaid® Unterziehstrümpfe

Zusätzlicher Tragekomfort

Selbstzahlerleistung

- Leichtes Anziehen
- Hoher Tragekomfort und Aufrechterhaltung der Hygiene
- Kann über Wundauflagen angezogen werden
- Eine Größe für alle Umfänge und Längen, da dehnbar in Breite und Länge
- Ohne therapeutische Kompression

## Verfügbar in folgenden Varianten

- circaid Unterziehstrumpf offen (offener Fuß)
  - Unterschenkel und Unterschenkel Silberfarben
  - Bein und Bein Silberfarben
- circaid Unterziehstrumpf (mit geschlossenem Fuß)
  - Unterschenkel und Unterschenkel Silberfarben
  - Bein und Bein Silberfarben

Standardgröße	Art.-Nr.	Art	Länge
Unterziehstrumpf offen Unterschenkel	JULS709000		BD
	JUSS709000	Silberfarben	BD
Unterziehstrumpf offen Bein	JULS009000		BG
Unterziehstrumpf Unterschenkel	JULT709000		AD
	JUST709000	Silberfarben	AD



circaid Unterziehstrumpf  
geschlossen Unterschenkel,  
Silberfarben



circaid Unterziehstrumpf  
Bein

# circaid® Überzug

Glatter Überstrumpf für circaid Produkte

Selbstzahlerleistung

- Kann über circaid Beinversorgungen getragen werden
- Verhindert unerwünschtes Festkletten der Kompressionsversorgung in der Kleidung
- Verleiht der Kompressionsversorgung ein edles Aussehen
- Erhältlich in den Farben Schwarz und Beige
- Ohne therapeutische Kompression



circaid Überzug, Schwarz

Länge	Art.-Nr.	Farbe	Größe
Unterschenkel	JU5C7B2000	Beige	S
	JU5C7B4000	Beige	L
	JU5C7A2000	Schwarz	S
	JU5C7A4000	Schwarz	L



## mediven® 550 Bein

**Lip- und Lymphödeme haben unterschiedliche Symptome und Ursachen. Sie wissen jedoch selbst am besten: Jede Versorgung hat ihre besonderen Merkmale, denn jede:r Kund:in ist anders.**

Deshalb bietet der Kompressionsstrumpf mediven 550 Bein zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten und besondere Zusätze. Mit dieser großen Vielfalt kommt der mediven 550 Bein bei Lip- und Lymphödemem zum Einsatz.

# SEITLICHE NAHT

ZAHLEN · EINDRÜCKE · FEEDBACK

medi hat 336 Personen zu ihren Erfahrungen mit der seitlichen Naht bei mediven cosy oder mediven 550 befragt – das sind die Ergebnisse.\*

EMPFEHLUNG  
**95%**  
würden die seitliche Naht  
(anderen Betroffenen)  
weiterempfehlen

## FEATURES

Mit SEHR GUT / GUT bewerten

BESONDERE

- 98 %** die NAHTLOSE SITZFLÄCHE
- 97 %** die NAHTLOSE TRITTFLÄCHE
- 93 %** das TRAGEGEFÜHL IN DER KNIEKEHLE



## EIGENSCHAFTEN

Mit SEHR GUT / GUT bewerten

ALLGEMEINE

- 93 %** den TRAGEKOMFORT
- 92 %** die PASSFORM / den SITZ
- 91 %** die ANZIEHBARKEIT
- 87 %** die OPTIK / POSITION der Naht



## VERGLEICH

zu medizinischer Kompressionsversorgung mit hinterer Naht  
bewerten mit VIEL BESSER / BESSER

IM

- 88 %** den TRAGEKOMFORT
- 63 %** die PASSFORM
- 46 %** das ANZIEHEN



\* medi GmbH & Co. KG.  
Patient:innenbefragung  
seitliche Naht 05/2025 (n=336).

# mediven® 550 Bein

**Stark. Wandstabil. Zuverlässiger Halt.**

## medi Tipp<sup>1</sup>:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir mediven 550 Bein für:

- Sehr weiches bis verhärtetes Bindegewebe
- Starke Hautfalten / Kalibersprünge
- Begleitende Adipositas
- Ausgeprägte Lymphödeme

## Indikationen<sup>2</sup>

- Primäre und sekundäre Lymphödeme in den Stadien I, II und III, auch adipositas-assoziiertes Lymphödem
- Lipödem
- Postoperative und posttraumatische Ödeme
- Mischformen: z. B. Phlebo-Lymphödem

## Eigenschaften

- Sehr hohe Wandstabilität
- Hoher Arbeitsdruck
- Festes, starkes Gestrick
- Hohe Strapazierfähigkeit

## Besonderheiten

- Große Auswahl an Zusätzen (Hallux-Entlastungszone, Funktionszonen, Po-Forming)
- Zahlreiche Varianten, z. B. Beinsegemente für Doppel- und mehrteilige Versorgungen
- UV-Schutzfaktor 40
- Geruchshemmende Wirkung durch Clima Fresh



- Atmungsaktives Gestrick dank Clima Comfort
- Modische Vielfalt: 8 Standardfarben, 4 Trendfarben und 4 Muster zur Kombination für Design-Elemente und Fashion-Elemente
- Auf Wunsch mit funkelnden Kristallen veredelbar

## Waschanleitung

Pflegeleicht

für Waschmaschine und Trockner geeignet

## Lieferbare Varianten

	AD	AF	AG	AT / ATH / ATU	ATE / ATEH	BT / BTH	B1T / B1TH CT / CTH	ET / ETH	FT / FTH
<b>Maß CCL 1</b>	17.06.14.0005	17.06.15.0005	17.06.16.0005	17.06.17.0006	–	17.06.21.0015	17.06.18.0005	17.06.19.0005	17.06.22.0015
<b>Maß CCL 2</b>	17.06.14.1010	17.06.15.1010	17.06.16.1010	17.06.17.1009	–	17.06.21.1017	17.06.18.1006	17.06.19.1006	17.06.22.1018
<b>Maß CCL 3</b>	17.06.14.2010	17.06.15.2009	17.06.16.2010	17.06.17.2008	–	17.06.21.2017	17.06.18.2006	17.06.19.2006	17.06.22.2018
<b>Maß CCL 4</b>	17.06.14.3007	17.06.15.3006	17.06.16.3007	17.06.17.3006	–	17.06.21.3011	17.06.18.3004	17.06.19.3004	17.06.22.3011

## Produktvorteile



Clima Comfort



Clima Fresh



Vielfalt



Perfect Fit



dermatest-garantie.de



STANDARD  
100  
97.0.3231  
Hohenstein HTTI

## CCL 1, 2, 3, 4



### Farben

#### Standardfarben




\* Standardfarben mit einer Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

#### Trendfarben

Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage



#### Muster<sup>3</sup>



### Standard-Ausführungen

Maßanfertigung	Ausschließlich
Abschluss proximal	Flache Schräge bei allen Strumpf-Varianten
Ausführungen	Flache Schräge im Oberschenkel-Bereich und Lochband bei allen Hosen-Varianten
Zwickel / Leibteil	Standardversion für Damen: AT mit 3D-Leibteil (kompressiv) Herren-Zwickel: ATH, ATEH, FTH, ETH, CTH, BTH nichtkompressives Leibteil vorne: ATU, ATEU, FTU, ETU, CTU, BTU
Fußteil	Schräger, offener Fuß
Nahtoption	seitliche Naht

### Material-Zusammensetzung

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	77 %	23 %
CCL 2	75 %	25 %
CCL 3	72 %	28 %
CCL 4	68 %	32 %

### Lieferbare Varianten


	AB	AB1	BD	BF	BG	CF	CG	DG
Maß – CCL 1 – CCL 4	–	–	–	–	–	–	–	–

### medi Tipp

medi Butler erleichtern das Anziehen<sup>4</sup>

medi Haut- und Gestrickpflege bietet Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 104



Erhältlich mit funkelnden Kristallen.

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

<sup>2</sup> Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

<sup>3</sup> Die Design-Elemente und Fashion-Elemente sind mit allen Standard- und Trendfarben frei kombinierbar. Den Aufpreis für die Fashion-Elemente finden Sie in der aktuellen Preisliste.

<sup>4</sup> Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 29.10.2025).

# mediven® 550 Zehenkappe

**Stark. Wandstabil. Zuverlässiger Halt.**

## Indikationen<sup>1</sup>

- Patient:innen mit Lymphödem in den Zehen (Stemmer positiv) und auf dem Fußrücken

## Eigenschaften

- Zehenkappe mit Clima Fresh: geruchshemmend
- Boden-Deckel-Prinzip:
  - Nahtverlagerung an die Ober- und Unterseite der Zehen (keine Nähte zwischen den Zehen)
  - Maßanfertigung jeder einzelnen Zehe
- medi Tipp: optionale Einarbeitung von medi Lymphpads für zusätzlichen Druck beim Fußrücken-Lymphödem



## Durchgestrickte Zehenkappe

- Mehr Sicherheit bei der Vermessung (Berechnung Überlappungsbereich entfällt)
- Indikationsgerechte Versorgung für optimalen Lymphfluss (keine zirkulären Nähte)
- Angenehmes Tragegefühl, ohne zirkuläre Nähte
- Hervorragender Halt, ohne Verrutschen
- Erhältlich bei den Varianten AB, AB1, AD, AF, AG, AT, ATH, ATU, ATE / ATEH



## Einzelne Zehenkappe

- Erhöhung der Wandstabilität durch Doppelbestrumpfung bei stark ausgeprägten Ödemen am Fußrücken
- Individuelle Versorgungsmöglichkeiten, z. B. Nachtversorgung oder Kombination mit anderen Produktvarianten
- Nahtverlagerung auf die Fußunterseite mittig (seitliche Naht am Großzeh als Sonderwunsch möglich)

## medi Tipp

Die einzelne Zehenkappe sorgt für leichtes und schnelles An- und Ausziehen.

## Produktvorteile



Clima Comfort



Clima Fresh



Vielfalt



Perfect Fit



STANDARD  
100  
97.0.3231  
Hohenstein HTTI

## Lieferbare Varianten

Zehenkappe  
geschlossen



Zehenkappe  
geschlossen,  
ohne kleine  
Zehe



Zehen-  
kappe  
offen



Zehenkappe  
offen,  
ohne kleine  
Zehe



Komprimierendes Zehenteil / Zehenkappe Maß 17.99.99.2004

## Hinweis

### Schon gewusst?

- 82 % aller Lymphödem-Patient:innen zeigen ein positives Stemmersches Zeichen.\*
- 63 % aller Lymphödem-Patient:innen zeigen eine Schwellung des Fußrückens.\*
- Zur optimalen Versorgung dieser Patient:innen ist eine Zehenkappe empfehlenswert.

\* Quelle: Schingale, F.-J. (2007). Lymphödeme / Lipödeme. Diagnose und Therapie. Ein Ratgeber für Betroffene. (3. Auflage). Hannover: Schlütersche Verlagsgesellschaft GmbH & Co. KG.

## Kompressionsklasse



CCL 1, 2, 3

## Lymphödem-Stadium



## Farben

### Standardfarben



\* Standardfarben mit einer  
Lieferzeit bis zu 10  
Arbeitstagen

### Trendfarben

Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage



## Muster<sup>3</sup>



<sup>1</sup> Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

<sup>2</sup> Die Design- und Fashion-Elemente können mit den Standard- und Trendfarben frei kombiniert werden.

<sup>3</sup> Den Aufpreis für die Fashion-Elemente finden Sie in der aktuellen Preisliste.

# mediven® 550 SL Zehenkappe

**Stark. Wandstabil. Nahtlos.**

## Indikationen<sup>1</sup>

- Patient:innen mit Lymphödem in den Zehen (Stemmer positiv) und auf dem Fußrücken

## Eigenschaften

- Nahtlose Fertigung für maximalen Tragekomfort
- Sehr angenehm und leicht anzuziehen
- Maßanfertigung jeder einzelnen Zehe für optimale Passform und Wirkung
- Integrierte Clima Fresh Funktion wirkt geruchshemmend



mediven 550 SL Zehenkappe



Mehrteilige Versorgung:  
mediven 550 SL Zehenkappe mit  
einem AD-Strumpf mediven 550 Bein

## Produktvorteile



Clima Comfort



Clima Fresh



Vielfalt



Perfect Fit



STANDARD  
100  
97.0.3231  
Hohenstein HTTI

## Lieferbare Varianten

Zehenkappe  
geschlossen



Zehenkappe  
geschlossen,  
ohne kleine  
Zehe



Zehen-  
kappe  
offen



Zehenkappe  
offen,  
ohne kleine  
Zehe



Komprimierendes Zehenteil / Zehenkappe Maß 17.99.99.2004

## Hinweis

### Schon gewusst?

- 82 % aller Lymphödem-Patient:innen zeigen ein positives Stemmersches Zeichen.\*
  - 63 % aller Lymphödem-Patient:innen zeigen eine Schwellung des Fußrückens.\*
- Zur optimalen Versorgung dieser Patient:innen ist eine Zehenkappe empfehlenswert.

\* Quelle: Schingale, F.-J. (2007). Lymphödeme / Lipödeme. Diagnose und Therapie. Ein Ratgeber für Betroffene. (3. Auflage). Hannover: Schlütersche Verlagsgesellschaft GmbH & Co. KG.

## Kompressionsklasse

CCL 1, 2, 3

## Lymphödem-Stadium



## Farben

### Standardfarben

Sand

Cashmere

Caramel

Schwarz

Anthrazit

Marine

Grau\*

medi Magenta\*

\* Standardfarben mit einer  
Lieferzeit bis zu 10  
Arbeitstagen

### Trendfarben

Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage

Rostrot

Lichtblau

Flieder

Salbeigrün

<sup>1</sup> Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

A woman with glasses and her hair in a bun is smiling and taking a selfie with her smartphone. She is wearing a purple cardigan over a white and yellow striped turtleneck, a floral patterned skirt, blue leggings with a white leaf pattern, and white sneakers. She is standing on a cobblestone street next to a stone pillar. In the background, there are brick buildings and a city skyline.

## mediven<sup>®</sup> cosy

Die Beinqualität mediven cosy bietet Ihnen die Möglichkeit einer noch patientenindividuelleren Versorgung mit mediven Flachstrick.

Mit mittlerer Wandstabilität reiht sich der mediven cosy zwischen der starken Qualität mediven 550 Bein und der weichen Qualität mediven mondi ein. medi Tipp: Durch seine besonderen Eigenschaften erfüllt der mediven cosy insbesondere die Anforderungen von aktiven Lipödem-Patient:innen – im Alltag, beim Sport oder auf Reisen.



# mediven<sup>®</sup> cosy

**Flexibel. Anschmiegsam.  
Bewegungsfreiheit.**

## medi Tipp<sup>1</sup>:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir mediven cosy für:

- Weiches bis festes Bindegewebe
- Moderate Hautfalten / Kalibersprünge
- Begleitende Adipositas
- Lipödem-Patient:innen
- Reisen und Sport

## Indikationen<sup>2</sup>

- Primäre und sekundäre Lymphödeme in den Stadien I und II auch adipositas-assoziiertes Lymphödem
- Lipödem
- Narbenbehandlung
- Postoperative und posttraumatische Ödeme
- Mischformen: z. B. Phlebo-Lymphödem

## Eigenschaften

- Mittlere Wandstabilität
- Hohe Längsdehnung
- Flexibles, weiches Gestrick
- Hohe Strapazierfähigkeit

## Besonderheiten

- Leichtes Anziehen durch flexibles, längszüiges Gestrick
- Spezielle anatomische Fußform
- Strapazierfähiges Gestrick auch an Fußsohle und Ferse für lange Haltbarkeit
- Große Auswahl an Zusätzen (Hallux-Entlastungszone, Funktionszonen, Po-Forming)
- Zahlreiche Varianten, z. B. Beinsegemente für Doppel- und mehrteilige Versorgungen
- UV-Schutzfaktor 80



- Geruchshemmende Wirkung durch Clima Fresh
- Atmungsaktives Gestrick dank Clima Comfort
- Modische Vielfalt: 8 Standardfarben, 4 Trendfarben und 4 Muster zur Kombination für Design-Elemente und Fashion-Elemente
- Auf Wunsch mit funkelnden Kristallen veredelbar

## Waschanleitung

Pflegeleicht

für Waschmaschine und Trockner geeignet

## Lieferbare Varianten

	AD	AF	AG	AT / ATH / ATU	ATE / ATEH	BT / BTH	B1T / B1TH CT / CTH	ET / ETH	FT / FTH
Maß CCL 1	17.06.14.0020	17.06.15.0017	17.06.16.0020	17.06.17.0020	–	17.06.21.0014	17.06.18.0019	17.06.19.0019	17.06.22.0012
Maß CCL 2	17.06.14.1031	17.06.15.1027	17.06.16.1031	17.06.17.1030	–	17.06.21.1016	17.06.18.1026	17.06.19.1027	17.06.22.1013
Maß CCL 3	17.06.14.2028	17.06.15.2025	17.06.16.2028	17.06.17.2025	–	17.06.21.2015	17.06.18.2023	17.06.19.2023	17.06.22.2015

## Produktvorteile



Clima Comfort



Clima Fresh



Vielfalt



Perfect Fit



dermatest-garantie.de



STANDARD  
100  
97.0.3231  
Hohenstein HTTI

## Standard-Ausführungen

Maßanfertigung	Ausschließlich
Abschluss proximal	Flache Schräge bei allen Strumpf-Varianten
Ausführungen	Flache Schräge im Oberschenkel-Bereich und Lochband bei allen Hosen-Varianten
Zwickel / Leibteil	Standardversion für Damen: AT mit 3D-Leibteil (kompressiv) Herren-Zwickel: ATH, ATEH, FTH, ETH, CTH, BTH nichtkompressives Leibteil vorne: ATU, ATEU, FTU, ETU, CTU, BTU
Fußteil	Schräger, offener Fuß
Nahtoption	seitliche Naht

## Material-Zusammensetzung

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	85 %	15 %
CCL 2	80 %	20 %
CCL 3	72 %	28 %

## Lieferbare Varianten


	AB	AB1	BD	BF	BG	CF	CG	DG
Maß	–	–	–	–	–	–	–	–
CCL 1 – CCL 3								

## medi Tipp

**medi Butler erleichtern das Anziehen<sup>1</sup>**

**medi Haut- und Gestrickpflege bietet Unterstützung**

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 104



Erhältlich mit funkelnden Kristallen.

## Kompressionsklasse

CCL 1, 2, 3

## Lymphödem-Stadium



## Farben

### Standardfarben




\* Standardfarben mit einer Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

### Trendfarben

Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage



## Muster<sup>3</sup>



<sup>1</sup> Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

<sup>2</sup> Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

<sup>3</sup> Die Design-Elemente und Fashion-Elemente sind mit allen Standard- und Trendfarben frei kombinierbar. Den Aufpreis für die Fashion-Elemente finden Sie in der aktuellen Preisliste.

<sup>4</sup> Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 29.10.2025).

# mediven® cosy Zehenkappe

**Flexibel. Anschmiegsam.  
Bewegungsfreiheit.**

## Indikationen<sup>1</sup>

- Patient:innen mit Lymphödem in den Zehen (Stemmer positiv) und auf dem Fußrücken

## Eigenschaften

- Zehenkappe mit Clima Fresh: geruchshemmend
- Boden-Deckel-Prinzip:
  - Nahtverlagerung an die Ober- und Unterseite der Zehen (keine Nähte zwischen den Zehen)
  - Maßanfertigung jeder einzelnen Zehe
- medi Tipp: optionale Einarbeitung von medi Lymphpads für zusätzlichen Druck beim Fußrücken-Lymphödem



### Durchgestrickte Zehenkappe

- Mehr Sicherheit bei der Vermessung (Berechnung Überlappungsbereich entfällt)
- Indikationsgerechte Versorgung für optimalen Lymphfluss (keine zirkulären Nähte)
- Angenehmes Tragegefühl, ohne zirkuläre Nähte
- Hervorragender Halt, ohne Verrutschen
- Erhältlich bei den Varianten AB, AB1, AD, AF, AG, AT, ATH, ATU, ATE / ATEH



### Einzelne Zehenkappe

- Erhöhung der Wandstabilität durch Doppelbestrumpfung bei stark ausgeprägten Ödemen am Fußrücken
- Individuelle Versorgungsmöglichkeiten, z. B. Nachtversorgung oder Kombination mit anderen Produktvarianten
- Nahtverlagerung auf die Fußunterseite mittig (seitliche Naht am Großzeh als Sonderwunsch möglich)

### medi Tipp

Die einzelne Zehenkappe sorgt für leichtes und schnelles An- und Ausziehen.

## Produktvorteile



Clima Comfort



Clima Fresh



Vielfalt



Perfect Fit



dermatest-garantie.de



STANDARD  
100  
97.0.3231  
Hohenstein HTTI

## Lieferbare Varianten

Zehenkappe  
geschlossen



Zehenkappe  
geschlossen,  
ohne kleine  
Zehe



Zehen-  
kappe  
offen



Zehenkappe  
offen,  
ohne kleine  
Zehe



Komprimierendes Zehenteil / Zehenkappe Maß 17.99.99.2004

## Hinweis

### Schon gewusst?

- 82 % aller Lymphödem-Patient:innen zeigen ein positives Stemmersches Zeichen.\*
  - 63 % aller Lymphödem-Patient:innen zeigen eine Schwellung des Fußrückens.\*
- Zur optimalen Versorgung dieser Patient:innen ist eine Zehenkappe empfehlenswert.

\* Quelle: Schingale, F.-J. (2007). Lymphödeme / Lipödeme. Diagnose und Therapie. Ein Ratgeber für Betroffene. (3. Auflage). Hannover: Schlütersche Verlagsgesellschaft GmbH & Co. KG.

## Kompressionsklasse


CCL 1, 2

## Lymphödem-Stadium



## Farben

### Standardfarben




\* Standardfarben mit einer  
Lieferzeit bis zu 10  
Arbeitstagen

### Trendfarben

Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage



## Muster<sup>3</sup>



<sup>1</sup> Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

<sup>2</sup> Die Design- und Fashion-Elemente können mit den Standard- und Trendfarben frei kombiniert werden.

<sup>3</sup> Den Aufpreis für die Fashion-Elemente finden Sie in der aktuellen Preisliste.





## mediven mondi®

Der medizinische Kompressionsstrumpf besitzt eine besondere Eigenschaft: Er ist auf Wunsch mit Silber-Segmenten erhältlich. Bei Patient:innen mit atopischer Dermatitis wirkt Silber geruchshemmend.

Der mediven mondi kann zudem mit zahlreichen Zusätzen ausgestattet werden und ist aus einem sehr komfortablen, weichen Gestrick gefertigt. Die breite Farbauswahl bringt Abwechslung in den Alltag. Ganz gleich, ob im Beruf oder beim Kaffee in der Freizeit.

## medi Tipp<sup>1</sup>:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir mediven mondi für:

- Normales bis festes Bindegewebe
- Keine Hautfalten / Kalibersprünge
- Normalgewicht (normale Beinform)
- Atopische Dermatitis (mediven mondi mit Silber-Segmenten)

## Indikationen<sup>2</sup>

- Primäre und sekundäre Lymphödeme in den Stadien I und II, auch adipositas-assoziiertes Lymphödem
- Lipödem
- Postoperative und posttraumatische Ödeme
- Narbenbehandlung
- Schwere chronisch venöse Insuffizienz
- Prävention des Ulcus cruris venosum-Rezidivs

## Eigenschaften

- Leichte Wandstabilität
- Hohe Querdehnung
- Weiches, feines Gestrick
- Hohe Strapazierfähigkeit

## Besonderheiten

- Mit Silber-Segmenten erhältlich: Y-C, Y-D, Y-G, A-C, A-D, A-G
  - Geruchshemmende Wirkung, z. B. für Patient:innen mit atopischer Dermatitis
  - Segmente ermöglichen gezielten und kosteneffizienten Einsatz
- Viele Kombinationsmöglichkeiten mit besonderen Zusätzen, wie Y-Einkehre
- UV-Schutzfaktor 80
- Geruchshemmende Wirkung durch Clima Fresh




- Atmungsaktives Gestrick dank Clima Comfort
- Modische Vielfalt: 8 Standardfarben und 4 Trendfarben
- Auf Wunsch mit funkelnden Kristallen veredelbar

## Waschanleitung

Pflegeleicht

für Waschmaschine und Trockner geeignet

## medi Tipp



**medi Butler erleichtern das Anziehen<sup>3</sup>**



**medi Haut- und Gestripflege bietet Unterstützung**

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 104

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

<sup>2</sup> Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

<sup>3</sup> Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 29.10.2025).

## Produktvorteile



Clima Comfort



Clima Fresh



Vielfalt



Perfect Fit



dermatest-garantie.de



STANDARD  
100  
97.0.3231  
Hohenstein HTTI

### Standard-Ausführungen

Maßanfertigung	Ausschließlich
Abschluss proximal	Flache Schräge bei allen Strumpf-Varianten
Ausführung	Flache Schräge im Oberschenkel-Bereich und Lochband bei allen Hosen-Varianten
Zwickel / Leibteil	Standardversion für Damen: AT mit 3D-Leibteil (kompressiv) Herren-Zwickel: ATH, ATEH, FTH, ETH, CTH, BTH nichtkompressives Leibteil vorne: ATU, ATEU, FTU, ETU, CTU, BTU
Fußteil	Schräger, offener Fuß
Lieferbare Silber-Segmente	Y-C, Y-D, Y-G, A-C, A-D, A-G

### Material-Zusammensetzung mediven mondi

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL1	78 %	22 %
CCL 2	76 %	24 %
CCL 3	72 %	28 %

### Material-Zusammensetzung mediven mondi mit Silbergarn

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)	Silberauflage
CCL 1	77 %	22 %	1 %
CCL 2	75 %	24 %	1 %
CCL 3	71 %	28 %	1 %

### Lieferbare Varianten

	AD	AF	AG	AT / ATH / ATU	ATE / ATEH			
Maß CCL 1	17.06.14.0013	17.06.15.0013	17.06.16.0013	17.06.17.0013	–			
Maß CCL 2	17.06.14.1009	17.06.15.1009	17.06.16.1009	17.06.17.1008	–			
Maß CCL 3	17.06.14.2009	17.06.15.2008	17.06.16.2009	17.06.17.2007	–			
	BT / BTH	B1T / B1TH CT / CTH	ET / ETH	FT / FTH				
Maß CCL 1	17.06.21.0016	17.06.18.0011	17.06.19.0011	17.06.22.0016				
Maß CCL 2	17.06.21.1018	17.06.18.1005	17.06.19.1005	17.06.22.1019				
Maß CCL 3	17.06.21.2018	17.06.18.2005	17.06.19.2005	17.06.22.2019				
	AB	AB1	BD	BF	BG	CF	CG	DG
Maß	–	–	–	–	–	–	–	–
CCL 1 – CCL 3								

## Kompressionsklasse

CCL 1, 2, 3

### Lymphödem-Stadium



### Farben


#### Standardfarben



\* Standardfarben mit einer Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

#### Trendfarben

Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage



Erhältlich mit funkelnenden Kristallen.

# mediven mondi® Zehenkappe

Weich. Fein. Schöne Optik.

## Indikationen<sup>1</sup>

- Patient:innen mit Lymphödem in den Zehen (Stemmer positiv) und auf dem Fußrücken

## Eigenschaften

- Zehenkappe mit Clima Fresh: hemmt Geruch und Einnisten von Bakterien
- Boden-Deckel-Prinzip:
  - Nahtverlagerung an die Ober- und Unterseite der Zehen (keine Nähte zwischen den Zehen)
  - Maßanfertigung jeder einzelnen Zehe



## Durchgestrickte Zehenkappe

- Mehr Sicherheit bei der Vermessung (Berechnung Überlappungsbereich entfällt)
- Indikationsgerechte Versorgung für optimalen Lymphfluss (keine zirkulären Nähte)
- Angenehmes Tragegefühl, ohne zirkuläre Nähte
- Hervorragender Halt, ohne Verrutschen
- Erhältlich bei den Varianten AB, AB1, AD, AF, AG, AT, ATH, ATU, ATE / ATEH



## Einzelne Zehenkappe

- Erhöhung der Wandstabilität durch Doppelbestrumpfung bei stark ausgeprägten Ödemen am Fußrücken
- Individuelle Versorgungsmöglichkeiten, z. B. Nachtversorgung oder Kombination mit anderen Produktvarianten
- Nahtverlagerung auf die Fußunterseite mittig (seitliche Naht am Großzeh als Sonderwunsch möglich)

## medi Tipp

Die einzelne Zehenkappe sorgt für leichtes und schnelles An- und Ausziehen.

## Produktvorteile



Clima Comfort



Clima Fresh



Vielfalt



Perfect Fit



STANDARD  
100  
97.0.3231  
Hohenstein HTTI

## Lieferbare Varianten

Zehenkappe  
geschlossen



Zehenkappe  
geschlossen,  
ohne kleine  
Zehe



Zehen-  
kappe  
offen



Zehenkappe  
offen,  
ohne kleine  
Zehe



Komprimierendes Zehenteil / Zehenkappe Maß 17.99.99.2004

## Hinweis

### Schon gewusst?

- 82 % aller Lymphödem-Patient:innen zeigen ein positives Stemmersches Zeichen.\*
  - 63 % aller Lymphödem-Patient:innen zeigen eine Schwellung des Fußrückens.\*
- Für eine optimale Versorgung dieser Patient:innen ist eine Zehenkappe empfehlenswert.

\* Quelle: Schingale, F.-J. (2007). Lymphödeme / Lipödeme. Diagnose und Therapie. Ein Ratgeber für Betroffene. (3. Auflage). Hannover: Schlütersche Verlagsgesellschaft GmbH & Co. KG.

## Kompressionsklasse

CCL 1, 2

## Lymphödem-Stadium



## Farben

### Standardfarben

Sand

Cashmere

Caramel

Schwarz

Anthrazit

Marine

Grau\*

medi Magenta\*

\* Standardfarben mit einer  
Lieferzeit bis zu 10  
Arbeitstagen

### Trendfarben

Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage

Rostrot

Lichtblau

Fliefer

Salbeigrün

<sup>1</sup> Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.



## mediven® Flachstrick Beinqualitäten – Farbspektrum und Zusätze













Jede:r Kund:in ist anders – um individuell die Lebensqualität zu erhöhen, bieten wir Ihren Kund:innen zahlreiche Farben, Muster und Zusätze.

Die nachfolgenden Übersichten unterstützen Sie bei der Wahl der richtigen Zusätze sowie Farben und Muster. Durch die individuelle Versorgung tragen Sie dazu bei, dass Kund:innen ihre medizinischen Kompressionsstrümpfe gerne und regelmäßig tragen.



# mediven® Flachstrick-Beinqualitäten





## Farbspektrum

Standardfarben		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 Bein
Sand		•	•	•
Cashmere		•	•	•
Caramel		•	•	•
Schwarz		•	•	•
Anthrazit		•	•	•
Marine		•	•	•
Grau*		•	•	•
medi Magenta*		•	•	•
Trendfarben (Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage)				
Rostrot		•	•	•
Lichtblau		•	•	•
Flieder		•	•	•
Salbeigrün		•	•	•

Alle aktuellen Standard- und Trendfarben zu unseren Flachstrick-Qualitäten finden Sie auch unter [medi.biz/style](https://medi.biz/style)

\* Standardfarben mit einer Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

# mediven® Flachstrick-Beinqualitäten Muster











Muster <sup>1</sup>		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 Bein
Stripes			•	•
Nature			•	•
Bloom			•	•
Wild			•	•




Funkelnde Kristalle (ausgenommen Versorgungen mit seitlicher Naht)		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 Bein
Motive <sup>2</sup> (Positionierung an der Fessel-Außenseite)				
Wind in Gold		•	•	•
Trio in Silber		•	•	•
Proud in Anthrazit		•	•	•

<sup>1</sup> Die Design- und Fashion-Elemente können mit den Standard- und Trendfarben frei kombiniert werden.

<sup>2</sup> Die drei Kristall-Motive sind mit allen Standard- und Trendfarben frei kombinierbar.  
Den Aufpreis für die funkelnden Kristalle finden Sie in der aktuellen Preisliste.










# mediven® Flachstrick Beinqualitäten Zusätze

Zusatz		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 Bein
<b>Haftbänder 5 cm</b>				
Noppen-Haftband		•	•	•
Noppen-Haftband mit Motiv		•	•	•
Mikronoppen-Haftband sensitiv		•	•	•
Flächen-Haftband Rose		•	•	•
<b>Haftbänder 2,5 cm</b>				
Noppen-Haftband		•	•	•
<b>Haftbandstücke</b>				
Segmente aus Noppen-, Mikronoppen- oder Flächen-Haftband <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entlang Schräge</li> <li>• Längs über „E“</li> <li>• Längs hinten über Naht</li> <li>• Längs in Schräge bei AD</li> <li>• Auf Leibteilnaht seitlich</li> <li>• Im Leibteil</li> <li>• Auf Strumpf quer über A1</li> <li>• Auf Fußsohle</li> </ul>		•	•	•
<b>Anti-Rutsch-Noppen</b>				
Segmente aus Silikonnoppen <ul style="list-style-type: none"> <li>Entlang Schräge (1 Segment)</li> <li>Entlang Schräge (2 Segmente nebeneinander)</li> <li>Längs über „E“</li> <li>Längs hinten über Naht</li> <li>Auf Fußsohle</li> <li>Im Leibteil vorne (Segment links + rechts)</li> <li>Im Leibteil hinten (Segment links + rechts)</li> </ul>		•	•	•
<b>Haftband am distalen Beinabschluss</b>				
Haftband (schmal) am Beinabschluss bei Hosen-Varianten ohne Fußteil		•	•	•
<b>Alternative Befestigungen</b>				
Hüftbefestigung		•	•	•
Hosenträger		•	•	•

Zusatz		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 Bein
Verschlüsse				
Reißverschluss		•	•	•
Klettverschluss		•	•	•
Haken-Ösen-Band		•	•	•

Pelotten und Futterstoff				
Lymphpad inkl. eingearbeiteter Tasche		•	•	•
Lymphpad gerippt		•	•	•
Lymphpad fein genoppt		•	•	•
Lymphpad grob genoppt		•	•	•
Silikonpelotten		•	•	•
Tasche für Lymphpad oder Pelotte		•	•	•
Futterstoff		•	•	•
Pelotten mit Stoff überzogen		•	•	•

Zusatz		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 Bein
<b>Abschluss Bein (proximal)</b>				
Proximal flache Schräge (Standard)		•	•	•
Proximal steile Schräge		•	•	•
Proximal gerader Abschluss		•	•	•
<b>Oberbeinerhöhung</b>				
Verlängerung der Oberschenkelvorderseite		•	•	•
<b>Knie-Funktionszone</b>				
Spezielles Gestrick für die Kniescheibe und Kniebeuge			•	•
<b>Ellipsenform E</b>				
Elliptische Verlängerung der Knievorderseite		•	•	•
<b>Strickmarkierung</b>				
Maschenerhebung auf Höhe Messpunkt D		•	•	•
<b>Bein andere CCL</b>				
Unterschiedliche CCL der beiden Beinteile		•	•	•
<b>Poröse Reihen</b>				
Kompressionsschussfaden nur in jeder zweiten Reihe		•	•	•

Zusatz		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 Bein
<b>Leibteil-Varianten</b>				
Leibteil AT (3D-Leibteil) Standard-Version für Frauen		•	•	•
Leibteil-Variante AT / U Umstandsleibteil  Für den mediven cosy gibt es ein optimiertes Leibteil Für den mediven 550 gibt es ein Softleibteil		•	•	•
Leibteil-Variante AT / H Leibteil mit eingearbeitetem Herrenzwickel		•	•	•
Po-Forming			•	•
<b>Abschluss Leibteil</b>				
Lochband (Standard)		•	•	•
Taillenband		•	•	•
Taillenband verstellbar		•	•	•
Strickrand		•	•	•
Haftbänder (Noppen-Haftband)		•	•	•

Zusatz		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 Bein
<b>Suspensorium – nach Maß gefertigter Herrenzwickel</b>				
Trikotmaterial (Standard)		•	•	•
Netzmaterial		•	•	•
Kompressives Strickmaterial		•	•	•
<b>Schrittzwickel – taillierter Zwickel mit erhöhtem Plateau vorne und hinten</b>				
Trikotmaterial (Standard)		•	•	•
Netzmaterial		•	•	•
Kompressives Strickmaterial		•	•	•
<b>Leibteil andere CCL</b>				
Leibteil in niedrigerer CCL		•	•	•
<b>Querschlitze</b>				
Quer überlappender Eingriff bei Herren-Leibteilen		•	•	•
<b>Offener Schritt</b>				
Hosenversorgung ohne eingenähten Zwickel		•	•	•
<b>Stoma-Öffnung</b>				
Individuelle Lochöffnung im Leibteil-Bereich		•	•	•
<b>Fußspitze</b>				
Offene Fußspitze (Standard)		•	•	•
Geschlossene Fußspitze		•	•	•
<b>Abschluss Fuß (distal)</b>				
Distal schräger Fußabschluss (Standard)		•	•	•
Distal gerader Fußabschluss		•	•	•
<b>Hallux-Entlastungszone</b>				
Flexibles Gestrick im Bereich des Hallux valgus			•	•
<b>Schneiderballen-Entlastungszone</b>				
Flexibles Gestrick im Bereich des Schneiderballens			•	•
<b>Spitzfuß</b>				
Steilstellung des Fußteils		•	•	•

Zusatz		mediven mondi	mediven cosy	mediven 550 Bein
<b>Softspitze</b>				
Besonders weiches und elastisches Gestrick für den Fußspitzenbereich				•
<b>Unterfußverlängerung</b>				
Verlängerung des kompressiven Gestricks an der Fußsohle		•	•	•
<b>Y-Einkehre</b>				
90°-Stellung des Fußes durch zusätzliche Einkehren im Fersen-Spannbereich		•	•	•
<b>Fußspitze rund abnähen</b>				
Rund abgenähte Trikotspitze		•	•	•
<b>Seitliche Naht am Großzeh</b>				
Seitliche Naht am Großzeh bei einzelner Zehenkappe		•	•	•
<b>Zehenfach für Großzehe</b>				
Separates Zehenfach für Großzehe		•	•	•
<b>Fersensteg</b>				
Fersensteg für Leggings		•	•	•
<b>Silber-Segmente</b>				
Silbereinstrickung Y-C, Y-D, Y-G A-C, A-D, A-G		•		
<b>Stumpfvarianten</b>				
Stumpfende flach (Kreis)		•	•	•
Stumpfende anatomisch (Stumpfspitze)		•	•	•
<b>Nahtvarianten</b>				
Band auf Naht		•	•	•
Kettelnahrt		•	•	•
Etikett außen anbringen		•	•	•
seitliche Naht			•	•



## circaid<sup>®</sup> juxtafit<sup>®</sup> essentials Arm

Mit circaid juxtafit bringt medi die Entstauungstherapie in den medizinischen Fachhandel.

Dank der ineinandergreifenden Bänder können die Patient:innen nach vorheriger Einweisung durch Fachpersonal ihre Entstauung aktiv mitgestalten. Mit der einzigartigen Druckmesskarte wird die benötigte Kompression exakt eingestellt und bei Bedarf nachjustiert – ein Plus für eine effektive Entstauung.



# circaid® juxtafit® essentials Arm

Zur Entstauung  
lymphologischer Ödeme

Medizinisches adaptives Kompressionssystem  
für die initiale Entstauung von Lymphödemen

Aufgrund der Produkteigenschaften empfehlen wir  
circaid juxtafit essentials für:\*

- Männer / Frauen
- Initiale Entstauung von Lymphödemen
- Bis zu 24-stündige Kompressionstherapie

## Indikationen

circaid juxtafit essentials Arm ist im Hilfsmittelverzeichnis  
für folgende Indikation gelistet:

- Initiale Entstauung von Lymphödemen

## Eigenschaften

- Mit handlicher Messkarte zuverlässig einstellbarer und kontrollierbarer Kompressionsdruck
- Nachjustieren der Bänder während des Tragens erhält den Kompressionsdruck kontinuierlich aufrecht<sup>1</sup>
- 6 – 8 Bänder für eine individuelle anatomische Passform bei von Lymphödem betroffenen Extremitäten
- Produktdesign gewährleistet nach proximal abfallenden Druckverlauf
- Abnehmbares Ellenbogenband für mehr Bewegungsfreiheit

## Nutzen für Ihre Kund:innen / Patient:innen

- Signifikant schnellere Entstauung von Lymphödemen<sup>2</sup>
- Eigenständiges und einfaches An- und Ablegen der Versorgung mit Klett für mehr Selbstmanagement
- Erleichtert Hygiene und Hautpflege im Therapiealltag
- Angenehm auf der Haut: atmungsaktiv
- Optimaler Sitz durch ineinandergreifende Bänder
- Geeignet für Waschmaschine und Trockner



\* Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt. Indikationen: siehe Gebrauchsanweisung circaid juxtafit essentials

<sup>1</sup> Rabe E et al. S2k Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: [www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037\\_005.html](http://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037_005.html) (Letzter Zugriff 29.10.2025).

<sup>2</sup> Damstra R et al. Prospective, randomized, controlled trial comparing the effectiveness of adjustable compression Velcro wraps versus inelastic multicomponent compression bandages in the initial treatment of leg lymphedema. J Vasc Surg: Ven and Lym Dis 2013;1(1):13-19.

## Materialzusammensetzung

Innen- und Außenseite  
Nylon, Elasthan

Schaum-Zwischenschicht  
Polyurethan

## Lieferbare Varianten

CG



Serie 17.10.10.0001

## Produktvorteile



Built-In-Pressure®



Breathe-O-Prene



Juxtaposed band



Variety



Inelastic



## Einstellbarer Kompressionsdruck

10 – 20 mmHg  
20 – 30 mmHg  
30 – 40 mmHg

## Farbe


Beige

## Hinweis

circaid juxtapo essentials Arm ist im Hilfsmittelverzeichnis für folgende Indikation gelistet:  
• Initiale Entstauung von Lymphödemen

## Videos

Mehr Informationen und Anlegevideos finden Sie unter:



## Handoption

Eine Kompressionsversorgung für die Hand muss separat verordnet und bestellt werden.

Umfangmaße in cm						
	1	2	3	4	5	6
cG	28 – 32	30 – 34	32 – 37	35 – 40	38 – 44	42 – 48
cF	26 – 30	28 – 32	30 – 35	33 – 38	36 – 41	39 – 45
cE	25 – 28	27 – 30	29 – 32	31 – 34	33 – 36	36 – 40
cD	23 – 26	25 – 28	27 – 30	29 – 32	31 – 34	33 – 37
cC	15 – 17	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 28
Maße für die Längenbestimmung						
	Extrakurz		Kurz		Lang	
ℓ C – G	< 38		38 – 48		> 48	

## Lieferumfang:

- 1 Stück medizinisches adaptives Kompressionssystem
- 1 Stück Druckmesskarte
- 1 Stück Ellenbogenband
- 1 Stück circaid Überzug Schwarz


## Hinweis

Sollten die Maße der Patient:innen nicht in die Werte der Maßtabelle fallen, ist eine Versorgung mit circaid juxtapo essentials Arm nicht möglich.

# circaid® juxtafit® essentials Handteil

## Zusätzliche Kompressionsversorgung für die Hand

- Kompression für die Hand – vom Handgelenk bis zu den Fingergrundgelenken
- Einstellbar für einen erhöhten Druck auf den Handrücken
- Einfache Handhabung – ideal für Selbstmanagement
- In Standardgrößen erhältlich – für die linke oder die rechte Hand



Umfang in cm / cB	
XS	14 – 17
S	17 – 20
M	20 – 23
L	23 – 26
XL	26 – 29

Hilfsmittelnummer:  
17.10.10.1001

### Hinweis

Es wird empfohlen, eine circaid Handoption immer in Kombination mit einer circaid Armversorgung zu tragen.



### Materialzusammensetzung

**Innen- und Außenseite**  
Nylon, Elasthan

**Schaum-Zwischenschicht**  
Polyurethan

### Videos

Mehr Informationen  
und Anlegevideos  
finden Sie unter:




# circaid® Unterziehstrümpfe

Selbstzahlerleistung

## Zusätzlicher Tragekomfort

- Leichtes Anziehen
- Hoher Tragekomfort und Aufrechterhaltung der Hygiene
- Eine Größe für alle Umfänge und Längen, da dehnbar in Breite und Länge
- Ohne therapeutische Kompression

Standardgröße	Art.-Nr.	Länge
Unterziehstrumpf Arm	JULV009000	AG



circaid Unterziehstrumpf  
Arm

A woman with blonde hair in a bun, wearing a blue sweater and large hoop earrings, is shown in profile, looking out over a city. She has sunglasses on her head and a brown bag strap is visible. The background shows a river and historic buildings under a clear blue sky.

## mediven® 550 Arm

Das vielseitige Modell mediven 550 Arm eignet sich für Lip- und Lymphödeme und ist mit einer Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten ein echtes Multitalent.

Neben der medizinischen Wirksamkeit gibt es zwei weitere Pluspunkte: eine breite Farbauswahl und die Möglichkeit, den Armstrumpf mit Mustern zu veredeln. Weisen Sie in Ihren Beratungsgesprächen auf die zahlreichen Optionen hin.



# mediven® 550 Arm

**Stark. Wandstabil. Zuverlässiger Halt.**

## medi Tipp<sup>1</sup>:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir mediven 550 Arm für:

- Sehr weiches bis verhärtetes Bindegewebe
- Moderate bis starke Hautfalten / Kalibersprünge
- Begleitende Adipositas
- Ausgeprägte Lymphödeme

## Indikationen<sup>2</sup>

- Primäre und sekundäre Lymphödeme in den Stadien 1, 2 und 3
- Lipödem
- Postoperative und posttraumatische Ödeme
- Narbenbehandlung


## Eigenschaften

- Hohe Wandstabilität
- Hoher Arbeitsdruck
- Festes, starkes Gestrick
- Hohe Strapazierfähigkeit

## Besonderheiten

- Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit besonderen Zusätzen
- Zahlreiche Varianten, z. B. Armstulpen für Doppel- und mehrteilige Versorgungen
- UV-Schutzfaktor 20
- Geruchshemmende Wirkung durch Clima Fresh
- Atmungsaktives Gestrick dank Clima Comfort
- Modische Vielfalt: 8 Standardfarben, 4 Trendfarben und 4 Muster zur Kombination für Design-Elemente und Fashion-Elemente
- Auf Wunsch mit funkelnden Kristallen veredelbar

## Waschanleitung

Pflegeleicht 

für Waschmaschine und Trockner geeignet



medi vision®:  
Jetzt auch für  
Arm und Hand  
einsetzbar.



## Lieferbare Varianten mediven 550 Arm

### AD

Unterarm-  
strümpfe  
bis D



mit Handteil und  
Daumenöffnung

mit Handteil,  
Daumenöffnung,  
offenen Fingern

mit Handteil  
und  
Daumenansatz

mit Handteil,  
Daumenansatz,  
offenen Fingern

mit Handteil  
und geschlos-  
senen Fingern

<b>CCL 1</b>	17.10.07.0009	17.10.08.0020	17.10.09.0010	17.10.08.0014	17.10.08.0012
<b>CCL 2</b>	17.10.07.1013	17.10.08.1012	17.10.09.1011	17.10.08.1006	17.10.08.1018
<b>CCL 3</b>	17.10.07.2006	17.10.08.2004	17.10.09.2004	17.10.08.2009	17.10.08.2005

### AE

Unterarm-  
strümpfe  
bis E



mit Handteil und  
Daumenöffnung

mit Handteil,  
Daumenöffnung,  
offenen Fingern

mit Handteil  
und  
Daumenansatz

mit Handteil,  
Daumenansatz,  
offenen Fingern

mit Handteil  
und geschlos-  
senen Fingern

<b>CCL 1</b>	17.10.07.0010	17.10.08.0015	17.10.09.0011	17.10.08.0010	17.10.08.0019
<b>CCL 2</b>	17.10.07.1014	17.10.08.1013	17.10.09.1009	17.10.08.1010	17.10.08.1016
<b>CCL 3</b>	17.10.07.2007	17.10.08.2006	17.10.09.2003	17.10.08.2008	17.10.08.2011

### CD

### CE

### AF

### AG

### CF

Unterarm-  
strümpfe  
ohne Hand  
bis D



Unterarm-  
strümpfe  
ohne Hand  
bis E



Armstrümpfe  
mit Hand  
bis F



Armstrümpfe  
mit Hand  
bis G



Armstrümpfe  
ohne Hand  
bis F



<b>CCL1</b>	17.10.05.0016	17.10.05.0017	17.10.06.0015	17.10.06.0016
<b>CCL2</b>	17.10.05.1018	17.10.05.1019	17.10.06.1017	17.10.06.1018
<b>CCL3</b>	17.10.05.2010	17.10.05.2011	17.10.06.2013	17.10.06.2014

### CG

### DG

### EG

Armstrümpfe  
ohne Hand  
bis G



Bolero



Armstück



Armstück



<b>CCL1</b>	17.10.04.0012
<b>CCL2</b>	17.10.04.1013
<b>CCL3</b>	17.10.04.2013

### Befestigungs- möglichkeiten

### Haftband

### Schulterkappe


### Schulterkappe



mit Schultergurt  
(HK) bei G



mit BH-Befesti-  
gung (H)  
bei G



## Produktvorteile



Clima Comfort



Vielfalt



Perfect Fit



Clima Fresh



STANDARD  
100  
97.0.3231  
Hohenstein HTTI

## Standard-Ausführungen

Maßanfertigung	Ausschließlich
Abschluss proximal	Flache Schräge bei allen Varianten, außer AC1 Poröser gerader Abschluss: AC1
Abschluss distal	Poröser gerader Abschluss: CD, CE, CF, CG
Finger	Ohne Finger mit Daumenansatz, offene / geschlossene Finger mit Daumenansatz: AE, AF, AG, AC1, AD
Fingerling	Offen oder geschlossen

## Material-Zusammensetzung


	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	88 %	12 %
CCL 2	84 %	16 %
CCL 3	74 %	26 %

## Fingerling und Handteile AC1

Fingerling		Handteil ohne Finger, mit Daumenöffnung		Handteil ohne Finger, mit Daumenansatz		Handteil mit offenen Fingern, mit Daumenöffnung		Handteil mit offenen Fingern, mit Daumenansatz	
Handteil mit geschlossenen Fingern									
Handteil mit Daumenöffnung		17.99.99.2010							
Handteil mit Daumenansatz		17.99.99.2011							
Handteil mit Daumen und Fingern		17.99.99.2012							
Schulterbefestigung / Kappe		17.99.99.2013							
Boleroverbindung		17.99.99.2022							

## medi Tipp

medi Butler erleichtern das Anziehen <sup>1</sup>	medi Haut- und Gestrickpflege bietet Unterstützung
Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 104	



Erhältlich mit funkelnden Kristallen.

## Kompressionsklasse

CCL 1, 2, 3

## Lymphödem-Stadium



## Farben

### Standardfarben




\* Standardfarben mit einer Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

### Trendfarben

Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage



## Muster<sup>3</sup>



<sup>1</sup> Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

<sup>2</sup> Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

<sup>3</sup> Die Design-Elemente und Fashion-Elemente sind mit allen Standard- und Trendfarben frei kombinierbar. Den Aufpreis für die Fashion-Elemente finden Sie in der aktuellen Preislise.

<sup>4</sup> Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 29.10.2025).







## mediven esprit®

Geeignet für Lip- und Lymphödeme ist der Armstrumpf mediven esprit komfortabel und effektiv zugleich.

Mit zahlreichen Farben und der Option, den Strumpf mit Mustern zu veredeln, passt der mediven esprit perfekt zu jeder Garderobe. Ein geselliger Abend zu zweit oder der Theater-Besuch am Abend? Zeigen Sie Ihren Kund:innen, dass mit den vielen Varianten des mediven esprit alles möglich ist.

## medi Tipp<sup>1</sup>:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir mediven esprit für:

- Normales bis festes Bindegewebe
- Keine / moderate Hautfalten / Kalibersprünge
- Normalgewicht

## Indikationen<sup>2</sup>

- Primäre und sekundäre Lymphödeme in den Stadien 1 und 2
- Lipödem
- Postoperative und posttraumatische Ödeme
- Narbenbehandlung

## Eigenschaften

- Leichte bis mittlere Wandstabilität
- Geschmeidiges Gestrick
- Hohe Strapazierfähigkeit

## Besonderheiten

- Viele Kombinationsmöglichkeiten mit besonderen Zusätzen
- Zahlreiche Varianten, z. B. Armstulpen für Doppel- und mehrteilige Versorgungen
- UV-Schutzfaktor 40
- Geruchshemmende Wirkung durch Clima Fresh
- Atmungsaktives Gestrick dank Clima Comfort
- Modische Vielfalt: 8 Standardfarben, 4 Trendfarben und 4 Muster zur Kombination für Design-Elemente und Fashion-Elemente
- Auf Wunsch mit funkelnden Kristallen veredelt

## Waschanleitung

Pflegeleicht

für Waschmaschine und Trockner geeignet



medi vision®:  
Jetzt auch für  
Arm und Hand  
einsetzbar.



## Lieferbare Varianten mediven esprit

### AD

Unterarm-  
strümpfe  
bis D



mit Handteil und  
Daumenöffnung

mit Handteil,  
Daumenöffnung,  
offenen Fingern

mit Handteil  
und  
Daumenansatz

mit Handteil,  
Daumenansatz,  
offenen Fingern

mit Handteil  
und geschlos-  
senen Fingern

<b>CCL1</b>	17.10.07.0012	17.10.08.0013	17.10.09.0009	17.10.08.0011	17.10.08.0017
<b>CCL2</b>	17.10.07.1016	17.10.08.1020	17.10.09.1012	17.10.08.1015	17.10.08.1017
<b>CCL3</b>	17.10.07.2009	17.10.08.2012	17.10.09.2002	17.10.08.2010	17.10.08.2007

### AE

Unterarm-  
strümpfe  
bis E



mit Handteil und  
Daumenöffnung

mit Handteil,  
Daumenöffnung,  
offenen Fingern

mit Handteil  
und  
Daumenansatz

mit Handteil,  
Daumenansatz,  
offenen Fingern

mit Handteil  
und geschlos-  
senen Fingern

<b>CCL1</b>	17.10.07.0011	17.10.08.0009	17.10.09.0012	17.10.08.0016	17.10.08.0018
<b>CCL2</b>	17.10.07.1015	17.10.08.1019	17.10.09.1010	17.10.08.1014	17.10.08.1011
<b>CCL3</b>	17.10.07.2008	17.10.08.2001	17.10.09.2001	17.10.08.2002	17.10.08.2003

### CD

### CE

### AF

### AG

### CF

Unterarm-  
strümpfe  
ohne Hand  
bis D



Unterarm-  
strümpfe  
ohne Hand  
bis E



Armstrümpfe  
bis F



Armstrümpfe  
mit Hand  
bis G



Armstrümpfe  
ohne Hand  
bis F



<b>CCL1</b>	17.10.05.0016	17.10.05.0017	17.10.06.0015	17.10.06.0016
<b>CCL2</b>	17.10.05.1018	17.10.05.1019	17.10.06.1017	17.10.06.1018
<b>CCL3</b>	17.10.05.2010	17.10.05.2011	17.10.06.2013	17.10.06.2014

### CG

### DG

### EG

Armstrümpfe  
ohne Hand  
bis G



Bolero



Armstück



Armstück




<b>CCL1</b>	17.10.04.0012
<b>CCL2</b>	17.10.04.1013
<b>CCL3</b>	17.10.04.2013

**Befestigungs-  
möglichkeiten**

**Haftband**

**Schulterkappe**

**Schulterkappe**



mit Schultergurt  
(HK) bei G



mit BH-Befesti-  
gung (H)  
bei G



mit BH-Befesti-  
gung (H)  
bei G



## Produktvorteile



Clima Comfort



Vielfalt



Perfect Fit



Clima Fresh



STANDARD  
100  
97.0.3231  
Hohenstein HTTI

## Standard-Ausführungen

Maßanfertigung	Ausschließlich
Abschluss proximal	Flache Schräge bei allen Varianten, außer AC1 Poröser gerader Abschluss: AC1
Abschluss distal	Poröser gerader Abschluss: CD, CE, CF, CG
Finger	Ohne Finger mit Daumenansatz, offene / geschlossene Finger mit Daumenansatz: AE, AF, AG, AC1, AD

## Material-Zusammensetzung


	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	88 %	12 %
CCL 2	84 %	16 %
CCL 3	74 %	26 %

## Fingerling und Handteile AC1

Fingerling		Handteil ohne Finger, mit Daumenöffnung		Handteil ohne Finger, mit Daumenansatz		Handteil mit offenen Fingern, mit Daumenöffnung		Handteil mit offenen Fingern, mit Daumenansatz	
Handteil mit geschlossenen Fingern									
Handteil mit Daumenöffnung		17.99.99.2010							
Handteil mit Daumenansatz		17.99.99.2011							
Handteil mit Daumen und Fingern		17.99.99.2012							
Schulterbefestigung / Kappe		17.99.99.2013							

## medi Tipp

medi Butler erleichtern das Anziehen <sup>1</sup>	medi Haut- und Gestrickpflege bietet Unterstützung
Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 104	




Erhältlich mit funkelnden Kristallen.

## Kompressionsklasse

CCL 1, 2, 3

## Lymphödem-Stadium



## Farben

### Standardfarben




\* Standardfarben mit einer Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

### Trendfarben

Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage



## Muster<sup>3</sup>



<sup>1</sup> Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

<sup>2</sup> Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

<sup>3</sup> Die Design- und Fashion-Elemente können mit den Standard- und Trendfarben frei kombiniert werden. Den Aufpreis für die Fashion-Elemente finden Sie in der aktuellen Preisliste.

<sup>4</sup> Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 29.10.2025).



# mediven esprit® SL Handschuh

**Weich. Fein. Nahtlos.**

## Indikationen<sup>1</sup>

- Primäre und sekundäre Lymphödeme Stadium 1 und 2
- Postoperative und posttraumatische Ödeme

## Eigenschaften

- Leichte bis mittlere Wandstabilität
- Geschmeidiges Gestrick
- Besondere Zusätze, wie die Smart-Touch Funktion für Handteile mit geschlossenen Fingern
- 5 verschiedene Handvarianten
- UV-Schutzfaktor 80
- Atmungsaktives Gestrick dank Clima Comfort



mediven esprit SL Handschuh



Smart-Touch für Handteil mit geschlossenen Fingern



medi vision®:  
Jetzt auch für  
Arm und Hand  
einsetzbar.



<sup>1</sup>Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

## Produktvorteile



Clima Comfort



Vielfalt



Perfect Fit



Clima Fresh



STANDARD  
100  
97.0.3231  
Hohenstein HTTI

## Lieferbare Varianten

Handteil ohne  
Finger, mit  
Daumen-  
öffnung



Handteil ohne  
Finger, mit  
Daumen-  
ansatz



Handteil mit  
offenen Fingern,  
mit Daumen-  
öffnung



Handteil mit  
offenen Fingern,  
mit Daumen-  
ansatz



Handteil mit  
geschlossenen  
Fingern



Handteil mit Daumenöffnung 17.99.99.2010


Handteil mit Daumenansatz 17.99.99.2011

Handteil mit Daumen und Fingern 17.99.99.2012

## Kompressionsklasse


CCL 1, 2, 3

## Lymphödem-Stadium



## Farben

### Standardfarben



\* Standardfarben mit einer  
Lieferzeit bis zu 10  
Arbeitstagen

### Trendfarben

Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage



A woman with brown hair tied in a bun, wearing a blue denim shirt, is sitting on a wooden bench outdoors. She is holding a red, textured vase in her right hand. Her left arm is resting on the back of the bench, and she is wearing a light-colored, sleeveless garment. The background is a lush green garden with various plants and trees. A green text box is overlaid on the left side of the image.

## mediven harmony®

Der Armstrumpf „ohne Naht“ eignet sich beispielsweise für den Einsatz bei gering ausgeprägten posttraumatischen Ödemen.



# mediven harmony<sup>®</sup>

## Rundgestrickter Armstrumpf in sieben Seriengrößen

---

### Indikationen<sup>1</sup>






- Armvenenthrombose
  - Postoperative und posttraumatische Ödeme  
(medi Hinweis: nicht für ausgeprägte Ödeme  
geeignet!)
- 

### Eigenschaften

Doppelte Ellipse im Bereich des Ellenbogens und  
der Ellenbeuge für

- Verminderte Faltenbildung in der Ellenbeuge,  
dadurch Verhinderung von Einschnürung,  
Druckstellen, Hautreizungen, Hautverletzungen  
im Beugesehnenbereich und der vaskulären  
Strukturen
  - Gewährleistung der Gelenkfunktion
  - UV-Schutzfaktor 20
- 

### Waschanleitung

Pflegeleicht     

für Waschmaschine und  
Trockner geeignet



## Produktvorteile



Perfect Fit



Clima Comfort



Double ellipses



STANDARD  
100  
97.0.3231  
Hohenstein HTTI




STANDARD  
100  
96.0.1369/1  
Hohenstein HTTI



## mediven harmony® SL Handteil

### Lieferbare Varianten

AC1-Handteil nahtlos ohne Finger, mit Daumenansatz




17.99.99.2011

### Umfang / Handteil (cm)

Größen	II	III	IV	V	VI	VII
c C1*	15,0 – 18,0	17,0 – 20,0	19,0 – 21,5	21,0 – 23,5	23,0 – 26,0	25,5 – 30,0
c C	13,5 – 15,5	15,0 – 18,0	17,0 – 20,0	19,0 – 21,0	20,0 – 23,5	22,5 – 27,5
c B	15,5 – 20,0	17,5 – 21,0	19,5 – 23,0	20,5 – 24,0	22,5 – 26,0	24,5 – 30,0
c A	15,0 – 19,0	17,0 – 20,0	19,0 – 22,0	20,0 – 23,0	22,0 – 25,0	24,0 – 29,0

\* Maßpunkt cC1 befindet sich 5 cm oberhalb von cC



### Material-Zusammensetzung Handteil

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	82 %	18 %
CCL 2	78 %	22 %

## Kompressionsklasse

CCL 1, 2

## Farben

S = Serie



mediven harmony SL Handteil – nahtlos (flachgestrickt)



## medi Tipp



medi Butler erleichtern  
das Anziehen<sup>2</sup>


medi Haut- und Gestrickpflege  
bietet Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab Seite 104

<sup>1</sup> Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

<sup>2</sup> Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2-k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 29.10.2025).

## Armstrumpf



Maßpunkte mediven harmony

### Länge (cm)

Standardlänge 41–47

### Standard-Ausführungen


Farben	Sand, Caramel
Seriengrößen	I–VII, Standard und Extraweit
Maßanfertigung	Nicht möglich
Abschluss	Noppen-Haftband schmal, 2,5 cm
Handteil	ohne Finger, mit Daumenansatz

### Material-Zusammensetzung


Armversorgung	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	66 %	34 %
CCL 2	57 %	43 %

### Varianten (alle Varianten erhältlich in den Ausführungen Standard und Extraweit)

#### AG-Armstrumpf mit integriertem Handteil und Haftband-Abschluss



#### CG-Armstrumpf mit Haftband-Abschluss



**Standard** CCL1: 17.10.01.0013  
CCL2: 17.10.01.1017  
**Extraweit** CCL1: 17.10.01.0013  
CCL2: 17.10.01.1017

**Standard** CCL1: 17.10.01.0014  
CCL2: 17.10.01.1019  
**Extraweit** CCL1: 17.10.01.0014  
CCL2: 17.10.01.1019

Armstrumpf	Größe I		Größe II		Größe III		Größe IV	
Umfang (cm)	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit
cG	25,5–28,0	28,5–31,0	28,0–30,5	30,5–33,5	30,0–33,0	33,0–36,0	32,0–35,0	35,0–38,5
cF	23,5–25,5	25,5–28,0	25,0–27,5	27,5–30,0	27,5–30,0	30,0–33,0	29,5–32,0	32,0–35,0
cE	23,0–25,0	24,0–26,0	24,5–26,5	26,5–29,0	26,0–28,5	28,5–31,0	27,5–30,0	30,0–33,0
cD	22,0–24,0	24,0–26,0	23,0–25,0	25,0–27,5	24,0–26,0	26,0–28,5	25,0–27,5	28,0–30,5
cC 1 = 100 %*	15,0–16,5		16,5–18,0		18,0–19,5		19,5–21,0	
cC	13,5–14,5		14,5–15,5		16,0–17,5		17,5–19,0	
cA	15,0–18,0		16,0–19,0		17,0–20,0		19,0–22,0	
Armstrumpf	Größe V		Größe VI		Größe VII			
Umfang (cm)	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit		
cG	33,5–36,5	37,0–40,5	36,0–39,5	39,5–43,0	38,0–41,5	41,5–45,5		
cF	31,0–34,0	34,0–37,0	33,0–36,0	36,0–39,5	35,0–38,5	38,5–42,0		
cE	29,0–31,5	31,5–34,5	30,5–33,5	33,5–36,5	32,5–35,5	35,5–39,0		
cD	27,0–29,5	29,5–32,0	28,5–31,0	31,0–34,0	30,5–33,5	33,5–36,5		
cC 1 = 100 %*	21,0–23,0		23,0–25,0		25,0–27,5			
cC	19,0–20,5		20,5–22,5		22,5–24,5			
cA	20,0–23,0		22,0–25,0		24,0–27,0			

\* Maßpunkt cC1 befindet sich 5 cm oberhalb von cC

















## mediven® Armqualitäten – Farbspektrum und Zusätze

Wie bei den Flachstrick-Beinprodukten gibt es auch für mediven Flachstrick-Armprodukte zahlreiche Farben, Muster und Zusätze.

Damit können Sie die Versorgung exakt an den Bedürfnissen Ihrer Kund:innen ausrichten. Die nachfolgenden Übersichten unterstützen Sie bei der Wahl der richtigen Ausführungen.







# mediven® Armqualitäten Farbspektrum

Standardfarben		mediven esprit	mediven 550 Arm
Sand		•	•
Cashmere		•	•
Caramel		•	•
Schwarz		•	•
Anthrazit		•	•
Marine		•	•
Grau*		•	•
medi Magenta*		•	•
Trendfarben (Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage)			
Rostrot		•	•
Lichtblau		•	•
Flieger		•	•
Salbeigrün		•	•

Alle aktuellen Standard- und Trendfarben zu unseren  
Flachstrick-Qualitäten finden Sie auch unter [medi.biz/style](https://medi.biz/style)

\* Standardfarben mit einer Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

# mediven® Armqualitäten Muster

Muster <sup>1</sup>		mediven esprit	mediven 550 Arm
Stripes		•	•
Nature		•	•
Bloom		•	•
Wild		•	•

Motive <sup>2</sup> funkelnde Kristalle		mediven esprit	mediven 550 Arm
Wind in Gold		•	•
Trio in Silber		•	•
Proud in Anthrazit		•	•





<sup>1</sup> Die Design- und Fashion-Elemente können mit den Standard- und Trendfarben frei kombiniert werden.













<sup>2</sup> Die drei Kristall-Motive sind mit allen Standard- und Trendfarben frei kombinierbar.  
Den Aufpreis für die funkelnenden Kristalle finden Sie in der aktuellen Preisliste.

# mediven® Armqualitäten Zusätze

Zusatz		mediven harmony	mediven esprit	mediven 550 Arm
<b>Haftbänder 5 cm</b>				
Noppen-Haftband			•	•
Noppen-Haftband mit Motiv			•	•
Mikronoppen-Haftband sensitiv			•	•
Flächen-Haftband Rose			•	•
<b>Haftbänder 2,5 cm</b>				
Noppen-Haftband		•	•	•
<b>Haftbandstücke</b>				
Segmente aus Noppen-, Mikronoppen- oder Flächen-Haftband Entlang Schräge Auf Handinnenfläche			•	•
<b>Anti-Rutsch-Noppen</b>				
Segmente aus Silikonnoppen Entlang Schräge Auf Handinnenfläche			•	•
<b>Alternative Befestigungen</b>				
<b>Schulterkappe</b>				
Standard			•	•
Anatomisch			•	•
<b>Befestigung für die Schulterkappe</b>				
BH-Befestigung			•	•

Zusatz		mediven harmony	mediven esprit	mediven 550 Arm
Befestigung für die Schulterkappe				
Schultergurt schmal / breit			•	•
Boleroverbindung			•	•
Handgelenkbefestigung				
Per Klettverschluss verstellbare Handgelenkbefestigung			•	•
Verschlüsse				
Reißverschluss			•	•
Klettverschluss			•	•
Haken-Ösen-Band			•	•
Pelotten und Futterstoff				
Lymphpad inkl. eingearbeiteter Tasche			•	•
Lymphpad gerippt			•	•
Lymphpad fein genoppt (Standard)			•	•
Pelotten			•	•

Zusatz		mediven harmony	mediven esprit	mediven 550 Arm
<b>Pelotten und Futterstoff</b>				
Tasche für Lymphpad oder Pelotte			•	•
Futterstoff			•	•
<b>Abschlüsse</b>				
<b>Abschluss Arm (proximal)</b>				
Proximal flache Schräge (Standard)			•	•
Proximal steile Schräge			•	•
Proximal gerader Abschluss			•	•
<b>Ellenbeuge</b>				
Eingestrickte Einkehren • 160° (Standard) • 150° • 135° • Ohne Einkehren			•	•
Ellenbogen-Funktionszone			•	•
Doppelte Ellipse Ellipse in der Ellenbeuge und am Ellenbogen		•		
<b>Poröse Reihen</b>				
Kompressionsschussfaden nur in jeder zweiten Reihe			•	•

Handteil		mediven harmony	mediven esprit	mediven 550 Arm
<b>Finger-Varianten</b>				
Offen			•	•
<b>Zusatz</b>				
<b>Finger-Varianten</b>				
Geschlossen			•	•
Ohne Finger • Mit Daumenansatz • Mit Daumenöffnung		•	•	•
Daumenöffnung			•	•
Daumenansatz		•	•	•
Fingerfach			•	•
Einzelne Finger nicht stricken			•	•
<b>Nahtvarianten</b>				
Naht mit Bandverstärkung			•	•
Kettelnahrt			•	•
Etikett außen anbringen			•	•
<b>Stumpfvarianten</b>				
Stumpfende flach (Kreis)			•	•
Stumpfende anatomisch (Stumpfspitze)			•	•

## medi Zubehör

**medi bietet neben medizinischen Kompressionsstrümpfen für den Rund- und Flachstrick-Bereich auch ergänzende Produkte.**

Gerade die Haut sehnt sich in der Kompressionstherapie nach besonderer Pflege. Ihre Kund:innen sprechen von juckender oder trockener Haut? Empfehlen Sie die Pflegeprodukte von medi. Sie sind speziell auf Patient:innen mit Venenerkrankungen, Lymph- oder Lipödemen abgestimmt und verwöhnen die Haut mit wertvollen Inhaltsstoffen.

Pflegeprodukte für Kompressionsstrümpfe schonen das Gestrick und gewährleisten eine lange Lebensdauer des Strumpfes.

Ihre Kund:innen benötigen Hilfe beim Anziehen ihrer medizinischen Kompressionsstrümpfe? Es gibt unterschiedliche An- und Ausziehhilfen, die den täglichen Umgang mit den medizinischen Kompressionsstrümpfen wesentlich vereinfachen.



# Lymphpads

**Austauschplatte und Anschauungsexemplar**  
**Ausschließlich zur Verwendung in flach-**  
**gestrickten mediven Kompressionsstrümpfen.**

Lymphpads dienen der Unterstützung bei der Therapie von Lip- und Lymphödemen mit flachgestrickten medizinischen Kompressionsstrümpfen. Mittels Unterpolsterung verteilt sich der Kompressionsdruck gleichmäßig von den prominenten Bereichen (z. B. Hand- bzw. Fußkanten oder Knöchel) in Richtung der Handflächen, der außen liegenden Vertiefungen um den Knöchel und der Bereiche seitlich der Achillessehne, um Druckspitzen zu vermeiden.

Lymphpads werden in den flachgestrickten Kompressionsstrumpf eingearbeitet, sodass sich der Kompressionsdruck des Strumpfes

- gleichmäßig auf eine größere Auflagefläche verteilt oder
- bei Bedarf punktuell erhöht.

## **Folgende Ausführungen stehen zur Verfügung:**

- Lymphpad gerippt: Lymphödem im Bein (Standard) und Arm
- Lymphpad fein genoppt: Lymphödem im Arm (Standard) und Bein
- Lymphpad grob genoppt: Lipödem (für Oberschenkel)



**Lymphpad fein genoppt**



**Lymphpad gerippt**



**Lymphpad grob genoppt**

# medi Hautpflege

**Bieten Sie Ihren Kund:innen mehr,  
zum Beispiel streichelzarte Haut in der  
Kompressionstherapie.**

Die Hautpflege-Produkte von medi besitzen zahlreiche, wohltuende Inhaltsstoffe. Sie harmonisieren perfekt mit der Venentherapie und sorgen für gepflegte und gesunde Haut.


## Hinweis

Der medizinische Kompressionsstrumpf steht im Mittelpunkt der Venen- und Ödemtherapie. Die richtige Hautpflege stellt dabei einen wichtigen Bestandteil dar, schließlich wird der Strumpf in der Regel täglich getragen. Das kann die Haut beanspruchen. Die Hautpflege-Produkte von medi sind speziell auf die Kompressionstherapie abgestimmt und sorgen für eine Haut in Balance.

## Wichtiger Tipp für Allergiker:innen

Alle Produkte werden höchsten Anforderungen gerecht und ohne Parabene (= Konservierungsstoffe) oder Wollwachs-Alkohole hergestellt.

Die Produkte der medi Pflege unterliegen keinem Mindesthaltbarkeits- oder Verfallsdatum. Sie sind mit einer „geöffneten Dose“ und einer Monatsangabe gekennzeichnet. Das bedeutet, sobald die Tube geöffnet wird und folglich der Inhalt Verwendung findet, sollte das Produkt innerhalb der nächsten sechs, neun oder zwölf Monate aufgebraucht werden. Dieses Zeichen wird beispielsweise auch bei Duschbädern eingesetzt.



**medi Pflegeprodukte sind Kosmetik-  
produkte und dürfen nur auf intakter  
Haut angewendet werden**

## medi day® – kühlende Hautpflege mit Rosskastanie

- Erfrischende und kühlende Wirkung
- Gepflegte, geschmeidige Haut
- Reduziert das Spannungsgefühl
- Unterstützt den Tragekomfort von medizinischen Kompressionsstrümpfen

50 ml Tube / 150 ml Tube

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi day, 50 ml Tube	6er-Pack	P400025
medi day, 150 ml Tube	6er-Pack	P400026



\*



medi day

## medi night – Hautpflege mit regenerierender Hamamelis

- Für wohltuende Erholung in der Nacht
- Beruhigt die Haut und unterstützt zusätzlich die Regeneration

50 ml Tube / 150 ml Tube

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi night, 50 ml Tube	6er-Pack	P500025
medi night, 150 ml Tube	6er-Pack	P500026



\*



medi night

## medi fresh – erfrischendes Spray mit Menthol

- Der Frische-Kick für zwischendurch
- Unmittelbar spürbare Erfrischung
- Mehrmals tägliches Anwenden möglich
- Schonend zum Strumpfgestrick
- Leichte Handhabung im Alltag

100 ml Flasche

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi fresh, 100 ml Flasche	6er-Pack	P900026



\*



medi fresh

\*Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf [www.dermatest-garantie.de](http://www.dermatest-garantie.de)

## medi soft – Hautpflege mit Rosskastanie und feuchtigkeitsspendender Urea

- Sanfter Cremeschaum zur Hautpflege rund um die Uhr
- Gepflegte, geschmeidige Haut
- Reduziert das Spannungsgefühl
- Unterstützt den Tragekomfort von medizinischen Kompressionsstrümpfen
- Gibt Gestrick und Haftbändern zusätzlichen Halt
- Dose ist zu 100 % recycelt  
(ausgenommen Sprühkopf, Kappe und Etikett)

125 ml Dose

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi soft, 125 ml Dose	6er-Pack	P800026



medi soft

medi soft ist für Diabetiker:innen geeignet.

## Therapiehilfen

### medi fix

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi fix, 50 ml	6er-Pack	1023025

Klebe-Lotion für Kompressionsstrümpfe mit Trikotrand.



medi fix Soft-Roller

### medi Erstaussstattungspakete

Kartonage mit bedrucktem Einschub befüllt mit:  
Anschreiben, Kundenantwortkarte, Broschüre „Alles Wissenswerte zum Kompressionsstrumpf“, Broschüre „Mein Wegweiser bei Lip- oder Lymphödem“, medi mini soft Schaum 15 ml, je ein 8 ml Sachet: medi day, medi night, medi clean, Handschuhe in unterschiedlichen Größen und Ausführungen.

**Hinweis:** Erfolgt bei der Bestellung keine Größenangabe, liefern wir automatisch Größe M.

Artikel	VE (5 Stück)	1 Stück
Mit Gummihandschuhen Größe S	1023560	1022560
Mit Gummihandschuhen Größe M	1023561	1022561
Mit Gummihandschuhen Größe L	1023562	1022562
Mit Textilhandschuhen Größe S	1023570	1022570
Mit Textilhandschuhen Größe M	1023571	1022571
Mit Textilhandschuhen Größe L	1023572	1022572



medi Erstaussstattungspaket

\*Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf [www.dermatest-garantie.de](http://www.dermatest-garantie.de)

# medi Gestrickpflege

Das spezielle Handwaschmittel von medi ist extra auf mediven Kompressionsstrümpfe abgestimmt. Es eignet sich für die tägliche Wäsche und reinigt das Gestrick schonend und effektiv. Das medi Fleckenfluid entfernt Schuhabrieb an Ferse und Fußspitze. Es wird vor der Wäsche auf die entsprechenden Stellen aufgetragen (fünf Minuten einwirken lassen).

## Eigenschaften

- Schutz der Farbe
- Schonende Pflege
- Einfache Handhabung
- Geruchsneutral
- Dermatologisch verträglich



## medi clean – Handwaschmittel für medizinische Kompressionsstrümpfe

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi clean, 200 ml	6er-Pack	P920026



medi clean

## medi spot ex – Fleckenstift

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi spot ex, 15 ml	6er-Pack	P930025



medi spot ex

## medi Wäschenetz

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi Wäschenetz	15 Stück	1020585



medi Wäschenetz

# An- und Ausziehhilfe für Kompressionsstrümpfe

## medi 2in1

- Mit der medi 2in1 gleitet der Kompressionsstrumpf mühelos über die Ferse
- Für alle Kompressionsstrumpflängen
- Für offene und geschlossene Zehen
- Strapazierfähig und reisfest
- Platzsparend zusammenzulegen und immer schnell zur Hand – zu Hause oder unterwegs

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.
medi 2in1	für alle Strumpflängen geeignet	6900013000



medi 2in1

## medi Handschuhe

### medi Gummihandschuhe

Erleichtern das Verteilen und richtige Positionieren kompressiver Gestricke am Bein beziehungsweise am Arm. Material: Naturkautschuk

Artikel	Größe	VE	Art.-Nr.
Gummihandschuh	<b>S</b>	1 Paar	6901022000
Gummihandschuh	<b>M</b>	1 Paar	6901023000
Gummihandschuh	<b>L</b>	1 Paar	6901024000
Gummihandschuh	<b>S</b>	12 Paar / Karton	6901122000
Gummihandschuh	<b>M</b>	12 Paar / Karton	6901123000
Gummihandschuh	<b>L</b>	12 Paar / Karton	6901124000




Gummihandschuhe

### medi Textilhandschuhe mit Latex

Erleichtern das Verteilen und richtige Positionieren kompressiver Gestricke am Bein beziehungsweise am Arm. Material: Polyester und Latex


Artikel	Größe	VE	Art.-Nr.
Textilhandschuh	<b>S</b>	1 Paar	6903022000
Textilhandschuh	<b>M</b>	1 Paar	6903023000
Textilhandschuh	<b>L</b>	1 Paar	6903024000
Textilhandschuh	<b>S</b>	12 Paar / Karton	6903122000
Textilhandschuh	<b>M</b>	12 Paar / Karton	6903123000
Textilhandschuh	<b>L</b>	12 Paar / Karton	6903124000



Textilhandschuhe

Größenbestimmung für medi Gummi- und Textilhandschuhe

Bitte legen Sie Ihre rechte Hand an die eingezeichnete Linie für die innere Handkante und des Daumens. Strecken Sie die Finger dabei locker, ohne sie zu spreizen. An den eingezeichneten Markierungen können Sie die Handschuhgröße ablesen.



medi Anziehhilfe  
für Kompressionsstrümpfe mit offener Spitze

Anziehhilfe für Strümpfe mit offener Spitze

Artikel	VE	Art.-Nr.
Anziehhilfe	Einzelbezug 1 Stück	6900002
Anziehhilfe	Verkaufskarton 40 Stück	6900022



Anziehhilfe für Strümpfe  
mit offener Spitze

# medi Butler

## Anziehhilfen für medizinische Kompressionsstrümpfe

### Indikationen\*

- Lähmungen
- Altersbedingte Kraftminderungen
- Arthrose / Rheuma
- Adipositas per magna
- Weitgehende Wirbelsäulen- / Hüft- / Knieversteifungen
- Degenerative Erkrankungen der Hände / im Handbereich
- Folge von Verletzungen / Amputationen


### medi Tipp

An- und Ausziehhilfen dienen dem Schutz und der Schonung des Strumpfmaterials und erleichtern das An- und Ausziehen von medizinischen Kompressionsstrümpfen. Sie ermöglichen insbesondere Patient:innen mit Bewegungseinschränkungen den Umgang mit den Materialien, da sie den Bewegungs- und Kraftaufwand minimieren.<sup>1</sup>

### medi Lang-Griff Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Lang-Griff Butler	6900052

Für Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen  
Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3000




medi Lang-Griff Butler

### medi Big Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Big Butler	6900102

Für mehr Anziehkomfort bei großen Strumpfgrößen, empfohlen für die Größen V, VI, VII  
Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3000




medi Big Butler

### medi Vario-Griff Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Vario-Griff Butler	6900051

Für Patient:innen mit Bewegungseinschränkung,  
Griffhöhe individuell einstellbar  
Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3000




medi Vario-Griff Butler

<sup>1</sup> Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 29.10.2025).

## medi Hosen Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Hosen Butler	6900055

Für leichtes Anziehen von Kompressionsstrumpfhosen  
Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3000



medi Hosen Butler

## medi Arm Butler

Artikel	Schaftdurchmesser	Art.-Nr.
medi Arm Butler	11 cm	6900057

Erleichtert das Anlegen von Armstrümpfen ohne die  
Mithilfe dritter Personen.  
Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3000



medi Arm Butler

## medi Tipp

Eine Studie\* belegt, dass der Gebrauch einer An- und Ausziehhilfe das Anlegen der Kompressionsstrümpfe signifikant verbessert. Die Erfolgsquote stieg von 72 auf 93 Prozent. Die Proband:innen nahmen den Anziehvorgang leichter und angenehmer wahr. Unter den verwendeten Anziehhilfen erzielte der medi Butler mit 90 Prozent die beste Erfolgsquote beim Anlegen eines Strumpfes der Kompressionsklasse 3.

\* Sippel K, Seifert B, Hafner J. Donning devices (foot slips and frames) enable elderly people with severe chronic venous insufficiency to put on compression stockings. In: Endovasc Surg 2015;49:221-229.



## Service

Profitieren Sie von unseren Online-Services als einfache und effektive Unterstützung für Ihren Arbeitsalltag:


Mit webbasierten Tools und passgenauen Angeboten heben wir die digitale Versorgungswelt stets auf ein neues Level – für höhere Kundenzufriedenheit, optimierte Abläufe und mehr Lebensqualität.




# medi vision® – der digitale Assistent

## So flexibel wie Ihr Alltag

Vom Maßnehmen bis zur Bestellung – mobil oder im Sanitätshaus:  
Entscheiden Sie selbst, wie medi vision Sie in Ihrem Arbeitsalltag unterstützt.



Eine App für Rund- und Flachstrick.  
Einfach und effektiv zur passenden mediven Kompressionsversorgung.



Digitales Maßblatt – bequem und übersichtlich ausfüllen.  
Per Handeingabe, mit Apple Pencil oder über 3D-Scan.



Erst Maßnahmen, später bestellen.  
Im Fachhandel und unterwegs flexibel einsetzbar.



Zufriedene Kund:innen durch moderne Beratung.  
Angenehm, hygienisch und individuell versorgen.

medi vision®:

Jetzt auch für Arm und Hand einsetzbar.



Neugierig?  
Scannen Sie den QR-Code oder kontaktieren Sie Ihre medi Handelsvertretung Compression.



medi.biz/vision

# Der neue medi campus: Einfach. Praxisnah. Messbar.

Präsenzseminare und digitale Schulungen perfekt kombiniert –  
Ihr Lernvorsprung im medizinischen Fachhandel.

## Wofür steht der neue medi campus?

Der Alltag im Sanitätsfachhandel ist anspruchsvoll: Neue Produkte, veränderte Rahmenbedingungen, wachsender Bedarf an digitalem Know-how, knappe Ressourcen und steigende Kundenerwartungen.

Mit dem neuen medi campus bleiben Sie und Ihr Team jederzeit auf dem neuesten Stand – durch digitale Lernmodule und praxisnahe Präsenzs Schulungen, die sich ideal ergänzen.

**Flexibel online lernen, persönlich vertiefen – so entsteht echter Kompetenzvorsprung.**

## Wer profitiert vom neuen medi campus?

Der medi campus richtet sich an alle Mitarbeitenden im medizinischen Fachhandel: Verkauf, Werkstatt, Außendienst und Führungsbereich.

Ob Neueinsteiger:in oder erfahrene Fachkraft – mit dem medi campus finden Sie genau das Lernformat, das zu Ihnen und Ihrem Team passt.

**Digitale Effizienz trifft auf persönliche Erfahrung – ideal für jeden Lerntyp.**

## Was bietet der neue medi campus

- ➔ **Zugriff überall und jederzeit** – über PC, Tablet oder Smartphone
- ➔ **Zertifikate und Nachweise** an einem Ort für Ihr Qualitätsmanagement
- ➔ **Effiziente Verwaltung** aller Weiterbildungsaktivitäten Ihrer Mitarbeitenden
- ➔ **Praxisnah**, durch Hersteller - und Branchenwissen speziell für Sanitätshaus-Teams
- ➔ **Flexibles Lernen**, das sich dem Alltag im Sanitätsfachhandel anpassen lässt
- ➔ **E-Learnings und Videos** zu Produkten, Anwendungen und Branchenwissen
- ➔ **Buchungen von Präsenzseminaren** direkt auf der Plattform
- ➔ **Personalisierte Lernumgebung** für relevante Inhalte statt Einheitslösungen



Registrieren.

Durchstarten.

Vorsprung sichern.

Registrieren Sie sich und Ihre Mitarbeitenden einfach und kostenfrei mit einem persönlichen Account unter:

<https://de.medi-campus.com/>  
oder scannen Sie einfach den QR-Code



1. Schnelle Registrierung

2. Einfaches Vervollständigen Ihres persönlichen Profils

3. Direkt mit dem Lernen starten

### Sie haben Fragen?

Unser medi campus Team unterstützt Sie gerne:

**Mo – Do 08:00 – 16:00 Uhr**

**Fr 08:00 – 14:00 Uhr**

**0921 912-2020**

**seminare@medi.de**

## Werbung

### medi Bilder-Pool

Neutrale Produktfotos und attraktive Imagebilder für Ihren digitalen Auftritt bietet der medi Bilder-Pool.



### medi Fachhandelsportal

Im medi Fachhandelsportal finden Sie verbraucherorientierte Marketing-Konzepte, bei denen die Kund:innen im Mittelpunkt stehen (zum Beispiel das bewährte Kundenbindungskonzept etc.).



## Bestellung

### medi e-shop

Bequem und flexibel konfigurieren, bestellen und retounieren. Rund um die Uhr. Einfach und unkompliziert.



### Digitales Retourenmanagement

Organisieren Sie Ihre Rücksendungen und Anfragen bei Versorgungen jetzt noch effizienter und profitieren Sie – denn in vielen Fällen entfällt die Rücksendung.



## After-sales

### medi Erinnerungsservice

Mit dem medi Erinnerungsservice denken Ihre Kund:innen zuverlässig an ihre Wiederversorgung mit Kompressionsstrümpfen.



# Kennen Sie schon unsere kostenlosen Newsletter?

Bleiben Sie jederzeit zu Fach- und Service-Themen sowie Produkt-Highlights von medi auf dem Laufenden – kostenlos, gebündelt und aktuell! Mit den medi Newslettern erhalten Sie wertvolles und praktisches Know-how für Ihren Arbeitsalltag. Spannende Einblicke bieten Interviews mit Fachhändlern, Patient:innen, Ärzt:innen und Physiotherapeut:innen.

## Unsere Newsletter für Sie in der Übersicht:

### medi for you


- ✓ Für Führungs- und Fachkräfte im Sanitätsfachhandel
- ✓ Das erwartet Sie: Fach-Interviews, Gesundheitswissen, Produkt-neuigkeiten aus den Bereichen Kompression, Orthopädie und Footcare sowie Branchen-News
- ✓ Sechsmal jährlich

**Kostenlose Anmeldung:** [medi.biz/mfy](https://medi.biz/mfy)

### medi Lymph-News

- ✓ Für alle, die Lymphpatient:innen versorgen und fachlich begleiten
- ✓ Das erwartet Sie: Experten-Interviews und Gast-Beiträge von Lymphspezialist:innen, Produktneuigkeiten und Versorgungskonzepte sowie aktuelle Informationen aus der Gesundheitspolitik
- ✓ Viermal jährlich

**Kostenlose Anmeldung:** [medi.biz/lymph-news](https://medi.biz/lymph-news)



# Arbeitsmaterialien für Sie

Nutzen Sie unsere Maßblöcke, um Ihre Patient:innen passgerecht zu versorgen sowie unseren Farbfächer für die Kundenberatung.



**Maßblock Bein**  
Flachstrick  
**Art.-Nr. 0026027**  
DIN A4



**Maßblock Zehe**  
Flachstrick  
**Art.-Nr. 0026028**  
DIN A4



**Maßblock Arm**  
Flachstrick  
**Art.-Nr. 0026029**  
DIN A4



**Auswahlhilfe**  
**Farben und Muster**  
Flachstrick  
**Art.-Nr. 0025303**  
DIN lang



**FH-Beratungsbuch**  
medi StyleBook  
**Art.-Nr. 0025068**  
22 x 22 cm

## Aufklärung für Patient:innen

Ausführliche Informationen rund um die Therapie bei Lip- und Lymphödemen.



**Broschüre**  
**Mein Wegweiser bei**  
**Lip- oder Lymphödem**  
**Art.-Nr. 0020147**  
DIN A5



**Ratgeber Lymph- und Lipödem**  
**Art.-Nr. 0022817**  
DIN lang



**Broschüre**  
**Flachstrick Trendfarben**  
(25er-VE)  
**Art.-Nr. 0020282**  
Quadratisch

# Zweckbestimmungen

---

## **circaid® Beinversorgungen**

Die Kompressionsversorgung dient bei Patient:innen mit Venen- und Lymphkrankungen zur Kompression des Beins.

---

## **circaid® Armversorgung**

Die Kompressionsversorgung dient bei Patient:innen mit Venen- und Lymphkrankungen zur Kompression des Arms.

---

## **circaid® Fußoptionen**

Die Kompressionsversorgung dient bei Patient:innen mit Venen- und Lymphkrankungen zur Kompression des Fußes und des Knöchels.

---

## **circaid® Handoption**

Die Kompressionsversorgung dient bei Patient:innen mit Venen- und Lymphkrankungen zur Kompression der Hand.

---

## **mediven® 550 Bein, mediven® cosy, mediven® cosy Zehenkappe, mediven® mondi®, mediven® 550 Zehenkappe, mediven® 550 Zehenkappe SL, mediven® mondi® Zehenkappe**

Flachgestrickte medizinische Kompressionsversorgung zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Lymphgefäßsystems.

---

## **mediven® 550 Arm, mediven® esprit®, mediven® esprit® SL**

Flachgestrickte medizinische Kompressionsversorgung zur Kompression der oberen Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Lymphgefäßsystems.

---

## **mediven® harmony SL**

Flachgestrickte medizinische Kompressionsversorgung zur Kompression der oberen Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venen- oder Lymphgefäßsystems.

---

## **mediven® harmony®**

Rundgestrickte medizinische Kompressionsversorgung zur Kompression der oberen Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venen- oder Lymphgefäßsystems.

---

## **medi Bein Butler**

Anziehhilfe für medizinische / klinische Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen.

---

## **medi Arm Butler**

Anziehhilfe für medizinische / klinische Kompressionsarmstrümpfe.

---

## **medi 2in1**

An- und Ausziehhilfe für medizinische/klinische Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen.

---

# Notizen

[illegible]

# Notizen

[illegible]

**Können wir noch mehr für Sie tun?**

**Unser medi Kundencenter ist für Sie da.**

Hotline +49 921 912-960

Oder per E-Mail: [OrderLymphologie@medi.de](mailto:OrderLymphologie@medi.de)