

medi

## medi Rehab<sup>®</sup> one

Effektive Ödemtherapie nach orthopädischen Eingriffen und Verletzungen am Bewegungsapparat

Neu: Beide Varianten mit offener und geschlossener Spitze.



medi. ich fühl mich besser.

# medi Rehab<sup>®</sup> one


## Speziell für die posttraumatische und postoperative Ödemtherapie

medi Rehab one ist der erste medizinische Kompressionsstrumpf, den medi speziell zur Behandlung von posttraumatischen und postoperativen Ödemen im Bereich Orthopädie entwickelt hat.

Er vereint bewährte medizinische Kompression mit einer innovativen Stricktechnologie und cleveren Details. Die Handhabung wird dadurch für Ihre Patienten leichter, sicherer und komfortabler.

Der medi Rehab one unterstützt die Ödemtherapie nach vielen orthopädischen Eingriffen und Verletzungen, beispielsweise in Folge eines Supinationstraumas am Sprunggelenk, nach Ligament-Verletzungen am Knie, bei Frakturen oder auch in der Rehabilitationsphase nach endoprothetischen Eingriffen.

Der medi Rehab one überzeugt mit vielen Details und setzt neue Maßstäbe in der posttraumatischen und postoperativen Kompressionstherapie zur Ödemreduktion und -vermeidung.



# Die Vorteile im Überblick

Innovative **Stricktechnologie mit Mikro-Plüsch** für leichtes Anziehen und sicheren Sitz

**Positionierungshilfe und 3D-Längsrippen** zur sicheren Handhabung und leichtem Anlegen

**Dünn und besonders atmungsaktiv** im sensiblen Beuge- und Oberschenkelbereich

**Thermoregulierender Merino-Plüsch** im Mittel- und Vorfusbereich für mehr Tragekomfort

Bewährte **medizinische Kompression CCL 1**.  
Zusätzlich: Angenehme Kompression bereits im Mittelfußbereich

Ideale Ergänzung in der Therapie bei Knie und Sprunggelenksverletzung in Kombination mit den medi Orthesen

## Weiterführende Informationen zum Produkt

Per QR-Code oder Short-URL [medi.biz/rehab-one](https://medi.biz/rehab-one) gelangen Sie zu weiteren Informationen und (Anzieh-)Videos zum Rehab One.



## medi e-shop für Händler

Bequem online bestellen – rund um die Uhr



### Gleich anmelden!

Registrieren Sie sich einfach unter [www.medi.biz/e-shop](https://www.medi.biz/e-shop) oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Endgerät.




# medi Rehab<sup>®</sup> one AG

Kompressionsstrumpf zur posttraumatischen  
und postoperativen Ödemtherapie

Hilfsmittelnummer: 17.06.03.0103



Bewährtes Mikronoppen-  
Haftband sensitiv für zusätz-  
lichen Halt und angenehmen  
Tragekomfort auf der Haut.



Eingestrickte Positionierungshilfe  
unterhalb des Knies für leichte  
und sichere Handhabung im  
Alltag.



Dünn und besonders atmungs-  
aktiv am Oberschenkel und im  
sensiblen Beugebereich der  
Kniekehle für mehr Tragekomfort.



Wahlweise mit geschlossener oder  
offener Spitze.

Zweckbestimmung: Rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur kompressiven Versorgung der unteren Extremitäten, hauptsächlich zur Vorbeugung und Behandlung von postoperativen und posttraumatischen Ödemen und allgemeinen Schwellungszuständen

# Kompression und Stabilisierung

Die ideale Kombination für die Therapie bei Knieverletzungen

## Stabilisierungsorthesen



**M.4s® Comfort\***

23.04.03.3013

Rahmenorthesen zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions-/ Flexionsbegrenzung<sup>1</sup>

**M.4s® PCL dynamic\***

(beantragt für 23.04.xx.xxxx)

Rahmenorthesen zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions-/ Flexionsbegrenzung<sup>1</sup>

**M.4 X-lock®\***

23.04.03.3013

Rahmenorthesen zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit Extensions-/ Flexionsbegrenzung<sup>1</sup>

## Softorthesen



**Stabimed® RICE\*\***

23.04.03.1051

Knieführungsorthese mit Extensions- / Flexionsbegrenzung<sup>1</sup>

**Stabimed® pro RICE\*\***

23.04.03.1051

Knieführungsorthese ohne Extensions- / Flexionsbegrenzung<sup>1</sup>

**Collamed® /Collamed® long**

23.04.03.2008

Knieführungsorthese mit 4-Punkt-Prinzip und Extensions- / Flexionsbegrenzung<sup>1</sup>

## Ruhigstellungs- & Post-OP-Orthesen



**medi ROM**

23.04.02.0006

Knieorthese zur Mobilisierung<sup>1</sup>

**medi Classic**

0° 23.04.01.0009  
20° 23.04.01.1003

Knieorthese zur Immobilisierung<sup>1</sup>

**Classic air**

0° 23.04.01.0009  
20° 23.04.01.1003

Knieorthese zur Immobilisierung<sup>1</sup>

**medi Jeans**

0° 23.04.01.0010  
30° 23.04.01.1004

Knieorthese zur Immobilisierung<sup>1</sup>

**medi PTS®**

23.04.01.3002

Knieorthese zur Immobilisierung und Entlastung<sup>1</sup>

\* Hochwertige Kühlkomresse fliegt dem Produkt bei.  
\*\* Mit optionaler Kühl- und Kompressionsfunktion erhältlich.

<sup>1</sup>Zweckbestimmung

# Schenkelstrumpf medi Rehab<sup>®</sup> one AG

## Indikationen

- Ödeme
- Posttraumatische Ödeme
- Postoperative Ödeme

Hilfsmittelnummer AG: 17.06.03.0103

## Warum gerade medi Rehab One Schenkelstrumpf (AG)?

Positionierungshilfe Knie für leichte und korrekte Handhabung

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Geb.-frei

Geb.-pfl.

noctu

Sonstige

Unfall

Arbeitsunfall

Hilfs- Impf- Spr.-St. Begr.- Apotheke-Nr. / IK  
mittel- stoff- Bedarf- Pflicht-

6 **7** 8 9

Zuzahlung Gesamt-Brutto

Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr. Faktor Taxe

Vertragsarztstempel

Rezeptbeispiel

Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status

Vertragsarzt-Nr. VK gültig bis Datum

**Rp.** (Bitte Leerräume durchstreichen)

17.06.03.0103

Diagnose: postoperatives Ödem

2 Stück medizinische Kompressionsstrümpfe  
medi Rehab one

CCL 1

Schenkelstrumpf A-G, mit Haftrand  
offene Fußspitze

Bei Arbeitsunfall auszufüllen!

Unfalltag Unfallbetrieb oder Arbeitgebnummer

Positionierungshilfe  
am Knie für leichte und  
korrekte Handhabung

Unterschrift des Arztes  
Muster 16 (4.2002)

Schenkelstrumpf (AG)	ℓ = Längen- maße	c = Umfang- maße	Größe					
			II	III	IV	V	VI	
	ℓG	cG	HB normal	45 – 52	49 – 56	53 – 60	56 – 64	60 – 68
	ℓF	cF	HB weit	53 – 62	57 – 67	61 – 72	65 – 77	69 – 81
	ℓE	cE	Umfang cG (cm)	45 – 62	49 – 67	53 – 72	56 – 77	60 – 81
	ℓD	cD	Umfang cF (cm)	41 – 56	44 – 60	47 – 65	50 – 69	53 – 73
	ℓC	cC	Umfang cE (cm)	33 – 40	35 – 43	37 – 45	39 – 48	41 – 51
	ℓB1	cB1	Umfang cD (cm)	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48
	ℓB	cB	Umfang cC (cm)	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 46	39 – 49
	ℓY	cY	Umfang cB1 (cm)	24 – 29	26 – 32	29 – 35	31 – 37	33 – 39
	ℓA	cA	Umfang cB (cm)	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30
			Umfang cY (cm)	28 – 33	29 – 35	31 – 37	32 – 38	33 – 40
			Umfang cA (cm)	19 – 24	21 – 26	23 – 29	25 – 32	27 – 34
			Art.-Nr.	R.A.Δ◇.4□2	R.A.Δ◇.4□3	R.A.Δ◇.4□4	R.A.Δ◇.4□5	R.A.Δ◇.4□6

Δ = Länge ergänzen:  
6 = normal (72 – 83 cm),  
5 = kurz (62 – 71 cm)

◇ = Variante ergänzen:  
1 = Mikronoppen-Haftband  
sensitiv, normal  
5 = Mikronoppen-  
Haftband sensitiv, weit

□ = Fußspitze  
0 = offene Spitze  
1 = geschlossene Spitze

# medi Rehab<sup>®</sup> one AD

Kompressionsstrumpf zur posttraumatischen  
und postoperativen Ödemtherapie

Hilfsmittelnummer: 1706.01.0118



3D-Längsrippen erleichtern das  
korrekte Anlegen und geben  
Sicherheit bei der Handhabung.



Breites Kniestrumpf-Bündchen  
für zusätzlichen Halt.



Größenindividueller Vorfuß für  
verbesserte Passform.



Vorgeformte Ferse für eine  
leichte Positionierung und  
einen verbesserten Sitz.



Wahlweise mit geschlossener  
oder offener Spitze.

Zweckbestimmung: Rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur kompressiven Versorgung der unteren Extremitäten, hauptsächlich zur Vorbeugung und Behandlung von postoperativen und posttraumatischen Ödemen und allgemeinen Schwellungszuständen

# Kompression und Stabilisierung

Die ideale Kombination für die Therapie bei Fußverletzungen

## Sprunggelenkorthesen



**Levamed® stabilis-tri®**

23.02.04.0004

Abrüstbare Sprunggelenkorthese zur Mobilisierung in definierter Position

**M.step®**

23.02.02.0011

Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung in einer Ebene

**medi Ankle sport brace**

23.02.02.1045

Einstellbare Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung in einer Ebene

## Unterschenkel-Fußorthesen



**medi ROM Walker**

Unterschenkel-Fußorthese zur Mobilisierung in einstellbaren Bewegungsumfängen

**protect.CAT Walker**

23.06.01.0045

Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung in vorgegebener Position

**protect.CAT Walker short**

23.06.01.0065

Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung in vorgegebener Position

<sup>1</sup>Zweckbestimmung



# Wadenstrumpf medi Rehab<sup>®</sup> one AD

## Indikationen

Ödeme

- Posttraumatische Ödeme
- Postoperative Ödeme

Hilfsmittelnummer AD: 17.06.01.0118

## Warum gerade medi Rehab One

### Wadenstrumpf (AD)?

Mikro-Plüsch für leichtes Anziehen

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Gebühr frei

Geb.-pfl. Name, Vorname des Versicherten

noctu

Sonstige

Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status

Unfall Vertragsarzt-Nr. VK gültig bis Datum

Arbeitsunfall

BVG Hilfs- Impl- Spr-St Begr- Apotheke-Nr. / IK  
mittel- stoff- Bedarf- Pflicht-

6 **7** 8 9

Zuzahlung Gesamt-Brutto

Arzneimittel-Hilfsmittel-Nr. Faktor Taxe

Vertragsarztstempel

Rezeptbeispiel

**Rp.** (Bitte Leerräume durchstreichen)

17.06.01.0118

Diagnose: posttraumatisches Ödem

2 Stück medizinische Kompressionsstrümpfe  
medi Rehab one

CCL 1

Wadenstrumpf A-D, offene Fußspitze

Unterschrift des Arztes  
Muster 16 (4.2002)

**Bei Arbeitsunfall auszufüllen!**

Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer
-----------	--------------------------------------

Wadenstrumpf (AD)	L = Längen- maße		c = Umfang- maße		Größe	II	III	IV	V	VI
	L	c	L	c						
$\epsilon D$	$\epsilon C$	$\epsilon B1$	$\epsilon B$	$\epsilon A$						
					Umfang cD (cm)	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48
					Umfang cC (cm)	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49
					Umfang cB1 (cm)	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39
					Umfang cB (cm)	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
					Umfang cY (cm)	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40
					Umfang cA (cm)	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34
					Art.-Nr.	R.A4 $\Delta$ .4 $\square$ 2	R.A4 $\Delta$ .4 $\square$ 3	R.A4 $\Delta$ .4 $\square$ 4	R.A4 $\Delta$ .4 $\square$ 5	R.A4 $\Delta$ .4 $\square$ 6

$\Delta$  = Länge ergänzen:  
0 = normal (39-44 cm),  
7 = kurz (34-38 cm)

$\square$  = Fußspitze  
0 = offene Spitze  
1 = geschlossene Spitze

**Sie sind Fachhändler?**

Unser Service-Team ist für Sie da.

**Hotline +49 921 912-333**

Montag bis Freitag 08.00 bis 17.00 Uhr

[ortho@medi.de](mailto:ortho@medi.de)

**Sie sind Arzt?**

Unser kompetentes Ärzte-Team ist für Sie da.

**T +49 921 912-977**

**F +49 921 912-377**

[arzt@medi.de](mailto:arzt@medi.de)

[www.medi.de/arzt](http://www.medi.de/arzt)

Headquarters  
medi GmbH & Co. KG  
Medicusstraße 1  
95448 Bayreuth  
Germany  
T +49 921 912-333  
F +49 921 912-57  
[ortho@medi.de](mailto:ortho@medi.de)  
[www.medi.de](http://www.medi.de)



4 049772 463770

0030121/09.2023