



medi

medi Schulter- und Ellenbogen-Sortiment

Indikationsgerechte Therapie
mit Bandagen und Orthesen

medi. ich fühl mich besser.

Schulter- Produkte





Abduktion

4

medi® SAS® comfort

5

medi® SAS® 15

6

medi® SAS® multi

7

medi® SAS® 45

8

medi® SAK®

Neutralstellung

13

medi® Shoulder action

14

Omomed®

15

medi® SAS® light

16

medi® SLK 90

Innenrotation

9

medi® Easy sling

10

medi® Armschlinge

11

medi Arm fix®

12

medi® Humeral fracture
brace plus

HINWEIS:

Alle medi Bandagen
und Orthesen sind in den
kleinen Größen auch
für Kinder geeignet.
Bitte beachten Sie die
entsprechenden
Maße.



medi® SAS® comfort

Schulter-Abduktionsorthese;
15° Abduktion

Hilfsmittelnummer: 23.09.04.0051



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung und Entlastung des Schultergelenks in Abduktion notwendig ist, wie z. B.:

- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ)
- Nach Schulterprothesenimplantation
- Postoperativ nach AC-Gelenksprengung
- Bizepssehnenentodese
- Impingementsyndrom (konservativ, postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Zur Entlastung der Schulter in 15° Abduktion
- Durch die Ruhigstellung kann ein bewegungsbegleitender Schmerz verhindert werden
- Druckentlastung des Subacromialraumes durch Abduktion
- Entlastung des Nervus ulnaris durch anatomische Aussparung am Oberarm

Warum medi SAS comfort?

- Komfortable Lagerung des Armes durch speziellen ergonomischen Oberarm-ausschnitt und Entlastung des Nervus ulnaris
- Frühfunktionelle Nachbehandlung (z. B. Physiotherapie) durch einfaches Öffnen der Unterarmtasche

Produktvorteile



Verbesserter anatomischer Oberarm-Ausschnitt zur Entlastung des Nervus Ulnaris und komfortablen Lagerung des Arms.



Extraweiches Innenmaterial fasst den Arm angenehm ein. Atmungsaktives Material an der Außenseite fördert das Trageklima auch bei hohen Temperaturen.



Reduktion der Zugkräfte von der Schulter-Hals-Region durch Ringgurtung.

Eigenständiges An- und Ablegen möglich.

Atmungsaktives Material an der Außenseite fördert das Trageklima auch bei hohen Temperaturen.

 Grau

Zweckbestimmung: medi® SAS® comfort ist eine Schultergelenkorthese zur Immobilisierung und Entlastung.

medi® SAS® 15

Schulter-Abduktionsorthese;
15° Abduktion

Hilfsmittelnummer: 23.09.04.0012



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung und Entlastung des Schultergelenks in Abduktion notwendig ist, wie z. B.:

- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ)
- Nach Schulterprothesenimplantation
- Postoperativ nach AC-Gelenksprengung
- Bizepssehnenentodese
- Impingementsyndrom (konservativ, postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Zur Entlastung der Schulter in 15° Abduktion
- Zur postoperativen Einheilung der verletzten Strukturen
- Frühfunktionelle Nachbehandlung durch einfaches Öffnen der Unterarmtasche
- Ergonomisches Design der Handauflage


Warum medi SAS 15?

- Entlastung der Schulter- und Nackenregion durch Ringgurtung
- Frühfunktionelle Nachbehandlung (z. B. Physiotherapie) durch einfaches Öffnen der Unterarmtasche

Produktvorteile



Atmungsaktive Unterarmtasche für verbesserten Tragekomfort.



Sichere und komfortable Lagerung durch anatomisch vorgeformtes Kissen.

Eigenständiges An- und Ablegen möglich.

Hochwertige Verschlussmechanismen und hochwertiges Polstermaterial.

 Grau

medi® SAS® multi

**Schulter-Abduktionsorthese;
15° Abduktion und optionale Außenrotation**

Hilfsmittelnummer: 23.09.04.0036



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung und Entlastung des Schultergelenks in Abduktion und optionaler Außenrotation notwendig ist, wie z. B.:

- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- Nach Schulterstabilisierungsoperation
- Nach vorderer Schulterluxation (konservativ)
- Humerkuskopffraktur (konservativ, postoperativ)
- Nach Schulterprothesenimplantation
- Postoperativ nach AC-Gelenksprengung
- Bizepssehnenentodese
- Impingementsyndrom (konservativ, postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Zur Entlastung der Schulter in 15° Abduktion
- Taillen umschließendes Kissen für stabile Lagerung, auch im Liegen
- Sichere Ruhigstellung der Schulter, auch in der Nachtphase
- Optionale Lagerung der Schulter in leichter Außenrotation durch separaten Keil
- Stabile Druckentlastung des Subacromialraumes
- Frühfunktionelle Nachbehandlung durch einfaches Öffnen der Unterarmtasche
- Ergonomisches Design der Handauflage

Warum medi SAS multi?

- Das Taillen umschließende Kissen bewirkt eine sichere Lagerung (ohne Bewegung nach posterior), auch im Liegen
- Entlastung der Schulter- und Nackenregion durch Ringgurtung

Produktvorteile



Separate Keile zur individuellen Einstellung der Außenrotation.



Reduktion der Zugkräfte von der Schulter-Hals-Region durch Ringgurtung.

Hochwertiges Polstermaterial und hochwertige Verchlussmechanismen.



Grau

Zweckbestimmung: medi®SAS® multi ist eine Schultergelenkorthese zur Immobilisierung und Entlastung.

medi® SAS® 45

Schulter-Abduktionsorthese;
45° oder 30° Abduktion

Hilfsmittelnummer: 23.09.04.0013



Auch als medi SAS® 45
Mini-Variante erhältlich

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung und Entlastung des Schultergelenks in Abduktion notwendig ist, wie z. B.:

- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ)
- Nach Schulterprothesenimplantation
- Postoperativ nach AC-Gelenksprennung
- Bizepssehnenentodese
- Impingementsyndrom (konservativ, postoperativ)


Therapeutischer Nutzen

- Zur Entlastung der Schulter in 45° oder 30° Abduktion
- Druckentlastung des Subacromialraumes
- Durch die Ruhigstellung kann ein bewegungsbegleitender Schmerz verhindert werden
- Frühfunktionelle Nachbehandlung durch einfaches Öffnen der Ober- und Unterarmgurte
- Anatomisch geformtes Kissen für stabile Lagerung ohne Bewegung nach posterior
- Ergonomisches Design der Handauflage

Warum medi SAS 45?

- Sichere Lagerung des Armes in 30°- oder 45°-Stellung durch anatomischen Schnitt des Kissens
- Frühfunktionelle Nachbehandlung (z. B. Physiotherapie) durch einfaches Öffnen der Ober- und Unterarmtasche

Produktvorteile



Reduktion der Zugkräfte von der Schulter-Hals-Region durch Ringgurtung.



Anatomisch geformtes Kissen.

Eigenständiges An- und Ablegen möglich.

Hochwertiges Polstermaterial und hochwertige Verschlussmechanismen.

Grau

medi® SAK®

**Schulter-Abduktionsorthese;
10° bis 60° Abduktion**

Hilfsmittelnummer: 23.09.04.0009



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung und Entlastung des Schultergelenks in Abduktion notwendig ist, wie z. B.:

- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ)
- Nach Schulterprothesenimplantation
- Postoperativ nach AC-Gelenksprengung
- Bizepssehnenentodese
- Impingementsyndrom (konservativ, postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Sichere Ruhigstellung des Armes in definierter Abduktionsstellung (von 10° bis 60°) und Entlastung der Schulter
- Sichere Lagerung des Oberarmes in Abduktionsstellung durch Oberarmkeil
- Temporäre Entlastung des Subacromialraumes
- Unterstützung des Therapieverlaufs durch stufenweise einstellbare Abduktionsgrade
- Passive Mobilisation des Arms auf dem Kissen möglich

Warum medi SAK?

- Optimaler Therapieverlauf durch stufenweise einstellbare Abduktionsgrade
- Frühfunktionelle Nachbehandlung (z. B. Physiotherapie) durch einfaches Öffnen der Ober- und Unterarmtasche

Produktvorteile



Reduktion der Zugkräfte von der Schulter-Hals-Region durch Ringgurtung.

Eigenständiges An- und Ablegen möglich.

Hochwertiges Polstermaterial und hochwertige Verschlussmechanismen.

 Grau

Zweckbestimmung: medi® SAK® ist eine Schultergelenkorthese zur Immobilisierung und Entlastung.

medi[®] Easy sling

SchulterSchlinge zur Lagerung in
Innenrotation; 0° Abduktion

Hilfsmittelnummer: 23.09.01.0058



Auch als ICE-Variante
mit Kühlkomresse
erhältlich.

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Schultergelenks in Innenrotation notwendig ist, wie z. B.:

- Konservativ bei vorderer Schulterluxation / chronischer vorderer Subluxation
- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- AC-Gelenksprengung (konservativ, postoperativ)
- Scapulafraktur (konservativ, postoperativ)
- Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Ruhigstellung des Schultergelenks bei hoher Variabilität des Ausmaßes
 - Reduzierung der Zugkraft auf den Nacken
 - Am Tag: kontrollierte Beweglichkeit
 - In der Nacht: strenge Fixierung


Warum medi Easy sling?

- Modularer Aufbau ermöglicht einfaches, angenehmes Handling

Produktvorteile



Variante zur Entlastung
des Nackens.



Strenge Fixierung
in der Nacht durch
zusätzlichen Bauchgurt.

Insgesamt drei
verschiedene
Tragevarianten.

Variante: medi Easy sling ICE



Das formstabile,
nichtfließende Kühlgel
in der Komresse
gewährleistet eine
gleichmäßige Kühlung.

Grau

medi[®] Armschlinge

SchulterSchlinge zur Lagerung in
Innenrotation; 0° Abduktion

Hilfsmittelnummer: 23.09.01.0025



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Schultergelenks in Innenrotation notwendig ist, wie z. B.:

- Konservativ bei vorderer Schulterluxation / chronischer vorderer Subluxation
- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- AC-Gelenksprengung (konservativ, postoperativ)
- Scapulafraktur (konservativ, postoperativ)
- Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Sichere Lagerung der Schulter und des Ellenbogens in Innenrotation
- Limitierung der Schulterbeweglichkeit in allen Ebenen
- Möglichkeit zur sicheren Immobilisierung der Schulter
- Frühfunktionelle Nachbehandlung (zum Beispiel Physiotherapie) durch einfaches Öffnen der Unterarmtasche
- Durch sichere Lagerung wird der Heilungsprozess unterstützt

Warum medi Armschlinge?

- Frühfunktionelle Nachbehandlung (z. B. Physiotherapie) durch einfaches Öffnen der Unterarmtasche

Produktvorteile



Individuelle Einstellung auf alle Größen durch Umstülpen der Tasche und Fixierung mit Klettunkten möglich.

Eigenständiges An- und Ablegen möglich.

Hautfreundliches Material.

Hochwertiges Polstermaterial.

Grau



medi Kidz – auch als medi Kidz Version erhältlich.

Zweckbestimmung: medi[®] Armschlinge ist eine Schultergelenkorthese zur Immobilisierung in definierter Position.

medi Arm fix[®]

SchulterSchlinge zur Lagerung in
Innenrotation; 0° Abduktion

Hilfsmittelnummer: 23.09.01.0019



Auch als ICE-Variante
mit Kühlkomresse
erhältlich.

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Schultergelenks in Innenrotation notwendig ist, wie z. B.:

- Konservativ bei vorderer Schulterluxation / chronischer vorderer Subluxation
- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- AC-Gelenksprengung (konservativ, postoperativ)
- Scapulafraktur (konservativ, postoperativ)
- Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Zuverlässige Einschränkung von Bewegungen, die den Heilungsprozess stören würden
- Einschränkung der Schulterbeweglichkeit in allen Ebenen
- Schutz vor unzuträglichen Gelenkbewegungen des Schulter- und Ellenbogengelenks
- Durch die Ruhigstellung kann ein bewegungsbegleitender Schmerz verhindert werden
- Einfaches Öffnen der Ober- und Unterarmtasche begünstigt frühfunktionelle Bewegungen

Warum medi Arm fix?

- Einfaches Öffnen der Ober- und Unterarmtasche begünstigt frühfunktionelle Bewegung (z. B. Pendelübungen)

Produktvorteile



Eigenständiges An- und Ablegen möglich.



Konstruktion erleichtert frühfunktionelle Bewegungen.



Vorgeformte Oberarmschleife erleichtert einhändiges Anlegen.

Variante: medi Arm fix ICE



Das formstabile, nichtfließende Kühlgel in der Komresse gewährleistet eine gleichmäßige Kühlung.

Grau



medi Kidz –
auch als medi
Kidz Version
erhältlich.

medi® Humeral fracture brace plus

Orthese zur Ruhigstellung des Oberarmes

Hilfsmittelnummer: 23.09.01.1004



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Schultergelenks in einstellbarer Position notwendig ist, wie z. B.:

- Versorgung von proximalen Humerusfrakturen (konservativ, postoperativ)
- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- Nach Schulterstabilisierungs-Operation
- Nach vorderer Schulterluxation (konservativ)
- Postoperativ nach AC-Gelenksprengung
- Bizepssehnenentodese

Therapeutischer Nutzen

- Verhinderung von unzuträglichen Bewegungen des Humerus
- Ruhigstellung des Humerus
- Stabilisierung des Humerus

Warum medi Humeral fracture brace plus?

- Kleines Abduktionskissen wirkt als Hypomochlion am Humerus zur besseren Einheilung.


Produktvorteile




Einfaches Anlegen.



Röntgen ohne Ablegen der Orthese möglich, da Kunststoffstäbe in Oberarmtasche.



Kleines Abduktionskissen wirkt als Hypomochlion am Humerus zur besseren Einheilung.



Unterarmschlaufe abnehmbar.



Grau

Zweckbestimmung: Die medi® Humeral fracture brace plus ist eine Schultergelenksorthese zur Immobilisierung, einstellbar in einer Ebene.

medi[®] Shoulder action

Schultergelenkorthese mit
bewegungsbegrenzender Funktion

Hilfsmittelnummer: 23.09.03.0008



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Sicherung und Stabilisierung der physiologischen Gelenkbewegung der Schulter notwendig ist, wie z. B.:

- Leichte bis mittlere Instabilität des Schultergelenks
- Konservativ nach akuter und habitueller Schulterluxation oder Subluxation
- 2. Phase der Rehabilitation nach operativer Therapie einer Schulterinstabilität


Therapeutischer Nutzen

- Die individuelle Einstellbarkeit des Gurtsystems verhindert, dass die Schulter eine gelenkschädigende Abduktion und Außenrotation erreicht
- Die individuell anpassbare Vorspannung der Orthese wirkt als dynamischer Stabilisator, indem Abduktion und Außenrotation dynamisch gebremst werden


Warum medi Shoulder action?

- Die individuelle Einstellbarkeit des Gurtsystems verhindert, dass die Schulter eine gelenkschädigende Abduktion und Außenrotation erreicht.


Produktvorteile



Hoher Tragekomfort auch bei sportlicher Belastung durch dünnes und atmungsaktives Material.



Einfaches Anlegen ohne zusätzliche Unterstützung.



Einfache Einstellung der Orthese.



Ausreichende Grundbeweglichkeit mit Verhinderung der kritischen Bewegungen.

Möglichkeit, das Produkt unter weit geschnittener Kleidung direkt auf der Haut zu tragen.

Schwarz

Omomed®

**Schultergelenk-
Kompressionsbandage mit
zusätzlichen Funktionselementen**

Hilfsmittelnummer: 05.09.01.3001



Solange
der Vorrat
reicht.

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen mindestens eine Bewegungsrichtung der Schulter eingeschränkt, gesichert oder geändert wird, wie z. B.:

- Konservativ bei anteriorer Schulterluxation und chronischer anteriorer Subluxation
- Schmerzhafte Omarthrose
- Postoperativ nach Schulterstabilisierungen

Therapeutischer Nutzen

- Abbau von Schwellungen und Muskelverspannungen durch kompressives Gestrick
- Bewegungseinschränkung durch Gurtsystem
- Das kompressive Gestrick kann die Propriozeption verbessern – eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Führung und Stabilisierung des Gelenks

Warum Omomed?

- Spezielle Ringgurtung vermeidet Einschneiden der Gurte im Brustbereich

Produktvorteile



Begrenzung der Schulter- / Armbewegungen individuell einstellbar, insbesondere durch zwei unterschiedliche Gurtösen-Positionen.

Kein Einschneiden der Gurte im Achsel- oder Brustbereich durch intelligente Gurtführung.

Gut unter Kleidung tragbar.


Silber



Clima Comfort



Clima Fresh



Comfort Zone

Zweckbestimmung: Omomed® ist eine Schultergelenk-Kompressionsbandage mit zusätzlichen Funktionselementen.

medi[®] SAS[®] light

**Schulter-Abduktionsorthese
15° Abduktion; Neutralstellung**

Hilfsmittelnummer: 23.09.04.0064



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung und Entlastung des Schultergelenks in Abduktion und Neutralrotation notwendig ist, wie z. B.:

- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- Nach Schulterstabilisierungsoperation
- Nach vorderer Schulterluxation (konservativ)
- Humerkopffraktur (konservativ, postoperativ)
- Nach Schulterprothesenimplantation
- Postoperativ nach AC-Gelenksprengung
- Bizepssehnenentodese
- Impingementsyndrom (konservativ, postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Zur Entlastung der Schulter in 15° Abduktion und Neutralrotation
- Lagerung in Neutralrotation unterstützt postoperative Einheilung der verletzten Strukturen
- Konstruktion ermöglicht eine leichte Streckung des Ellenbogens zur Unterstützung des Lymphabflusses
- Zusätzlicher Gurt verhindert ungewollte Bewegungen nach posterior und kann bei Bedarf angebracht werden

Warum medi SAS light?

- Sichere Lagerung des Armes in Neutralstellung
- Frühfunktionelle Nachbehandlung (z. B. Pendelübungen) durch einfaches Öffnen der Unterarmauflage

Produktvorteile



Offene Konstruktion ermöglicht eine einfache Pflege und Nachbehandlung (z. B. Lymphdrainage oder Wundversorgung).



Zusätzlicher Gurt verhindert ungewollte Bewegungen nach posterior und kann bei Bedarf angebracht werden.



Ergonomisch geformte Unterarmauflage sorgt für sichere Lagerung und führt zu einem hohen Tragekomfort.

Grau

medi[®] SLK 90

Schulter-Abduktionsorthese;
5° Abduktion; Neutralstellung

Hilfsmittelnummer: 23.09.04.0058



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung und Entlastung des Schultergelenks in Abduktion notwendig ist, wie z. B.:

- Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion
- Nach Schulterstabilisierungsoperation
- Nach vorderer Schulterluxation (konservativ)
- Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ)
- Nach Schulterprothesenimplantation
- Postoperativ nach AC-Gelenksprengung
- Bizepssehnenentodese
- Impingementsyndrom (konservativ, postoperativ)

Therapeutischer Nutzen

- Zur Entlastung der Schulter in 5° Abduktion und 90° zur Frontalebene durch anatomisch geformtes Kissen
- Entlastung der hinteren Schulterstrukturen durch sichere Lagerung der Schulter in 90° zur Frontalebene
- Durch die Ruhigstellung kann ein bewegungsbegleitender Schmerz verhindert werden

Warum medi SLK 90?

- Entlastung der Schulter- und Nackenregion durch Ringgurtung
- Frühfunktionelle Nachbehandlung (z. B. Physiotherapie) durch einfaches Öffnen der Unterarmtasche

Produktvorteile



Reduktion der Zugkräfte von der Schulter-Hals-Region durch Ringgurtung.

Komfortable und sichere Lagerung dank anatomisch geformtem Kissen.

Hochwertige Verschlussmechanismen.

Hochwertiges Polstermaterial.

 Grau

Zweckbestimmung: medi[®] SLK 90 ist eine Schultergelenkorthese zur Immobilisierung und Entlastung.

Ellenbogen- Produkte





20

Epicomed®

21

medi® Epibrace

23

medi® Epico active

24

medi® Epico ROM®s

25

medi® Epico ROM®s
PRU

HINWEIS:



Alle medi Bandagen
und Orthesen sind in den
kleinen Größen auch
für Kinder geeignet.
Bitte beachten Sie die
entsprechenden
Maße.

Epicomed®

Komfort-Ellenbogenbandage zur
Weichteilkompression mit
3D-Silikon-Pelotten

Hilfsmittelnummer: 05.08.01.1001

Auch als Epicomed®
E+motion® erhältlich

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Weichteilkompression mit Profilpolstern am Ellenbogen notwendig ist, wie z. B.:

- Epicondylitis humeri radialis oder ulnaris
- Arthrose und Arthritis

Therapeutischer Nutzen

- Schmerzlinderung und Abbau von Schwellungen (Ödeme, Hämatome) durch integrierte 3D-Silikon-Pelotten (Massage-Effekt)
- Stabilisierung und Entlastung des Gelenks durch kompressives Gestrick und zusätzliches Gurtband
- Das kompressive Gestrick kann die Propriozeption verbessern – eine verbesserte Propriozeption unterstützt die körpereigene Führung und Stabilisierung des Gelenks

Warum Epicomed?

- Individuelle Druckregulierung durch zusätzliches Gurtband

Digitaler Therapiebegleiter



Per QR-Code oder
Short-URL **medi.biz/epi**
zu den therapie-
begleitenden Übungen


Produktvorteile



Besonders lang am Oberarm, um weiches Bindegewebe angenehm einzufassen. Breiter und flexibler Abschlussrand für sicheren Sitz.



Abnehmbares Gurtband zur individuellen Dosierung des Drucks.



3D-Silikon-Pelotte.



Innovatives Komfortgestrick mit körpergerechter Passform und anschmiegsamen Abschlussrändern.



Auch als Epicomed E+motion® verfügbar.



Silber



Clima Comfort



Clima Fresh



Comfort Zone

Zweckbestimmung: Epicomed® ist eine Ellenbogen-Kompressionsbandage mit Pelotten.

medi® Epibrace

Epicondylitisorthese zur
Entlastung der Sehnenansätze

Hilfsmittelnummer: 23.08.04.0011



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Entlastung der Muskelursprünge am ulnaren und / oder radialen Epicondylus notwendig ist, wie z. B.:

- Epicondylopathia humeri radialis oder ulnaris

Therapeutischer Nutzen

- Entlastung der Muskelursprünge am ulnaren und / oder radialen Epicondylus
- Durch die Pelotte kann ein gezielter Druck auf den Muskelbauch und die Sehnenansätze im proximalen Bereich des Unterarms erzielt werden
- Durch Verschluss kann der Druck individuell dosiert werden
- Durch Entlastung der Muskelursprünge können bewegungsbegleitende Schmerzen reduziert werden

Warum medi Epibrace?

- Individuell einstellbarer Druck durch einsetzbare Pelotte

Digitaler Therapiebegleiter



Per QR-Code oder
Short-URL **medi.biz/epi**
zu den therapie-
begleitenden Übungen

Produktvorteile



Flexible Pelotte:
universal einsetzbar,
links und rechts sowie
Golfer- und Tennis-
Ellenbogen, heraus-
nehmbar.




Weicher Abschlussrand:
sanft zur Haut, kein
Einschneiden.



Präzise Druckdosierung
durch Nummerierung
am Gurtband.



Noch einfacheres
Anlegen durch
Rückhalteband.





medi® Epico active

Ellenbogenorthese zur Führung und Stabilisierung mit Extensions- und / oder Flexionsbegrenzung

Hilfsmittelnummer: 23.08.03.0006



Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine Sicherung der physiologischen Führung des Ellenbogengelenks und / oder Entlastung des Gelenkapparates notwendig ist, wie z. B.:

- Konservativer Einsatz zur frühfunktionellen Behandlung nach rein ligamentären Ellenbogenluxationen
- Bei medialer und / oder lateraler Ellenbogeninstabilität
- Postoperativer Einsatz bei Osteochondrosis dissecans
- Postoperativer Einsatz nach operativer Knorpeltherapie
- Postoperativer Einsatz nach operativer Bandnaht oder -plastik

Therapeutischer Nutzen

- Unterstützung der Therapie durch sichere physiologische Führung des Ellenbogengelenks
- Unterstützung bei der Rückkehr in die Aktivität
- Schutz vor unzuträglichen Varus- und Valguskraften
- Extensions- und Flexionsbegrenzungen ermöglichen eine individuelle, therapiegerechte Mobilisierung zur Unterstützung des Heilungsverlaufs
- Stabilisierung des Ellenbogengelenks unterstützt die Reduktion von bewegungsbegleitenden Schmerzen

Warum medi Epico active?

- Optimaler Therapieverlauf durch Sicherung der physiologischen Führung und Schutz vor Hyperextension


Produktvorteile



Kürzbare Gurtenden für einfache Anpassung.



Weiches, atmungsaktives Material im sensiblen Beugebereich für mehr Tragekomfort.



Austauschbares Keileset zur individuellen Flexions- und Extensionsbegrenzung (Bewegungsbereich).



Indikatorlinie in der Ellenbogenbeuge für leichte, korrekte Positionierung.

 Grau / Lime

Digitaler Therapiebegleiter



Per QR-Code oder Short-URL **medi.biz/epi** zu den therapiebegleitenden Übungen

Zweckbestimmung: medi® Epico active ist eine Ellenbogenführungsorthese mit Extensions- und / oder Flexionsbegrenzung.

medi® Epico ROM®s

Ellenbogenorthese zur Mobilisierung mit
Immobilisierung des PRU-Gelenks

Hilfsmittelnummer: 23.08.02.1003



Rutschsichere
Oberarm-Polster, die
sich dem Oberarm
flexibel anpassen

Indikationen

Alle Indikationen, bei denen eine frühfunktionelle Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Ellenbogengelenks und Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks erforderlich ist, wie z. B.:

- Operative Refixation der medialen und / oder lateralen Seitenbänder
- Konservative Therapie von Ellenbogenluxationen
- Operative Versorgung von Ellenbogenluxationsfrakturen
- Mediale oder laterale Seitenbandplastiken
- Operativ versorgte Bizeps- oder Trizepsrupturen
- Radiusköpfchenfraktur (konservativ, postoperativ)
- Sicherung des Heilungsergebnisses nach prothetischen Versorgungen
- Distale Humerusfraktur (konservativ, postoperativ)


Therapeutischer Nutzen

- Vermeidung der Pronations- sowie Supinationsbewegung des Unterarmes durch immobilisierende Handauflage
- Definierbare Bewegungsbegrenzung (0° bis 120°) gewährleistet eine therapiegerechte Mobilisierung und fördert den Heilungsprozess


Warum medi Epico ROMs?

- Optimaler Therapieverlauf durch stufenweise Einstellung der Beweglichkeit mit Quick-Set-Gelenk.
- Angenehmer Tragekomfort durch leichtes Gesamtgewicht


Produktvorteile



Einstellbare Flexions- und Extensionsbegrenzung (in 10er-Schritten) von 0° – 120°.



Ausgestellte Handauflage mit angenehmem Material für mehr Tragekomfort – auch bei hohen Schwellungszuständen der Hand.



Rutschsichere Oberarm-Polster, die sich dem Oberarm flexibel anpassen und einen sicheren Sitz unterstützen. Die Polster sind zur individuellen Anpassung einfach kürzbar.

Hoher Tragekomfort dank geringem Gesamtgewicht (100 % Aluminium) und einfache Handhabung durch flaches Quick-Set-Gelenk.

Grau / Graphit



medi Kidz –
auch als medi
Kidz Version
erhältlich.

Zweckbestimmung: medi® Epico ROM®s ist eine Ellenbogenorthese zur Mobilisierung mit Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks.

medi® Epico ROM®s PRU

Ellenbogen-Orthese zur Mobilisierung mit
einstellbarer Immobilisierung des proximalen
Radius-Ulnar-Gelenks

Hilfsmittelnummer: 23.08.02.2007



Indikationen

Geeignet für alle Indikationen, bei denen eine frühfunktionelle Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Ellenbogengelenks und einstellbarer Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks erforderlich ist, wie z. B.:

- Operative Refixation der medialen und / oder lateralen Seitenbänder
- Operativ versorgte Bizeps- oder Trizepsrupturen
- Konservative Therapie von Ellenbogenluxationen
- Operative Versorgung von Ellenbogenluxationsfrakturen
- Mediale oder laterale Seitenbandplastiken
- Radiusköpfchenfraktur (konservativ, postoperativ)
- Sicherung des Heilungsergebnisses nach prothetischen Versorgungen
- Distale Humerusfraktur (konservativ, postoperativ)


Therapeutischer Nutzen

- Einstellbarkeit der Pronations- sowie Supinationsbewegung des Unterarmes
- Einstellbare Bewegungsbegrenzung (0°-120°) gewährleistet eine therapiegerechte Mobilisierung und fördert damit den Heilungsprozess

Warum medi Epico ROMs PRU?

- Optimaler Therapieverlauf durch stufenweise Einstellung der Beweglichkeit mit Quick-Set-Gelenk.
- Angenehmer Tragekomfort durch leichtes Gesamtgewicht


Produktvorteile




Einstellbarkeit der Handauflage in Pronation und Supination in 25° Schritten von jeweils 0° bis 75° je nach Indikation. Der Bewegungsumfang kann auch komplett freigegeben werden.




Quick-Lock-Mechanismus ermöglicht einfache Immobilisierung.



Einstellbare Begrenzung der Flexion (0° – 120°) und Extension (-10° – 0°) in 10° Schritten.



Ausgestellte Handauflage mit angenehmen Polster für mehr Tragekomfort – auch bei hohen Schwellungszuständen der Hand.



Gurt bietet Sicherheit in der Nacht (Hand wird durch Gurt fixiert, wodurch es zu keiner Veränderung der Handstellung kommt oder einer ungewollten Bewegung der Hand).

Grau / Graphit

Zweckbestimmung: medi® Epico ROM®s PRU ist eine Ellenbogenorthese zur Mobilisierung mit Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks.

Testsieger: medi Schulterprodukte

Funktionstest belegt: Die Verschluss-Mechanismen der medi Schulterprodukte bieten am längsten Halt und Sicherheit.

Patient:innen ein sicheres Gefühl geben, das ist eine der wesentlichen Aufgaben von medizinischen Hilfsmitteln.

Um dies zu gewährleisten, ist eine einfache und dauerhaft verlässliche Funktionalität wichtig. Das Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland e. V. hat daher die Verschlusssysteme von Schulterprodukten dreier Hersteller untersucht. Die Prüfer:innen testeten, wie sich die verschiedenen Klett-Velours-Kombinationen zu Beginn und nach 500 Zyklen „Öffnen und Schließen“ verhalten. Die Widerstandskraft wurde dabei in Newton pro Quadratzentimeter (N / cm²) gemessen.

Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Testsieger sind die Produkte von medi.

Schließsysteme von medi erfüllen als einziger Hersteller die DIN 3415

1. Nach einem Zyklus „Öffnen und Schließen“


Beim ersten Öffnen erfüllten alle Produkte die Forderung der Norm DIN 3415 von 6,00 N / cm².

2. Nach 500 Zyklen „Öffnen und Schließen“

Nach 500 Zyklen ließ die Funktion der Hakenbänder einiger Produkte nach. Sie konnten die geforderten 3,00 N / cm² (eigentlich Norm für 10.000 Zyklen) bereits nicht mehr erfüllen. Einzig das System von medi erreichte mit 7,72 N / cm² nach 500 Zyklen problemlos sogar noch die Anforderungen für den Ausgangszustand.

> Der Halt und die Sicherheit für das jeweils zu schonende Kompartiment ist bei Wettbewerbern nach 500 Zyklen unzureichend oder gar nicht gewährleistet.

> medi Schulterprodukte bieten durch die hohe Qualität Stabilität und Sicherheit.



Quelle: titv / Prüfbericht 29 / 14

Schulterorthesen – Abduktion

Produkt / Hilfsmittelnummer	Indikationen	Lagerung	Rezeptierungsbeispiel
 medi® SAS® comfort 23.09.04.0051	Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung und Entlastung des Schultergelenks in Abduktion notwendig ist, wie z. B.: • Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion • Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ) • Nach Schulterprothesenimplantation	15° Abduktion	Komfortable Lagerung des Armes durch speziellen ergonomischen Oberarm-ausschnitt und Entlastung des Nervus ulnaris.
 medi® SAS® 15 23.09.04.0012	Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung und Entlastung des Schultergelenks in Abduktion notwendig ist, wie z. B.: • Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion • Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ) • Nach Schulterprothesenimplantation	15° Abduktion	Entlastung der Schulter- und Nackenregion durch Ringgurtung.
 medi® SAS® multi 23.09.04.0036	Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung und Entlastung des Schultergelenks in Abduktion und optionaler Außenrotation notwendig ist, wie z. B.: • Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion • Nach Schulterstabilisierungsoperation • Nach vorderer Schulterluxation (konservativ)	15° Abduktion und optionale Außenrotation	Das Tailen umschließende Kissen bewirkt eine sichere Lagerung (ohne Bewegung nach posterior), auch im Liegen.
 medi® SAS® 45 23.09.04.0013	Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung und Entlastung des Schultergelenks in Abduktion notwendig ist, wie z. B.: • Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion • Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ) • Nach Schulterprothesenimplantation	30° bzw. 45° Abduktion	Sichere Lagerung des Armes in 30°- oder 45° Stellung durch anatomischen Schnitt des Kissens.
 medi® SAK® 23.09.04.0009	Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung und Entlastung des Schultergelenks in Abduktion notwendig ist, wie z. B.: • Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion • Humeruskopffraktur (konservativ, postoperativ) • Nach Schulterprothesenimplantation	10° bis 60° Abduktion	Optimaler Therapieverlauf durch stufenweise einstellbare Abduktionsgerade.

Schulterorthesen – Innenrotation

Produkt / Hilfsmittelnummer	Indikationen	Lagerung	Rezeptierungsbeispiel
 medi® Easysling 23.09.01.0058	Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Schultergelenks in Innenrotation notwendig ist, wie z. B.: • Konservativ bei vorderer Schulterluxation / chronischer vorderer Subluxation • Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion • AC-Gelenksprengung (konservativ, postoperativ)	0° Abduktion	Modularer Aufbau ermöglicht einfaches, angenehmes Handling.
 medi® Armschlinge 23.09.01.0025	Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Schultergelenks in Innenrotation notwendig ist, wie z. B.: • Konservativ bei vorderer Schulterluxation / chronischer vorderer Subluxation • Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion • AC-Gelenksprengung (konservativ, postoperativ)	0° Abduktion	Frühfunktionelle Nachbehandlung (z. B. Physiotherapie) durch einfaches Öffnen der Unterarmtasche.
 medi® Arm fix® 23.09.01.0019	Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Schultergelenks in Innenrotation notwendig ist, wie z. B.: • Konservativ bei vorderer Schulterluxation / chronischer vorderer Subluxation • Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion • AC-Gelenksprengung (konservativ, postoperativ)	0° Abduktion	Einfaches Öffnen der Ober- und Unterarmtasche begünstigt frühfunktionelle Bewegungen (z. B. Pendelübungen).
 medi® Humeral fracture brace plus 23.09.01.1004	Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Schultergelenks in einstellbarer Position notwendig ist, wie z. B.: • Versorgung von proximalen Humerusfrakturen (konservativ, postoperativ) • Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion • Nach Schulterstabilisierungs-Operation		Kleines Abduktionskissen wirkt als Hypomochlion am Humerus zur besseren Einheilung.

Schulterorthesen – Neutralstellung

Produkt / Hilfsmittelnummer	Indikationen	Lagerung	Rezeptierungsbeispiel
 medi® Shoulder action 23.09.03.0008	Alle Indikationen, bei denen eine Sicherung und Stabilisierung der physiologischen Gelenkbewegung der Schulter notwendig ist, wie z. B.: • Leichte bis mittlere Instabilität des Schultergelenks • Konservativ nach akuter und habitueller Schulterluxation oder Subluxation • 2. Phase der Rehabilitation nach operativer Therapie einer Schulterinstabilität		Individuelle Einstellbarkeit des Gurtsystems verhindert, dass die Schulter eine gelenkschädigende Abduktion und Außenrotation erreicht.
 Omomed® 05.09.01.3001 Solange der Vorrat reicht.	Alle Indikationen, bei denen mindestens eine Bewegungsrichtung der Schulter eingeschränkt, gesichert oder geändert wird, wie z. B.: • Konservativ bei anteriorer Schulterluxation und chronischer anteriorer Subluxation • Schmerzhafte Omarthrose • Postoperativ nach Schulterstabilisierungen		Spezielle Ringgurtung vermeidet Einschnitten der Gurte im Brustbereich.
 medi® SAS® light 23.09.04.0064	Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung und Entlastung des Schultergelenks in Abduktion und Neutralrotation notwendig ist, wie z. B.: • Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion • Nach Schulterstabilisierungsoperation • Nach vorderer Schulterluxation (konservativ)	15° Abduktion Neutralstellung	Sichere Lagerung des Armes in Neutralstellung. Frühfunktionelle Nachbehandlung (z. B. Pendelübungen) durch einfaches Öffnen der Unterarmauflage.
 medi® SLK 90 23.09.04.0058	Alle Indikationen, bei denen eine Immobilisierung und Entlastung des Schultergelenks in Abduktion und Neutralrotation notwendig ist, wie z. B.: • Nach Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion • Nach Schulterstabilisierungsoperation • Nach vorderer Schulterluxation (konservativ)	5° Abduktion Neutralstellung	Entlastung der Schulter- und Nackenregion durch Ringgurtung.

Ellenbogenbandagen und -orthesen

Produkt / Hilfsmittelnummer	Indikationen	Rezeptierungsbeispiel
 Epicomed® Epicomed® E+motion® 05.08.01.1001	Alle Indikationen, bei denen eine Weichteilkompression mit Profilpolstern am Ellenbogen notwendig ist, wie z. B.: • Epicondylopathia humeri radialis oder ulnaris • Arthrose und Arthritis	Individuelle Druckregulierung durch zusätzliches Gurtband.
 medi® Epibrace 23.08.04.0011	Alle Indikationen, bei denen eine Entlastung der Muskelsprünge am ulnaren und / oder radialen Epicondylus notwendig ist, wie z. B.: • Epicondylopathia humeri radialis oder ulnaris	Individuell einstellbarer Druck durch einsetzbare Pelotte.
 medi® Epico active 23.08.03.0006	Alle Indikationen, bei denen eine Sicherung der physiologischen Führung des Ellenbogengelenks und / oder Entlastung des Gelenkapparates notwendig ist, wie z. B.: • Konservativer Einsatz zur frühfunktionellen Behandlung nach rein ligamentären Ellenbogenluxationen • Bei medialer und / oder lateraler Ellenbogeninstabilität • Postoperativer Einsatz bei Osteochondrosis dissecans	Optimaler Therapieverlauf durch Sicherung der physiologischen Führung und Schutz vor Hyperextension.
 medi® Epico ROM®s 23.08.02.1003	Alle Indikationen, bei denen eine frühfunktionelle Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Ellenbogengelenks und Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks erforderlich ist, wie z. B.: • Operative Refixation der medialen und / oder lateralen Seitenbänder • Konservative Therapie von Ellenbogenluxationen • Operative Versorgung von Ellenbogenluxationsfrakturen	Optimaler Therapieverlauf durch stufenweise Einstellung der Beweglichkeit mit Quick-Set-Gelenk.
 medi® Epico ROM®s PRU 23.08.02.2007	Geeignet für alle Indikationen, bei denen eine frühfunktionelle Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Ellenbogengelenks und einstellbarer Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks erforderlich ist, wie z. B.: • Operative Refixation der medialen und / oder lateralen Seitenbänder • Operativ versorgte Bizeps- oder Trizepsrupturen • Konservative Therapie von Ellenbogenluxationen • Operative Versorgung von Ellenbogenluxationsfrakturen • Mediale oder laterale Seitenbandplastiken	Optimaler Therapieverlauf durch stufenweise Einstellung der Bewegungsrange in Extension und Flexion sowie Pronation und Supination. Angenehmer Tragekomfort durch leichtes Gesamtgewicht.

Unsere Unterstützung für Sie und Ihr Patienten-Gespräch

Neben einem breiten Produkt-Spektrum unterstützen wir Sie mit anschaulichem Informationsmaterial für Sie und Ihre Patient:innen.

Produkt-Informationen für Sie und Ihre Patient:innen



Verordnungshilfe Schulter und Ellenbogen, DIN A4
Art.-Nr. 0032303



Verordnungshilfe Rücken DIN A4
Art.-Nr. 0030103



Verordnungshilfe Knie DIN A4
Art.-Nr. 0031111



Produkt-Katalog medi Orthopädie, DIN A4
Art.-Nr. 0030300



Kitteltaschenkatalog medi Orthopädie, 10,5 x 17,0 cm
Art.-Nr. 0030001

Unter medi.biz/anziehanleitungen finden Sie zu vielen medi Produkten hilfreiche Anleitungsvideos für Ihre Patient:innen.

Kostenlos bestellen unter

T +49 921 912-333
F +49 921 912-780
OrderOrthopaedie@medi.de

Anziehanleitungen



medi.biz/Anziehanleitungen



Kooperationspartner der AGA-Gesellschaft
für Arthroskopie und Gelenkchirurgie



Offizieller Kooperationspartner
der Deutschen Vereinigung für
Schulter- und Ellenbogenchirurgie



Partner der Verbandsärzte
Deutschland e. V.

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
T +49 921 912-333
F +49 921 912-57
ortho@medi.de
www.medi.de



Medizinischen Kooperationspartnerin



Offizieller medizinischer Partner



0032302 / 10.2025